



## Plum oogspoeling – productinformatie

### Beschrijving

Plum oogspoelflessen bevatten een steriele 0,9% natriumchlorideoplossing, die overeenkomt met het natuurlijke zoutgehalte van het oog. De isotone vloeistof wordt goed verdragen en is een EHBO-hulpmiddel voor het spoelen van de ogen. Het product is voorzien van een ergonomisch gevormde oogschaal en maakt een gelijkmatige en zachte sproeistraal mogelijk. De fles moet bij het spoelen licht ingedrukt worden. Er is ook een DUO-uitvoering verkrijgbaar met een opzetstuk waarmee beide ogen gelijktijdig gespoeld kunnen worden, voor werkomstandigheden met een bijzonder hoog risico. Het gaat om een medisch hulpmiddel volgens EU-richtlijn 93/42/EEG. Er is een veiligheidsinformatieblad verkrijgbaar



### Toepassingsgebied

Plum oogspoeling wordt ingezet voor het verwijderen en wegspoelen van vreemde voorwerpen of deeltjes bij mechanische verwondingen, veroorzaakt door bijvoorbeeld metaal- of houtsplinters, vuil, stof of chemicaliën (zoals oliën en oplosmiddelen). Onmiddellijk spoelen verhindert dat vreemde deeltjes zich vastzetten in het oog, waardoor zware oogschade voorkomen kan worden. Bij gevaar voor etsing van het oog door zuren en alkalische stoffen wordt onze pH-neutrale steriele spoeloplossing met 4,9% fosfaatbufferoplossing (productspecificatie verkrijgbaar) aanbevolen. Hiermee kan een neutraliserend effect bereikt worden. De Plum oogspoeloplossing wordt ook aanbevolen ter voortzetting van het spoelen na gebruik van pH Neutral. Let op: raadpleeg bij oogletsel altijd een arts.



## Ogen-noodplan

BLOOTSTELLING AAN VUIL EN SCHADELIJKE STOFFEN	AANBEVOLEN SPOELOPPLOSSING	VOORTZETTING SPOELING TOT BEHANDELING DOOR ARTS	AANBEVOLEN SPOELING
<b>Vreemde voorwerpen</b> (bijv. stof, vuil, metaal- en houtsplinters)	Plum oogspoeloplossing	Plum oogspoeloplossing	Ogen zolang spoelen tot vreemde deeltjes uit het oog gespoeld zijn.
<b>Letsel door zuur</b>	pH Neutral	Plum oogspoeloplossing	Ogen met pH Neutral 2 minuten spoelen totdat de fles leeg is. Het spoelen voortzetten met Plum oogspoeloplossing tot behandeling door een arts.
<b>Letsel door alkalische stoffen</b>	pH Neutral	Plum oogspoeloplossing	Ogen met pH Neutral 2 minuten spoelen totdat de fles leeg is. Het spoelen voortzetten met Plum oogspoeloplossing tot behandeling door een arts.
<b>Overig letsel</b> (bijv. oplosmiddelen of oliën)	Plum oogspoeloplossing	Plum oogspoeloplossing	Ogen spoelen totdat het onaangename gevoel verdwenen is. Het spoelen voortzetten tot behandeling door een arts.
<b>Huidletsel</b> (door zuur, alkalische stoffen of chemicaliën)	pH Neutral	Plum oogspoeloplossing	Huid met pH Neutral 2 minuten spoelen totdat de fles leeg is. Het spoelen voortzetten met Plum oogspoeloplossing tot behandeling door een arts.

Ons ogen-noodplan maakt risicoanalyse bij uw activiteiten gemakkelijker en overzichtelijk. U kunt gemakkelijk zien welke spoeling wij aanbevelen bij de verschillende soorten letsel door vuil en schadelijke stoffen.

# Plum oogspoeling – productinformatie



## De voordelen voor u

- Hoge werkingszekerheid – de flessen voldoen aan DIN EN 15154-4 (oogdouches zonder wateraansluiting).
- Flexibele systeemoplossing – flessen leverbaar in diverse maten en stations, voor individuele inzetbaarheid van losse flessen en voor wandmontage op werkplekken met direct risico.
- Geschikt voor vrijwel ieder toepassingsgebied (bijv. industrie, werkplaats, laboratorium, EHBO-does, meenemen in voertuigen e.d.).
- Snel en gemakkelijk toe te passen met slechts twee handelingen – daardoor ook zonder hulp van anderen door de gewonde zelf te gebruiken.
- Lang houdbaar – ongeopend 3 jaar houdbaar en inzetbaar.
- Onderhoudsvrij – geen extra reinigen en vervangen van de vloeistof nodig (in tegenstelling tot gewoon water).

## Gebruik



Neem de fles uit het station.



Draai de oogschaal tot de verzegeling breekt.



Hoofd iets achterover houden en spoelen.



Hoofd naar voren buigen en spoelen, als de kleding niet nat mag worden.

## Aanwijzingen: hoe om te gaan met het product

Het product is bedoeld voor eenmalig gebruik. Niet meer gebruiken na de uiterste gebruiksdatum (zie flesetiket). De verzegeling van de fles moet intact zijn om goede werking te kunnen garanderen. Bij hergebruik van aangebroken flessen bestaat het risico van infectie.

## Maten van de flessen

Inhoud	200 ml	500 ml	1000 ml	500 ml Duo	1000 ml Duo
Artikelnr.	4691	4604	4707	4861	4800
Spoeltijd	ca. 2 min.	ca. 5 min.	ca. 10 min.	ca. 2 min. per oog	ca. 5 min. per oog
Afmetingen	h 165 x ø 55 mm	h 220 x ø 75 mm	h 270 x ø 85 mm	h 220 x ø 75 mm	h 270 x ø 85 mm