



VAN HOUDT

EHBO - VERZORGINGSARTIKELN - MEDISCH MATERIAAL

FROM OCTOBER 16 TO NOVEMBER 24, 2023

ANNIVERSARY DEAL

60

PROMOTAL

1963 - 2023



22, rue de St. Denis de Gastines - 53500 Ernée, FRANCE
Phone : +33 (0)2 43 05 17 76

WWW.PROMOTAL.COM



VAN HOUDT

EHBO - VERZORGINGSARTIKELN - MEDISCH MATERIAAL

FOR EACH
PURCHASE OF
THE FOLLOWING
PRODUCTS :

- ① iQuest / iDuolys Family
- ② gMotio
- ③ Kompact
- ④ eMotio Family
- ⑤ Quest / Duolys Family



60
PROMOTAL
1963-2023

REF 923-10



**Bij aankoop van onderzoekstafel
16 % korting en tabouret inclusief
voor € 1.21 extra**

Alleen bij aankoop van een onderzoekstafel (iQuest/iDuolys, Quest/Duolys, gMotio, eMotio en Kompact). Aanbieding kan niet gecombineerd worden met andere promoties

Elektrische tafel Promotal QUEST

Tweedelige onderzoekstafel, max. capaciteit **200 kg**.

Elektrisch in hoogte verstelbaar 46 -> 92 cm. door handschakelaar.

Onderstel in grijs verlakte staalplaat (RAL 7035). Bekleding ligvlak kunstleder in kleur naar keuze.

Uitgerust met papierrolhouder.

Verschillende mogelijkheden :

2050-10	- Hoofdsteun verstelbaar met gasveer, gemonteerd op regeldoppen	2.924,00 €	21%	3.538,04 €
	Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €
2050-20	- Hoofdsteun verstelbaar met gasveer, gemonteerd op regeldoppen, Trendelenburg + anti-Trendelenburg	2.953,00 €	21%	3.573,13 €
	Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €
2050-15	- Hoofdsteun verstelbaar met gasveer, gemonteerd op wegklapbare wieltjes	3.398,00 €	21%	4.111,58 €
	Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €
2050-30	- Hoofdsteun verstelbaar met gasveer, gemonteerd op wegklapbare wieltjes, Trendelenburg + anti-Trendelenburg.	3.427,00 €	21%	4.146,67 €
	Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €
2050-50	- Hoofdsteun elektrisch verstelbaar, gemonteerd op wegklapbare wieltjes, Trendelenburg + anti-Trendelenburg.	3.633,00 €	21%	4.395,93 €
	Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €

Elektrische tafel Promotal iQUEST

Volledig elektrisch verstelbare onderzoekstafel: hoogte, rugsteun,

Trendelenburg en anti-Trendelenburg

Verstellingen tweemaal sneller dan bij klassieke modellen

Variabele hoogte 46-93 cm over handschakelaar

2 posities kunnen worden opgeslagen, 100% instelbaar

Lage opstappositie voor patiënt: 46 cm

Met elektrisch inklapbare wieltjes

Papierrolhouder (max. 50 cm)

Max. capaciteit 250 kg

Verschillende mogelijkheden :

3050-40	- Model standaard ref. 3050-40: op regeldoppen (dus zonder inklapbare wieltjes). Afm. 200 x 65 cm	3.804,00 €	21%	4.602,84 €
	Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €
3050-50	- Model standaard ref. 3050-50: met elektrisch inklapbare wieltjes Afm. 200 x 65 cm	4.544,00 €	21%	5.498,24 €
	Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €
3055-20	- Model <i>LOUNGE</i> , ref. 30-55-20 Luxueus model met optimaal comfort dankzij Lounge-bekleding 75 cm breed Bedieningselementen van de tafel (hoogteverstelling, rugsteunverstelling Trendelenburg en anti-Trendelenburg) volledig geïntegreerd in de rugsteun van de tafel: zorgen voor intuïtieve opdrachten door strategische plaatsing Met elektrisch inklapbare wieltjes	5.045,00 €	21%	6.104,45 €
	Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €

Elektrische gynecotafel Duolys

Elektrische hoogteverstelling 49 à 95 cm., over handschakelaar.

Onderstel grijs gelakt, bekleding ligvlak kunstleder naadloos.

Max capaciteit 200 kg.

Hoofdsteun verstelbaar met gasveer, rugsteun elektrisch verstelbaar

Afneembaar gynecozitje, kunststof spoelbakje 6 liter.

Uitgerust met 2 papierrolhouders.

Trendelenburg en anti-Trendelenburg.

Afmetingen ligvlak 192 x 73 cm.

Universele onderzoekstafel, geschikt voor algemeen onderzoek en gynecologie, leverbaar in verschillende configuraties en met diverse accessoires.

2065-10	Uitgerust met hielsteunen en gemonteerd op regeldoppen	4.782,00 €	21%	5.786,22 €
	Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €
2064-30	Uitgerust met beensteunen en gemonteerd op geïntegreerde wegklapbare wieltjes	5.429,00 €	21%	6.569,09 €
	Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €
2065-30	Uitgerust met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend, zoals bij Amerikaanse tafels), en gemonteerd op geïntegreerde wegklapbare wieltjes.	5.345,00 €	21%	6.467,45 €
	Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €
2060-30	Uitgerust met hielsteunen en gemonteerd op geïntegreerde wegklapbare wieltjes.	5.145,00 €	21%	6.225,45 €
	Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €

Elektrische gynecotafel iDuolys

Een 2-in-1 tafel voor gynaecologisch en algemeen onderzoek

Intuïtieve opdrachten en vooraf ingestelde opstappositie voor de patiënt

Hoofdsteun verstelbaar met dubbele gasveer

Rugsteun elektrisch verstelbaar

Verstellingen tweemaal sneller dan bij klassieke modellen Duolys

Elektrische hoogteverstelling van 53 tot 99 cm (dus ideale opstappositie voor patiënt)

Geleverd met afstandsbediening

Twee posities kunnen worden opgeslagen, 100% instelbaar

Met elektrisch inklapbare wieltjes voor bepaalde modellen

Max capaciteit 250 kg.

Geleverd met papierhouder

Uitgerust met afneembaar platte bekleding van kunstleder, naadloos

a) Model 3060-40

Gemonteerd op regeldoppen (dus géén inklapbare wieltjes)

Met vaste hielsteunen

5.427,00 €	21%	6.566,67 €
Bijdrage Recupel	0,07 €	0,08 €

b) Model 3065-40

Gemonteerd op regeldoppen (dus géén inklapbare wieltjes)

Met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend, zoals bij Amerikaanse tafels)

5.618,00 €	21%	6.797,78 €
Bijdrage Recupel	0,07 €	0,08 €

c) Model 3060-60

Gemonteerd op grote wielen Ø 125 mm, NIET inklapbaar, met rem

Geschikt voor mobiel gebruik

Met vaste hielsteunen

5.516,00 € 21% 6.674,36 €

Bijdrage Recupel 0,07 € 21% 0,08 €

d) Model 3065-60

Gemonteerd op grote wielen Ø 125 mm, NIET inklapbaar, met rem

Geschikt voor mobiel gebruik

Met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend)

5.707,00 € 21% 6.905,47 €

Bijdrage Recupel 0,07 € 21% 0,08 €

e) Model 3060-50

Gemonteerd op inklapbare wieltjes (elektrisch activeerbaar door aanhoudend contact)

Niet geschikt voor mobiel gebruik, enkel bedoeld om tafel makkelijk te verplaatsen om

bijvoorbeeld ondergrond te reinigen

Met vaste hielsteunen

5.936,00 € 21% 7.182,56 €

Bijdrage Recupel 0,07 € 21% 0,08 €

f) Model 3065-50

Gemonteerd op inklapbare wieltjes (elektrisch activeerbaar door aanhoudend contact)

Niet geschikt voor mobiel gebruik, enkel bedoeld om tafel makkelijk te verplaatsen om

bijvoorbeeld ondergrond te reinigen

Met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend)

6.159,00 € 21% 7.452,39 €

Bijdrage Recupel 0,07 € 21% 0,08 €

g) Toebehoren/opties voor alle modellen

30850 - tafel geleverd met plastic beensteunen i.p.v. vaste hielsteunen

=> OP TE GEVEN BIJ BESTELLING, ORIGINELE FABRIEKS MONTAGE

(in nabestelling kosten deze sowieso meer : € 326,00)

147,00 € 21% 177,87 €

30845 - tafel geleverd met Goepel-beensteunen i.p.v. vaste hielsteunen, met bevestigingsklemmen

=> OP TE GEVEN BIJ BESTELLING, ORIGINELE FABRIEKS MONTAGE

(in nabestelling zijn deze sowieso duurder: € 627,00)

450,00 € 21% 544,50 €

4050-20 Onderzoeksstoel Promotal Emotio

Multifunctionele onderzoeksstoel / onderzoekstafel voor polyvalent gebruik :

algemeen onderzoek, gynaecologie, pediatrie, ...

Met de uniek elektrisch verstelbare beenplaat kan onderzoeksstoel snel en makkelijk omgevormd worden tot een volwaardige onderzoekstafel.

Volledig elektrisch verstelbaar (hoogte / rugsteun / beensteun), fraai design met comfortabele polstering 70 cm. breed, functioneel door verschillende motoren en 4 geheugenfuncties, hoog ligcomfort voor patiënt en perfecte werkhoogte voor arts (cfr. MSD - problematiek : Musculo - Skeletal Disorders)

Optimaal bedieningsgemak : 2 "Quick-Exam" - posities (favoriete instellingen)

programmeerbaar via controlepaneel, zgn. Memory-instellingen of geheugenfuncties.

Stoel- en ligpositie met één klik instelbaar via controlepaneel : dit controlepaneel is draaibaar en kan zowel links als rechts van de tafel bevestigd worden.

Elektrische hoogteverstelling 45 → 96 cm. over voetpedaal : begroeting in stoelpositie met met zeer lage opstap, dus toegankelijk voor ouderen, mindervaliden, obesitaspatiënten, ...

Max. capaciteit 205 kg., wieltjes onder tafel elektrisch activeerbaar.

Papierrolhouder geïntegreerd in rugsteun.

Onderzoekslampen en andere accessoires te bevestigen met eenvoudig kliksysteem,

geen bevestigingsklemmen e.d. noodzakelijk.

5.530,00 21% 6.691,30

+ Recupelbijdrage 0,07 € 21% 0,08 €

Toebehoren

40300	- Trendelenburgpositie tot 105 cm., handenvrij in te stellen (= tevens bekkenhoogteverstelling voor gynaecologisch onderzoek), → Originele fabrieksmontage, dus niet achteraf te bestellen !	360,00 €	21%	435,60 €
40400	- Geïntegreerde stekkerdoos in sokkel → Originele fabrieksmontage, dus niet achteraf te bestellen !	147,00 €	21%	177,87 €
11679-1	- Regelbare hoofdsteun	142,00 €	21%	171,82 €
40950	- Clipbevestigingssysteem voor onderzoekslamp <u>Promotal</u>	37,00 €	21%	44,77 €



40923	- Converteerbare arm- en beensteun: uniek systeem, gecombineerde arm- en beensteun 2 in 1	870,00 €	21%	1052,70 €
-------	--	----------	-----	-----------

4055-20 Onderzoeksstoel Promotal Emotio

Model Emotio **mét** Trendelenburgpositie (ref. 40300), **mét** connecteerbare arm- en beensteun (ref. 40923) en **mét** regelbare hoofdsteun (ref. 11679-01)

6.735,00	21%	8.149,35
+ Recupel bijdrage	0,07 €	21%
		0,08 €

4050-20 Onderzoeksstoel Promotal Gmotio

Gynaecologische onderzoekstafel, zelfde familie als EMOTIO.

Volledig elektrisch verstelbaar: Hoogte 57 - 118,5 cm, rugverstelling en trendelenburg over voetpedalen via bediening op rugleuning.

Elektrisch activeerbare wieljes om tafel te verplaatsen (NIET onder belasting)

Max. draagvermogen 205 kg. Met bevestigingsrails ter hoogte van zitkussen

Veiligheidsbatterij. ABS-spoelbakje (inhoud 6 liter). Geïntegreerde papierrolhouder.

15620-01	Met hielsteunen	10.140,00	21%	12.269,40
	+ Recupel bijdrage	0,07 €	21%	0,08 €
15626-01	Met beensteunen	10.288,00	21%	12.448,48
	+ Recupel bijdrage	0,07 €	21%	0,08 €
15624-01	Met GOEPPEL beensteunen	10.569,00	21%	12.788,49
	+ Recupel bijdrage	0,07 €	21%	0,08 €
15630-01	Met elektrisch manipuleerbare voetsteunen	11.852,00	21%	14.340,92
	+ Recupel bijdrage	0,07 €	21%	0,08 €
15640-01	Met elektrisch manipuleerbare voetsteunen en geïntegreerde LED-verlichting	13.317,00	21%	16.113,57
	+ Recupel bijdrage	0,07 €	21%	0,08 €

Toebehoren Promotal Gmotio

15672-01	Geïntegreerde uittrekbare beensteunen voor gebruik van tafel met liggende patiënt	733,00	21%	886,93
----------	--	--------	-----	--------

Onderzoekstafel KOMPACT (Promotal)

Zeer compacte (ca. 1m³) polyvalente onderzoekstafel, zowel te gebruiken voor patiënten in zitpositie als in ligpositie

Max. capaciteit 250 kg

Uitgerust met geïntegreerde inschuifbare hielsteunen en met uitschuifbaar voeteneinde (opgelet: klein hoogteverschil met zitkussen)

Met 2 laterale Monobloc opbergladen die langs beide zijden van de tafel kunnen geopend worden en met 2 frontale Monobloc laden

Met geïntegreerd inschuifbaar opstapje, hoogte 23 cm

Breedte kussen 72 cm, bekleed met naadloos kunstleder, makkelijk in onderhoud (bekleding afneembaar)

Verstelbaar gynaecozitje tot 7° met ABS-spoelbakje

Rugsteun manueel verstelbaar met gasveer

Papierrolhouder geïntegreerd in achterzijde van rugsteun.

Lengte van de tafel 197 cm, hoogte 85 cm (hoogte tussen opstapje en zitkussen 61 cm)

235-10	- Model op regeldoppen	2.995,00 €	21%	3.623,95 €
235-15	- Model met BLOCK'N ROLL: in de tafel geïntegreerd wielsysteem waarmee de tafel kan worden verplaatst (opgelet: enkel voor bijv. schoonmaakdoeleinden, <u>NIET</u> geschikt voor patiëntentransport!)	3.429,00 €	21%	4.149,09 €

Toebehoren voor beide modellen

278-01	- 1 paar bevestigingsrails ter hoogte van zitgedeelte	187,00 €	21%	226,27 €
240-01	- 1 paar stopcontacten (1 aan elke zijde van de tafel)	360,00 €	21%	435,60 €
	+ Recupel	0,07 €	21%	0,08 €
272-01	- 1 uitschuifbaar voeteneinde op zelfde niveau als zitkussen, dus <u>GEEN</u> hoogteverschil tussen voeteneinde en zitkussen, zodat één mooi egaal zitkussen gecreëerd wordt	248,00 €	21%	300,08 €
878-12	- Bevestigingsklem voor accessoires, voor gebruik op rails in optie	70,00 €	21%	84,70 €
245-01 + 87	- 1 paar Goeppel-beensteunen, compleet met bevestigingsklemmen	637,00 €	21%	770,77 €
239-10	- ABS achterbak die bovenop het onderstel van de tafel gemonteerd wordt met opbergruimte voor 2 papierrollen	113,00 €	21%	136,73 €