




EBIG DEAL

FROM 10 OCTOBER TO 9 DECEMBER 2022



22, rue de St. Denis de Gastines - 53500 Ernée, FRANCE
Phone : + 33 (0)2 43 05 17 76

WWW.PROMOTAL.COM



**FOR EACH
PURCHASE OF
THE FOLLOWING
PRODUCTS:**

1 IQEST/IDUOLYS FAMILY⁽³⁾

2 GMOTIO

3 KOMPACT

4 EMOTIO FAMILY⁽²⁾

5 DENEQ

6 QUEST/DUOLYS FAMILY⁽¹⁾

7 ELANSA

8 EKOMPACT



**A STOOL OFFERED
FOR €1 MORE⁽⁴⁾**



**923-10
FOR THE PURCHASE
OF A PROMOTAL
PRODUCT**

TERMS OF SALE AND LEGAL MENTIONS

(1) Quest/Duolys Family: Quest, Quest Cardio, Duolys

(2) eMotio Family: eMotio, eMotio+

(3) iQuest/iDuolys Family: iQuest, iQuest
Lounge, iQuest hospital, iDuolys

(4) Only for the purchase of a chair - Excluding
sterilizers and medical carts.

Offer cannot be combined with any other promotional offers.

**-16 % korting op alle modellen & toebehoren
(Korting nog in mindering te brengen)**

+

Tabouret 923-10 aan 1 €



Nieuwe kleuren



Elektrische tafel Promotal QUEST

Tweedelige onderzoekstafel, max. capaciteit **200 kg**.

Elektrisch in hoogte verstelbaar 46 -> 92 cm. door handschakelaar.

Onderstel in grijs verlakte staalplaat (RAL 7035). Bekleding ligvlak kunstleder in kleur naar keuze.

Uitgerust met papierrolhouder.

Verschillende mogelijkheden :

2050-10	- Hoofdsteun verstelbaar met gasveer, gemonteerd op regeldoppen	2.720,00 €	21%	3.291,20 €
	Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €
2050-20	- Hoofdsteun verstelbaar met gasveer, gemonteerd op regeldoppen, Trendelenburg + anti-Trendelenburg	2.747,00 €	21%	3.323,87 €
	Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €
2050-15	- Hoofdsteun verstelbaar met gasveer, gemonteerd op wegklapbare wieltjes	3.161,00 €	21%	3.824,81 €
	Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €
2050-30	- Hoofdsteun verstelbaar met gasveer, gemonteerd op wegklapbare wieltjes, Trendelenburg + anti-Trendelenburg.	3.188,00 €	21%	3.857,48 €
	Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €
2050-50	- Hoofdsteun elektrisch verstelbaar, gemonteerd op wegklapbare wieltjes, Trendelenburg + anti-Trendelenburg.	3.379,00 €	21%	4.088,59 €
	Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €

Elektrische tafel Promotal iQUEST

Volledig elektrisch verstelbare onderzoekstafel: hoogte, rugsteun,

Trendelenburg en anti-Trendelenburg

Verstellingen tweemaal sneller dan bij klassieke modellen

Variabele hoogte 46-93 cm over handschakelaar

2 posities kunnen worden opgeslagen, 100% instelbaar

Lage opstappositie voor patiënt: 46 cm

Met elektrisch inklapbare wieltjes

Papierrolhouder (max. 50 cm)

Max. capaciteit 250 kg

Verschillende mogelijkheden :

3050-40	- Model standaard ref. 3050-40: op regeldoppen (dus zonder inklapbare wieltjes). Afm. 200 x 65 cm	3.538,00 €	21%	4.280,98 €
	Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €
3050-50	- Model standaard ref. 3050-50: met elektrisch inklapbare wieltjes Afm. 200 x 65 cm	4.227,00 €	21%	5.114,67 €
	Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €
3055-20	- Model <i>LOUNGE</i> , ref. 30-55-20 Luxueus model met optimaal comfort dankzij Lounge-bekleding 75 cm breed Bedieningselementen van de tafel (hoogteverstelling, rugsteunverstelling Trendelenburg en anti-Trendelenburg) volledig geïntegreerd in de rugsteun van de tafel: zorgen voor intuïtieve opdrachten door strategische plaatsing Met elektrisch inklapbare wieltjes	4.693,00 €	21%	5.678,53 €
	Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €

Elektrische gynecotafel Duolys

Elektrische hoogteverstelling 49 à 95 cm., over handschakelaar.

Onderstel grijs gelakt, bekleding ligvlak kunstleder naadloos.

Max capaciteit 200 kg.

Hoofdsteun verstelbaar met gasveer, rugsteun elektrisch verstelbaar

Afneembaar gynecozitje, kunststof spoelbakje 6 liter.

Uitgerust met 2 papierrolhouders.

Trendelenburg en anti-Trendelenburg.

Afmetingen ligvlak 192 x 73 cm.

Universele onderzoekstafel, geschikt voor algemeen onderzoek en gynecologie,

leverbaar in verschillende configuraties en met diverse accessoires.

2065-10	Uitgerust met hielsteunen en gemonteerd op regeldoppen	4.448,00 €	21%	5.382,08 €
	Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €
2064-30	Uitgerust met beensteunen en gemonteerd op geïntegreerde wegklapbare wieltjes	5.050,00 €	21%	6.110,50 €
	Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €
2065-30	Uitgerust met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend, zoals bij Amerikaanse tafels), en gemonteerd op geïntegreerde wegklapbare wieltjes.	4.972,00 €	21%	6.016,12 €
	Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €
2060-30	Uitgerust met hielsteunen en gemonteerd op geïntegreerde wegklapbare wieltjes.	4.786,00 €	21%	5.791,06 €
	Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €

Elektrische gynecotafel iDuolys

Een 2-in-1 tafel voor gynaecologisch en algemeen onderzoek

Intuïtieve opdrachten en vooraf ingestelde opstappositie voor de patiënt

Hoofdsteun verstelbaar met dubbele gasveer

Rugsteun elektrisch verstelbaar

Verstellingen tweemaal sneller dan bij klassieke modellen Duolys

Elektrische hoogteverstelling van 53 tot 99 cm (dus ideale opstappositie voor patiënt)

Geleverd met afstandsbediening

Twee posities kunnen worden opgeslagen, 100% instelbaar

Met elektrisch inklapbare wieltjes voor bepaalde modellen

Max capaciteit 250 kg.

Geleverd met papierhouder

Uitgerust met afneembaar platte bekleding van kunstleder, naadloos

a) Model 3060-40

Gemonteerd op regeldoppen (dus géén inklapbare wieltjes)

Met vaste hielsteunen

	5.048,00 €	21%	6.108,08 €
Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €

b) Model 3065-40

Gemonteerd op regeldoppen (dus géén inklapbare wieltjes)

Met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend, zoals bij Amerikaanse tafels)

	5.226,00 €	21%	6.323,46 €
Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €

c) Model 3060-60

Gemonteerd op grote wielen Ø 125 mm, NIET inklapbaar, met rem

Geschikt voor mobiel gebruik

Met vaste hielsteunen	5.121,00 €	21%	6.196,41 €
Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €

d) Model 3065-60

Gemonteerd op grote wielen Ø 125 mm, NIET inklapbaar, met rem

Geschikt voor mobiel gebruik

Met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend)	5.309,00 €	21%	6.423,89 €
Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €

e) Model 3060-50

Gemonteerd op inklapbare wieltjes (elektrisch activeerbaar door aanhoudend contact)

Niet geschikt voor mobiel gebruik, enkel bedoeld om tafel makkelijk te verplaatsen om bijvoorbeeld ondergrond te reinigen

Met vaste hielsteunen	5.522,00 €	21%	6.681,62 €
Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €

f) Model 3065-50

Gemonteerd op inklapbare wieltjes (elektrisch activeerbaar door aanhoudend contact)

Niet geschikt voor mobiel gebruik, enkel bedoeld om tafel makkelijk te verplaatsen om bijvoorbeeld ondergrond te reinigen

Met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend)	5.729,00 €	21%	6.932,09 €
Bijdrage Recupel	0,33 €	21%	0,40 €

g) Toebehoren/opties voor alle modellen

30850 - tafel geleverd met plastic beensteunen i.p.v. vaste hielsteunen

=> OP TE GEVEN BIJ BESTELLING, ORIGINELE FABRIEKSMONTAGE

(in nabestelling kosten deze sowieso meer : € 288,00)	137,00 €	21%	165,77 €
---	----------	-----	----------

30845 geleverd met Goepel-beensteunen i.p.v. vaste hielsteunen, met bevestigingsklemmen

=> OP TE GEVEN BIJ BESTELLING, ORIGINELE FABRIEKSMONTAGE

(in nabestelling zijn deze sowieso duurder: € 555,00)	419,00 €	21%	506,99 €
---	----------	-----	----------

Onderzoekstafel KOMPACT (Promotal)

Zeer compacte (ca. 1m³) polyvalente onderzoekstafel, zowel te gebruiken voor patiënten in zitpositie als in ligpositie

Max. capaciteit 250 kg

Uitgerust met geïntegreerde inschuifbare hielsteunen en met uitschuifbaar voeteneinde (opgelet: klein hoogteverschil met zitkussen)

Met 2 laterale Monobloc opbergladen die langs beide zijden van de tafel kunnen geopend worden en met 2 frontale Monobloc laden

Met geïntegreerd inschuifbaar opstapje, hoogte 23 cm

Breedte kussen 72 cm, bekleed met naadloos kunstleder, makkelijk in onderhoud (bekleding afneembaar)

Verstelbaar gynaecozitje tot 7° met ABS-spoelbakje

Rugsteun manueel verstelbaar met gasveer

Papierrolhouder geïntegreerd in achterzijde van rugsteun.

Lengte van de tafel 197 cm, hoogte 85 cm (hoogte tussen opstapje en zitkussen 61 cm)

235-10	- Model op regeldoppen	2.786,00 €	21%	3.371,06 €
--------	------------------------	------------	------------	------------

235-15	- Model met BLOCK'N ROLL: in de tafel geïntegreerd wielsysteem waarmee de tafel kan worden verplaatst (opgelet: enkel voor bijv. schoonmaakdoeleinden, <u>NIET</u> geschikt voor patiëntentransport!)	3.190,00 €	21%	3.859,90 €
--------	---	------------	------------	------------

Toebehoren voor beide modellen

278-01	- 1 paar bevestigingsrails ter hoogte van zitgedeelte	174,00 €	21%	210,54 €
--------	---	----------	------------	----------

240-01	- 1 paar stopcontacten (1 aan elke zijde van de tafel)	370,00 €	21%	447,70 €
--------	--	----------	------------	----------

	+ Recupel	0,33 €	21%	0,40 €
--	------------------	---------------	------------	---------------

272-01	- 1 uitschuifbaar voeteneinde op zelfde niveau als zitkussen, dus <u>GEEN</u> hoogteverschil tussen voeteneinde en zitkussen, zodat één mooi egaal zitkussen gecreëerd wordt	231,00 €	21%	279,51 €
--------	--	----------	------------	----------

878-12	- Bevestigingsklem voor accessoires, voor gebruik op rails in optie	65,00 €	21%	78,65 €
--------	---	---------	------------	---------

245-01 + 87-	1 paar Goeppl-beensteunen, compleet met bevestigingsklemmen	592,00 €	21%	716,32 €
--------------	---	----------	------------	----------

239-10	- ABS achterbak die bovenop het onderstel van de tafel gemonteerd wordt met opbergruimte voor 2 papierrollen	105,00 €	21%	127,05 €
--------	--	----------	------------	----------

Onderzoekstafel eKOMPACT (Promotal)

Onderzoekstafel elektrisch in hoogte verstelbaar, max. capaciteit 205 kg

Comfortabele kunstlederen bekleding 72 cm breed

Zeer compact en multifunctioneel model (ca. 1 m³) met veel opbergruimte:
moeiteloos overschakelen van zitpositie naar liggende positie door geïntegreerde
beensteunverhoging (klein hoogteverschil met zitkussen)

Ontvangstpositie voor patiënt op zithoogte van 48 cm

Rugleuning elektrisch verstelbaar, hoogte elektrisch verstelbaar 48 - 99,5 cm

Verstelbaar gyneco zitje tot 7° met ABS-spoelbakje

Uitgerust met geïntegreerde inschuifbare en verstelbare hielsteunen

1 laterale doorschuiflade (zowel links als rechts te openen) en 1 lade aan de voorzijde

Papierrolhouder

Naadloze bekleding en elektrisch bedienbare zwenkwieltjes om tafel eenvoudig
te verplaatsen voor reinigingsdoeleinden

(NIET geschikt voor mobiel gebruik van de tafel onder belasting)

40235-01 **a) eKOMPACT standaard ref. 40235-01**

Met handschakelaar: toetsen kunnen enkel manueel bediend worden en
moeten blijvend ingedrukt worden om posities waaronder
hoogteverstelling te veranderen

6.247,00 € 21% 7.558,87 €

+ Recupel

0,33 € 21% 0,40 €

40235-20 **b) eKOMPACT ONE TOUCH ref. 40235-20**

Bij dit model kunnen toetsen ingesteld worden: door één druk kan de gewenste
positie bereikt worden en bespaart u kostbare tijd

Zo kan bijvoorbeeld zowel gewenste zithoogte voor de patiënt als gewenste
hoogte om onderzoek te starten door één druk op de toets bereikt worden

6.443,00 € 21% 7.796,03 €

+ Recupel

0,33 € 21% 0,40 €

40235-25 **c) eKOMPACT PREMIUM ref. 40235-25**

Bij dit model wordt een draadloze voetpedaal meegeleverd, waarmee
tafel op gewenste hoogte kan gebracht worden

Hierdoor heeft U steeds handen vrij.

Dit model komt ook met de ONE-TOUCH-functie

6.957,00 € 21% 8.417,97 €

+ Recupel

0,33 € 21% 0,40 €

d) Toebehoren voor alle modellen

278-01 - 1 paar bevestigingsrails ter hoogte van zitgedeelte

174,00 € 21% 210,54 €

40400 - 1 stopcontact met aarding

137,00 € 21% 165,77 €

272-01 - 1 uitschuifbaar voeteinde op zelfde niveau als zitkussen,
dus GEËN hoogteverschil tussen voeteinde/beensteun en zitkussen,

zodat één mooi egaal ligkussen gecreëerd wordt

231,00 € 21% 279,51 €

878-12 - bevestigingsklem voor accessoires, voor gebruik op rails in optie

65,00 € 21% 78,65 €

245-01 + 87- 1 paar Goeppel beensteunen, compleet met bevestigingsklemmen

592,00 € 21% 716,32 €

236-01 + 87- 1 armsteun met bevestigingsklem

274,00 € 21% 331,54 €

-> OVERIGE TOEBEHOREN OP EENVOUDIG VERZOEK

Elektrische gynaecotafel ELANSA

Onderzoekstafel elektrisch in hoogte verstelbaar
Stalen frame met lichtgrijze ABS-bekleding.
Rugleuning verstelbaar met gasveer.
Geïntegreerde papierrolhouder.
Elektrische hoogteverstelling 46 - 106 cm d.m.v. voetpedaal.
Naadloze afneembare anatomische bekleding.
Met ABS-spoelbak (6 liter) op rails
Verstelbare voetjes op frame.
Max. capaciteit 170 kg.

11610-01	- Met hielsteunen	5.970,00 €	21%	7.223,70 €
	+ Recupel	0,33 €	21%	0,40 €
11614-01	- Met beensteunen volgens Goeppl	6.272,00 €	21%	7.589,12 €
	+ Recupel	0,33 €	21%	0,40 €
11615-01	- Met unieke voetsteunen	6.345,00 €	21%	7.677,45 €
	+ Recupel	0,33 €	21%	0,40 €

Onderzoeksstoel Promotal Emotio

Multifunctionele onderzoeksstoel / onderzoekstafel voor polyvalent gebruik :
algemeen onderzoek, gynaecologie, pediatrie, ...
Met de uniek elektrisch verstelbare beenplaat kan onderzoeksstoel snel en makkelijk omgevormd worden tot een volwaardige onderzoekstafel.
Volledig elektrisch verstelbaar (hoogte / rugsteun / beensteun), fraai design met comfortabele polstering 70 cm. breed, functioneel door verschillende motoren en 4 geheugenfuncties, hoog ligcomfort voor patiënt en perfecte werkhoogte voor arts (cfr. MSD - problematiek : Musculo - Skeletal Disorders)
Optimaal bedieningsgemak : 2 "Quick-Exam" - posities (favoriete instellingen) programmeerbaar via controlepaneel, zgn. Memory-instellingen of geheugenfuncties.
Stoel- en ligpositie met één klik instelbaar via controlepaneel : dit controlepaneel is draaibaar en kan zowel links als rechts van de tafel bevestigd worden.
Elektrische hoogteverstelling 45 → 96 cm. over voetpedaal : begroeting in stoelpositie met met zeer lage opstap, dus toegankelijk voor ouderen, mindervaliden, obesitaspatiënten, ...
Max. capaciteit 205 kg., wieltjes onder tafel elektrisch activeerbaar.
Papierrolhouder geïntegreerd in rugsteun.
Onderzoekslampen en andere accessoires te bevestigen met eenvoudig kliksysteem, geen bevestigingsklemmen e.d. noodzakelijk.

5.144,00	21%	6.224,24
0,33 €	21%	0,40 €

Toebehoren

40300	- Trendelenburgpositie tot 105 cm., handenvrij in te stellen (= tevens bekkenhoogteverstelling voor gynaecologisch onderzoek), → Originele fabrieksmontage, dus niet achteraf te bestellen !	335,00 €	21%	405,35 €
40400	- Geïntegreerde stekkerdoos in sokkel → Originele fabrieksmontage, dus niet achteraf te bestellen !	137,00 €	21%	165,77 €
11679-1	- Regelbare hoofdsteen	132,00 €	21%	159,72 €
40850	- 1 paar hielsteunen => tot uitputting stock	267,00 €	21%	323,07 €

40950	- Clipbevestigingssysteem voor onderzoekslamp	34,00 €	21%	41,14 €
40923	- Converteerbare arm- en beensteun: uniek systeem, gecombineerde arm- en beensteun 2 in 1	809,00 €	21%	978,89 €
4055-20	<u>Onderzoeksstoel Promotal Emotio</u> Model Emotio <u>mét</u> Trendelenburgpositie (ref. 40300), <u>mét</u> connecteerbare arm- en beensteun (ref. 40923) en <u>mét</u> regelbare hoofdsteen (ref. 11679-01)	6.265,00	21%	7.580,65
	+ Recupel bijdrage	0,33 €	21%	0,40 €
4050-20	<u>Onderzoeksstoel Promotal Gmotio</u> Gynaecologische onderzoekstafel, zelfde familie als EMOTIO. Volledig elektrisch verstelbaar: Hoogte 57 - 118,5 cm, rugverstelling en trendelenburg over voetpedalen via bediening op rugleuning. Elektrisch activeerbare wieltjes om tafel te verplaatsen (NIET onder belasting) Max. draagvermogen 205 kg. Met bevestigingsrails ter hoogte van zitkussen Veiligheidsbatterij. ABS-spoelbakje (inhoud 6 liter). Geïntegreerde papierrolhouder.			
15620-01	Met hielsteunen	9.433,00	21%	11.413,93
	+ Recupel bijdrage	0,33 €	21%	0,40 €
15626-01	Met beensteunen	9.570,00	21%	11.579,70
	+ Recupel bijdrage	0,33 €	21%	0,40 €
15624-01	Met GOEPPEL beensteunen	9.832,00	21%	11.896,72
	+ Recupel bijdrage	0,33 €	21%	0,40 €
15630-01	Met elektrisch manipuleerbare voetsteunen	11.025,00	21%	13.340,25
	+ Recupel bijdrage	0,33 €	21%	0,40 €
15640-01	Met elektrisch manipuleerbare voetsteunen en geïntegreerde LED-verlichting	12.388,00	21%	14.989,48
	+ Recupel bijdrage	0,33 €	21%	0,40 €
	<u>Toebehoren Promotal Gmotio</u>			
15672-01	Geïntegreerde uittrekbare beensteunen voor gebruik van tafel met liggende patiënt	682,00	21%	825,22

Onderzoeksstoel Promotal Deneo

Uniek revolutionair model volgens "Sit 'n Go" principe.

Beschikbaar in vaste en in hydraulisch verstelbare hoogte.

Uitgerust met 2 lateraal geïntegreerde handgrepen om het instappen te vereenvoudigen : wanneer patiënt op de twee handgrepen steunt, zakt de stoel automatisch naar ideale instaphoogte.

Stoel kan in elke positie gemanipuleerd worden (ook Trendelenburg), zonder noemenswaardige inspanning en zonder tijdverlies, via kantelbeweging.

Naadloze "bodyshape" kunstlederen bekleding 30 cm. dik, brandklasse M1.

Gemonteerd op lichtgrijs verlakte sokkel Ø 60 cm. en draaibaar over 360°, wat het werk van verzorgend personeel vereenvoudigt.

Dit model bespaart 20 à 40% plaats, ca. 50 cm., wat zeer belangrijk is in beperkte ruimtes.

Uitgerust met 2 afneembare armsteunen voor bloedafname, verstelbaar in alle richtingen en verstelbaar in hoogte.

Max. draagvermogen 200 kg.

80000-01R Model vaste hoogte	2.378,00	21%	2.877,38
80070-01R Model hydraulisch in hoogte verstelbaar 51 - 71 cm., over voetpedaal	2.824,00	21%	3.417,04

Toebehoren voor beide modellen

80901-01	- Inox schaal 24 x 18 x 3 cm., gemonteerd op zwenkarm	210,00 €	21%	254,10 €
80906-01	- Geplastificeerde hoofdbeschermer uit transparante PVC (voor optimale hygiëne en onderhoud van bekleding).	53,00 €	21%	64,13 €
80905-01	- Geplastificeerde beenbeschermer uit transparant PVC	56,00 €	21%	67,76 €
167-10	- Papierrolhouder gemonteerd onder hoofdsteen (voor rollen max. 50 cm. breed en f 20 cm.)	40,00 €	21%	48,40 €
80920-01 +	- Dwarze bevestigingsrail met stang voor montage van accessoires.	219,00 €	21%	264,99 €
2001-EU	- Onderzoekslamp Lightec (LED) met focus en flexibele arm	894,00 €	21%	1081,74 €
--> Tot uitputting stock ! + Recupel bijdrage		0,10 €	21%	0,12 €