

Geldig vanaf 11/10/2021 t.e.m. 31/12/2021

BETA 400 F.O. otoscoopkop 3.5V LED

Beta 400 F.O. 3,5 Volt - Nieuwe otoscoopkop met 40% groter beeld !
Metalen F.O. otoscoopmet vergroting van 4,2 en een super scherpe focus geeft de Beta 400, passend op alle Heine - lichtbronnen 3,5 Volt, een ongekend goed beeld van de gehoorgang en het trommelvlies.
De Beta 400 geeft niet alleen een beter en 40% groter beeld, maar heeft door de hoogwaardige zuivere glazen lenzen ook een geweldige scherpte en contrast.



B-008.11.400

334.69 € - 20 %

BETA 4 USB en BETA 4NT handvatten

Nieuwste generatie van oplaadbare handvatten met lithium-ion batterijen.
Meer dan dubbele capaciteit als de klassieke NIMH batterijen en geen memory-effect (capaciteitsverlies van de batterij). Met indicator over laadtoestand van de batterij.

X-07.99.388	Oplaadbaar BETA 4 USB handvat compleet met batterij en USB-oplader Recupel Bebat	316.90 € - 20 % 0.12 € 0.07 €
X-07.99.396	Oplaadbaar BETA 4 NT handvat compleet met batterij, geschikt voor tafellader NT4 Bebat	322.20 € - 20 % 0.07 €
X-02.99.494	Laadtoestel NT4 voor BETA 4 NT handvat Recupel	302.02 € - 20 % 0.12 €

Upgrade kits BETA 4 USB en BETA 4 NT

NIMH handvatten van HEINE (BETA TR35, BETA NT en BETA L) gaan uit het gamma vanwege de relatief lange laadtijd (20 uren versus 4 uren met nieuwe Li-Ion technologie) en lage capaciteit. Heeft u een NIMH handvat dan kan dit vrij eenvoudig omgevormd worden naar de nieuwe generatie door middel van een HEINE upgrade kit.

X-010.99.388	Upgrade kit BETA 4 USB Bodemstuk BETA 4 USB, Li-Ion batterij 3.5V en USB lader met USB kabel. Recupel Bebat	252.16 € - 15 % 0.12 € 0.07 €
X-010.99.420	Upgrade kit BETA 4 NT Bodemstuk BETA 4 NT en laadtoestel NT 4. Recupel Bebat	373.41 € - 15 % 0.12 € 0.07 €
X-011.99.420	Upgrade kit BETA 4 NT Bodemstuk BETA 4 NT, Li-Ion batterij 3.5V en laadtoestel NT4. Recupel Bebat	469.48 € - 15 % 0.12 € 0.07 €

Wandtransformator HEINE EN200

Diagnostische wandunit die naar wens kan opgebouwd worden.

Wandunit met 2 handvatten (3.5V) waarbij gelijktijdig gebruik van de handvatten mogelijk is.

Bijzonder energiezuinig. Handgrepen kunnen met alle HEINE 3.5V LED of halogeen instrumentenkoppen gecombineerd worden.

Eenvoudig te reinigen. Automatisch in-en uitschakelen van de handgrepen bij het verwijderen of terugplaatsen.

Automatische uitschakeling van het handvat na 15 minuten (bij niet-gebruik of niet teruggeplaatst handvat).

Uitgerust met USB interface. Soft-start technologie verlengt de levensduur van de lampjes van de instrumenten.

Lichtsterkte traploos instelbaar tussen 3% en 100%. Diefstalbeveiliging d.m.v blokkageschroef.

Wandtransformator geleverd met 2 handvatten **zonder** instrumentenkoppen!



X-095.12.250
Recupel

481.58 € -20 %
0.12 €

Wandtransformator HEINE EN200/1

Idem als voorgaande, doch module met 1 handvat



X-095.12.252
Recupel

376.79 € -20 %
0.12 €

Otoscoopsets HEINE BETA 400 FO

Komplete otoscoopset in opbergetui: 1 otoscoopkop BETA 400 FO, 1 set herbruikbare oorspecula, 10 disposable oorspecula
1 vervanglampje (halogeen), 1 oplaadbaar handvat BETA 4 USB met USB-oplader.



Ref. B-143.28.388
+Recupel
+Bebat

Met LED verlichting

687.28 € -30 %
0.12 €
0.07 €

Onderzoekslamp Welch Allyn GS 300



Onderzoekslamp met LED-verlichting : zeer wit licht en waarheidsgetrouwe lichtweergave, 5.500° K. LED-verlichting geeft geen warmte af.

Lage energieconsumptie en geen vervanglampen nodig !

Touchless aan / uit bediening, wat risico op kruisbesmetting aanzienlijk reduceert.

WA 44452
Recupel

Op verrijdbaar vijfvoetstatief

630.41 € -25 %
0.12 €

Prijzen gelden inclusief BTW

Kortingen nog in mindering te brengen

Onderzoekslamp Welch Allyn GS 600



Onderzoekslamp met LED-verlichting : zeer wit licht en waarheidsgetrouwe
Levensduur ca. 50000 bedrijfsuren, lichtvermogen 45000 Lux.
Brede belichtingskop met 3 LED-lampen: ideaal voor kleine ingrepen.
Flexibele zwanenhals (79 cm)
Touchless aan / uit bediening, wat risico op kruisbesmetting aanzienlijk reduceert.

WA 44602 Op verrijdbaar vijfvoetstatief **1089.00 € -25 %**
Recupel 0.12 €

Otoscoopset Macroview LED



WA 25272-MSL
Otoscoopset MacroView: Nieuwe innovatieve 3.5 V otoscoopset
Set bevat: 3.5 V Handvat, Macro View LED otoscoopkop
Lithium-ion handvat, handige bureaulader + transfo
4 duurzame specula's. geleverd in een étui **712.69 € -30 %**
Recupel 0.12 €
Bebat 0.07 €

Elektronische bloeddrukmeter ProBP 2000-P

Zéér nauwkeurige en betrouwbare digitale bloeddrukmeter. Met één druk op de knop wordt de bloeddruk gemeten vanaf het momentdat de manchetten wordt aangepast (Sure BP technologie). Latexvrije manchetten met roterende Flexiport-connectie, laat toe om eenvoudig en snel van manchetten te wisselen. Alle manchetten zijn compatibel met de manuele bloeddrukmeters van Welch Allyn. Toestel ook geschikt voor kinderen mits gebruik van aangepaste manchetten. Geleverd met manchetten N°11 voor volwassenen, 4 AA batterijen en netstroomadapter



WA 20000-P **243.21 € -25 %**
Recupel 0.40 €
Bebat 0.29 €

Bloeddrukmeters Welch Allyn Durashock

55-01-189	Bloeddrukmeter DS55: model met enkele uitgang, in etui	89.84 € -25 %
54-L1-189	Bloeddrukmeter DS54: model met enkele uitgang, in etui	75.93 € -25 %
55-41-149	Bloeddrukmeter DS55: model met enkele uitgang en rode accenten, in etui	89.84 € -25 %



Thermoscan PRO 6000




WA 06000-200
Oorthermometer voor snelle & nauwkeurige metingen.
Geheugentoets voor weergave van de laatste meting.
Hygiënisch, werkt met lensfilters. Duidelijk afleesbare LCD display.
60-seconden timer ondersteunt het handmatig meten van hartslag en ademhaling.
Automatische uitschakeling na ca. 10 seconden.
Wordt geleverd met houder en 20 lensfilters **226.88 € -20 %**
Recupel 0.40 €
Bebat 0.15 €

Prijzen gelden inclusief BTW

Kortingen nog in mindering te brengen

EKG toestel Mortara Eli 230

- Compact en draagbaar toestel met 12 afleidingen met het hoog aangeschreven Veritas protocol/algorithm, om zeer verfijnde analyses te maken op basis van geslacht en leeftijd
- Eenvoudige bediening met een A4 print-out (EKG-rollen breedte 210 mm)
- Toestel bedoeld om te werken op papier: uitstekende kwaliteit, doch minder geschikt om digitaal te werken (enkel geslacht en leeftijd van de patiënt kunnen via het toetsenbord ingebracht worden, GEEN naam)
- Het is evenwel mogelijk om EKG-data digitaal op te slaan op een USB-stick en in PDF-formaat over te brengen naar het medisch dossier van de patiënt
- EKD-signalen worden duidelijk op het LCD-kleurendisplay weergegeven ter beoordeling vooraf, achteraf kunnen deze tevens met de interpretatieteksten op het display worden getoond.
- Toestel heeft geheugenbuffer van 60 seconden waaruit automatisch de beste 10 seconden van het EKG-signaal kunnen worden gedetecteerd.
- Toestel werkt met klassieke patiëntenkabel, DRAADLOZE patiëntenkabel in optie beschikbaar
- Geleverd met 100 disposable EKG-elektroden en 1 rol papier, zonder draagtas
- Afm. toestel: 28,5 x 19 x 7 cm; gewicht 2,6 kg
- Voeding netstroomadapter en herlaadbare batterij



ELI230-BDB

+Recupel

+Bebat

ELI230-ADB met draadloze patiëntenkabel

+Recupel

+Bebat

1525.81 € - 15%

0.12 €

0.07 €

1716.99 € - 15%

0.12 €

0.07 €

Draadloos verlichtingssysteem voor vaginaal specula Welch Allyn



LED-lichtsysteem voor optimale visualisatie tijdens gynecologisch onderzoek. Draadloos en oplaadbaar verlichtingssysteem dat 80 minuten licht geeft (werkt op Lithium-ION batterijen, oplaadtijd ca. 6 uur)

Lichtbron schakelt automatisch aan en uit, wanneer ze in de Kleenspec vaginale specula geplaatst wordt of eruit verwijderd wordt.

WA.80015

+Recupel

415.03 € - 30%

0.12 €

Macroview PLUS otoscoopset



Nieuwe otoscoopset met iEXAMINER-functie

Sure-Color LED-verlichting, lange levensduur (LED-lamp NIET vervangbaar)

Blikveld driemaal groter dan bij standaard otoscopen, vergroting 5x groter.

Geschikt voor digitaal gebruik met iEXAMINER (OPTIONEEL)

Via iEXAMINER Smart Bracket kan een brede waaier aan Smartphones

aan de otoscoop bevestigd worden. Smartphone en Macroview Plus

otoscoop kunnen eenvoudig gekoppeld worden met Smart-Clip

Via de gratis i-Examiner-app kunnen beelden eenvoudig gedeeld worden

met collega's. Compatibel met bestaande 3,5V handvatten en met bestaande disposable oorspecula

Inhoud set:

- Macroview Plus otoscoop

- Handvat Lithium-Ion Plus met USB-oplader

- iEXAMINER Smart Bracket

- opbergétui met rits

WA.71-XM3LXE

+Recupel

+Bebat

977.68 € - 21%

0.12 €

0.07 €

Prijzen gelden inclusief BTW

Kortingen nog in mindering te brengen

Panoptic PLUS oftalmoscoopset



Sure-Color LED-verlichting, lange levensduur (LED-lamp NIET vervangbaar)
20x grotere weergave dan bij standaard oftalmoscopen
Inclusief bekende focuswielen en standaard diafragma's
Geschikt voor digitaal gebruik met iEXAMINER (OPTIONEEL)
Technologie van ooguitlijning (EYE ALIGNMENT) helpt de blik van de patiënt te leiden, waardoor U eenvoudig in het oog/fundus kan kijken
Via de i-EXAMINER Smart Bracket kan een brede waaier aan Smartphones aan de oftalmoscoop gemonteerd worden.
Via de gratis i-EXAMINER-app kunnen beelden eenvoudig vastgelegd en gedeeld worden met collega's

Inhoud set: - Panoptic Plus oftalmoscoop
- Handvat Lithium-Ion Plus met USB-oplader
- iEXAMINER Smart Bracket
- opbergétui met rits

WA.71-PX3LXE

1383.03 € - 21 %

+Recupel

0.12 €

+Bebat

0.07 €

Panoptic Macroview PLUS set



Nieuwe diagnostische set met Macroview Plus otoscoop en PanOptic Plus oftalmoscoop. Geschikt voor gebruik met iEXAMINER-systeem: met dit systeem kunnen beelden eenvoudig vastgelegd en gedeeld worden

Inhoud set: - Macroview Plus otoscoop
- PanOptic Plus oftalmoscoop
- Handvat Lithium-Ion Plus met USB-oplader
- iEXAMINER Smart Bracket
- opbergétui met rits

WA.71-PM3LXE

1997.71 € - 21 %

+Recupel

0.12 €

+Bebat

0.07 €

Stethoscopen Littmann



Littmann Core digitale stethoscoop schakelt tussen analoge en versterkte luistermodus.
Dubbel RVS borststuk, instelbaar, geschikt voor auscultatie van volwassenen en kinderen. Met zwarte slang en zwart borststuk.
Oordopjes met zachte afdichting zorgen voor comfortabele pasvorm en uitstekende geluidsoclusie
Maakt verbinding met EKO-software om hartgeluidsgolven te normaliseren en te delen. Tot 40x versterking (op piekfrequentie, vs analoge modus)
Actieve ruisonderdrukking vermindert ongewenste achtergrondgeluiden
Geschikt voor gebruik met diverse mobiele toestellen

DM 8490

399.30 € - 16 %

+Recupel

0.12 €

+Bebat

0.07 €



DM 8572 Idem als voorgaande met spiegelend borststuk

435.60 € - 16 %

+Recupel

0.12 €

+Bebat

0.07 €

Prijzen gelden inclusief BTW

Kortingen nog in mindering te brengen

Stethoscopen Littmann



Model Classic III is een monitoring bewakingsstethoscoop

Littmann Classic III met standaard borststuk **130.68 € - 15 %**
Littmann Classic III met gekleurd borststuk **145.20 € - 15 %**

*Verkrijgbaar in: blauw, bordeaux, zwart, groen, lavendel, blauw
Emerald groen, citroengeel, chocolade met koperen borststuk*



Model Cardiology IV is een diagnostisch model en stelt de arts in staat om subtiele verschillen in de gezondheidstoestand te ontdekken

Littmann Cardiology IV met standaard borststuk **272.25 € - 15 %**
Littmann Cardiology IV met gekleurd borststuk **296.45 € - 15 %**

*Verkrijgbaar in: zwart, bordeaux, marineblauw, jagersgroen,
paars, framboos & caribisch blauw*

Freezen 8G



CL-FP-02

Doeltreffend cryotherapie-toestel voor de behandeling van diverse goedaardige huidafwijkingen: wratjes, fibromen, goedaardige moedervlekken

Precieze en vrijwel pijnloze werking

Freezen werkt met N2O-gaspatronen onder hoge druk (50-55 bar)

Deze zorgen voor een krachtige straal en voor een effectieve behandeling

welke penetreert met 1 mm per 5 seconden tot een maximale diepte van 6 mm

Werkt met 8 gr. patronen (ca. 12 behandelingen)

Geleverd met 2 applicators.

Omruilactie voor oude cryopen classic of voor cryotherapie-toestel van een ander merk! Koop de Freezen voor 1537.61 € (i.p.v. 1808.95 €) en ontvang GRATIS 3 dozen patronen ter waarde van 381.15 € Goed voor ca. 315 GRATIS behandelingen

Oorspoelsysteem Otoclear



Handige set om oorsmeer te verwijderen

Systeem wordt geleverd met 500 ml sproeifles met unieke Otoclear Tips (3-stralige oortips): deze oorreinigerinstips sproeien het water in een hoek van 30 graden in de gehoorgang en niet direct op het trommelvlies, waardoor overdruk in de gehoorgang vermeden wordt

Disposable oorreinigingstips hebben een unieke vorm waardoor deze niet te diep in het oor kunnen doordringen (vervaardigd uit zacht silicone materiaal)

Systeem kan zonder wateraansluiting of netstroom gebruikt worden

Pomp van sproeifles kan manueel ingedrukt worden om watertoevoer te onderbreken

Systeem bevat 1 sproeifles 500 ml, plastic oorbekker/opvangbakje en 20 Otoclear tips.

BIO/7290

73.21 € - 5 %

Steristrip



Steriele hechtpleisters, verpakt per 50 stuks

DM R 1540	3 x 75 mm		40.28 €	- 25 %
DM R 1541	6 x 75 mm		40.28 €	- 25 %
DM R 1542	6 x 38 mm		40.28 €	- 25 %
DM R 1546	6 x 102 mm		57.24 €	- 25 %
DM R 1547	12 x 102 mm		57.24 €	- 25 %

Tegaderm + Pad



Transparant verband met een absorberende kompres

DM 3582	5 x 7 cm	per 50 stuks	24.91 €	- 20 %
DM 3584	6 x 10 cm	per 50 stuks	34.98 €	- 20 %
DM 3586	9 x 10 cm	per 25 stuks	23.74 €	- 20 %
DM 3589	9 x 15 cm	per 25 stuks	25.97 €	- 20 %
DM 3590	9 x 20 cm	per 25 stuks	39.01 €	- 20 %
DM 3591	9 x 25 cm	per 25 stuks	44.10 €	- 20 %

Micropore



Chirurgische fixatiepleister

DM 153024	1.25 cm x 9.1 m	per 24 rollen	10.60 €	- 20 %
DM 153012	2.50 cm x 9.1 m	per 12 rollen	10.60 €	- 20 %

Transpore



Transparante chirurgische fixatiepleister

DM 152724	1.25 cm x 9.1 m	per 24 rollen	21.20 €	- 20 %
DM 152712	2.50 cm x 9.1 m	per 12 rollen	21.20 €	- 20 %

Scotchcast



Synthetische gipswindels, verpakt per 10 stuks

DM 82002	5 cm x 3.6 m		75.53 €	- 25 %
DM 82003	7.5 cm x 3.6 m		87.93 €	- 25 %
DM 82004	10 cm x 3.6 m		100.17 €	- 25 %
DM 82005	12.5 cm x 3.6 m		132.50 €	- 25 %

DermaBond



AD.6	DermaBond 0.5 ml per doos (6 st.)	169.60 €	- 20 %
ADM.12	DermaBond 0.36 ml per doos (12 st.)	209.63 €	- 20 %

Prijzen gelden inclusief BTW

Kortingen nog in mindering te brengen

Bionix oorcuretten

Disposable oorcuretten met een afzonderlijke LED lichtbron. Zeer handig in gebruik. Verpakt per 50 st.

I5.2210	Type Angleloop, met tip van 4 mm. in de vorm van een hoek.	104.00 €	- 15 %
I5.2220	Type Microloop, met tip van 3 mm. in de vorm van een lus.	104.00 €	- 15 %
I5.2230	Type Wavecurette, met golvende tip (diameter 2,5 mm.)	104.00 €	- 15 %
I5.2240	Type Flexloop met tip van 4 mm.	104.00 €	- 15 %
I5.2250	Type Ceraspoon met tip van 4 mm. lepelvormig	104.00 €	- 15 %
I5.2260	Type Infantscoop met lepelvormige tip van 2 mm.	104.00 €	- 15 %
I5.2270	Type Versaloop met tip van 3 mm.	104.00 €	- 15 %

DAX Handontsmetting

Hygiënische en chirurgische handontsmetting

Werkt snel en kleeft niet na het verdampen. Bevat 75% gedenatureerde ethanol.

Toevoeging van glycerine en caprylyl glycol als hydraterende ingrediënten maakt dat de huid haar natuurlijke vochtbalans behoudt en voorkomt dat ze uitdroogt. Zonder parfum en zonder kleurstof. Bacteriedodende, schimmeldodende, microbacteriëndodende en virusdodende werking.



Promo: Bij aankoop van 3 vullingen DAX clinical 1000 ml ontvangt u de DAX manuele dispenser GRATIS (waarde 30.25 €) PUSH dispenser (MD153) Gesloten model in witte kunststof (28 x 12.5 x 12.5 cm). Afsluitbaar. Door met de handpalm op de dispenser te drukken verkrijgt u de gewenste dosering handontsmetting.

Promopakket: 3x 1000 ml DAX clinical + 1x DAX PUSH dispenser

48.96 €

Dokterstassen DURASOL & BOLLMANN

10% KORTING op het hele gamma

Hechtingsdraden ETHICON

5% KORTING op het hele gamma bij afname van gesloten verpakking (36 st.)

Prijzen gelden inclusief BTW

Kortingen nog in mindering te brengen