

Geldig vanaf 01/05/2025 t.e.m. 30/06/2025

Macroview BASIC otoscoopset



Otoscoopset met Macroview basic otoscoop met sure-color LED verlichting. Lange levensduur (LED-lamp is niet vervangbaar). Breed gezichtsveld (3x het zicht van een klassieke otoscoop).

Vergroting 5x groter dan standaard otoscopen.

Inhoud set:

- Macroview BASIC otoscoop
- Handvat Lithium-Ion Plus met USB-oplader
- opbergétui met rits

WA.71-XM2LXE **774.40 € - 30 %**

Recupel **0.08 €**

Bebat **0.06 €**

WA.71-XM2LXES Idem doch met softcase **721.16 € - 30 %**

Recupel **0.08 €**

Bebat **0.06 €**

Macroview BASIC opthalmoscoop LED set



Otoscoopset met Macroview basic otoscoop met sure-color LED verlichting. Coaxiale opthalmoscoop met LED verlichting.

Inhoud set:

- Macroview BASIC otoscoop
- Coaxiale opthalmoscoop
- Handvat Lithium-Ion Plus met USB-oplader
- opbergétui met rits

WA.71-SM2LXU **1105.94 € - 30 %**

Recupel **0.08 €**

Bebat **0.06 €**

Macroview BASIC otoscoopkop



Sure-Color LED-verlichting, lange levensduur (LED-lamp NIET vervangbaar)

Breed gezichtsveld (3x het zicht van een standaard otoscoop),

vergroting 5x groter dan bij standaard otoscopen

NIET compatibel met iEXAMINER Smartphone adaptor

Compatibel met bestaande 3,5 V handvatten en met disposable oorspecula

WA.238-2 **456.17 € - 25 %**

Coaxiale ophthalmoscoop W.A. LED



Duurzame LED-verlichting.
18 unieke diafragma filtercombinaties.
Polarisatiefilter die vrijwel alle reflectie van het hoornvlies elimineert
Kobaltblauwfilter

WA.11720-L

416.24 € - 25 %

Panoptic BASIC ophthalmoscoopkop WA



Sure-Color LED-verlichting, lange levensduur (LED-lamp NIET vervangbaar)
20x groter weergavegebied
Inclusief bekende focuswielen en standaard diafragma's
(klein, groot, roodvrije filter, spleetopening, fixatiedoel, kobaltblauw)
NIET compatibel met iEXAMINER Smartphone adaptor
Compatibel met bestaande 3,5 V handvatten

WA.118-2

1079.32 € - 25 %

Macroview BASIC Panoptic BASIC set



Set met Panoptic BASIC LED-ophthalmoscoop en Macroview BASIC otoscoop LED.
Lithium IOn plus handvat met USB-oplader en opbergetui.

WA.71-PM2LXU

1652.86 € - 30 %

Recupel
Bebat

0.08 €
0.06 €

Otoscoopset HEINE mini 3000 FO



Moderne en compacte zak-otoscoop met LED F.O. verlichting.
Met insuflatiepoort voor pneumatische testen.
Binnenzijde otoscoop met zwart F.O. verlichting zorgt voor volledig vrij lichtveld.
Exclusieve fade-out-functie.

Ref. D-885.20.021

Mini 3000 F.O. otoscoopkop LED 280.72 € - 15 %

Handvat met 2 batterijen
10 disposable specula en etui

Bebat

0.12 €

Elektronische bloeddrukmeter ProBP 2000

Zéér nauwkeurige en betrouwbare digitale bloeddrukmeter. Met één druk op de knop wordt de bloeddruk gemeten vanaf het moment dat de manchet wordt aangepast (Sure BP technologie). Latexvrije manchet met roterende Flexiport-connectie, laat toe om eenvoudig en snel van manchet te wisselen. Alle manchetten zijn compatibel met de manuele bloeddrukmetingen van Welch Allyn. Toestel ook geschikt voor kinderen mits gebruik van aangepaste manchet. Geleverd met manchet N°11 voor volwassenen en 4 AA batterijen.



WA 2000

211.75 €

Recupel
Bebat

0.08 €
0.24 €

Promo: bloeddrukmeter met 3 manchetten: N°10 (volwassenen small), N° 11 (volwassenen) en N°12 (volwassenen large)

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

Elektronische bloeddrukmeter ProBP 2400



Model Welch-Allyn Pro BP 2400
Professioneel model met zeer nauwkeurige metingen
Berekent gemiddelde van 3 metingen om waarheidsgetrouwe resultaten weer te geven. Geleverd met Flexiport-manchette n° 11 en n° 12
Voeding netstroom / herlaadbare batterij

WA.BP 2400

436.81 € - 30 %

Recupel

0.08 €

Bebat

0.06 €

Dermatoscoop Delta One

Zeer complete dermatoscoop die gebruik maakt van de modernste technologie
Kristalhelder beeld door het achrometrische optische Heine-systeem
Excellente kleurweergave door Heine LED HQ verlichting. Lens Ø 21 mm met schaalverdeling
Polarisatie mogelijk waardoor verblindingsvrij kan gewerkt worden (niet reflecterend)

- compleet model, makkelijk mee te nemen
- 10-voudige vergroting
- wireless connectie
- contactschijf kan geautoclaveerd worden (geen kruisbesmetting)
- oplaadbaar handvat met Li-Ion technologie
- aangepaste lichtintensiteit: 3 graden van lichtsterkte
- Toggle-functie: met 1 druk op de knop kan geschakeld worden tussen gepolariseerd en niet-gepolariseerd licht

Met behulp van optionele houders kunnen met de mobiele telefoon foto's gemaakt worden en verstuurd worden (vanaf iPhone 6, niet geschikt voor de Plus versies)

Verkrijgbaar in 2 kleuren. Geleverd met étui, USB-kabel, adapter en contactschijf



K-210.28.305

Delta One standaard zwarte kleur

1263.24 € - 15 %

Recupel

0.08 €

Bebat

0.06 €

K-000.34.273

Universele smartphone adaptor

133.10 € - 15 %

Geschikt voor elk type iPhone

Dermatoscoop Delta 30 PRO

High-end dermatoscoop met LED HQ elementen die verplaatst zijn, waardoor het licht ook diepere huidlagen bereikt.
Dit geeft een extreem levendige, ruimtelijke indruk van laesies, vergelijkbaar met 3D-beeld.
Heine color-shift functie (wereldprimeur) biedt u de mogelijkheid de kleurtemperatuur aan te passen aan uw eigen kijkgewoontes. Schakelen tussen gepolariseerd en niet-gepolariseerd licht met één druk op de knop (TOGGLE-functie).
Groot gezichtsveld (diam. 30 mm) dankzij lensdiameter van 32 mm. 10x vergroting, aangepaste lichtintensiteit (3 lichtsterktes)
Gemakkelijker onderscheid tussen donkere en witte structuren/patronen tijdens polarisatie.
Snelle overgang van contact-naar contactloos onderzoek.
Geen kruisbesmetting: autoclaveerbare contactschijf met schaalverdeling.
Eenvoudige digitale beeldvorming met quasi alle huidige smartphones dankzij universele adaptor.
Aluminium frame, eenvoudig te reinigen, glazen lenzen. Oplaadbare Li-Ion batterij (bureau charger optioneel).

K-235.28.305 Delta 30 PRO met contactschijf, E4-USB-C plug-in voeding met USB-kabel en etui.

2001.34 € - 15 %

Recupel

0.08 €

Bebat

0.06 €

K-236.28.306 Delta 30 PRO met contactschijf, kleine contactschijf (voor moeilijk bereikbare plaatsen) Bureau-lader charger 30 E4-USB-C plug-in voeding met USB-kabel, universele smartphone adapter en etui.

2491.39 € - 15 %

Recupel

0.08 €

Bebat

0.06 €



Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

Bloeddrukmeters Welch Allyn Durashock

55-41-149	Bloeddrukmeter DS55: model met enkele uitgang en rode accenten, in etui	187.55 €	- 40 %
55-21-149	Bloeddrukmeter DS55: model met enkele uitgang en blauwe accenten, in etui	187.55 €	- 40 %
55-61-149	Bloeddrukmeter DS55: model met enkele uitgang en gele accenten, in etui	187.55 €	- 40 %
55-01-189	Bloeddrukmeter DS55: model met enkele uitgang, in etui	185.74 €	- 35 %
65-01-189	Bloeddrukmeter DS65: model met enkele uitgang en drukventiel, in etui	185.74 €	- 35 %
66-01-189	Bloeddrukmeter DS66: model met enkele uitgang en drukventiel, in etui	239.58 €	- 35 %



Al deze bloeddrukmeters worden geleverd met 3 manchettes: N°9 (kind), N° 11 (volwassenen) en N°12 (volwassenen large)

Bloeddrukmeters Welch Allyn DS58 Family practice kit

DS-58-MC	Bloeddrukmeter DS58: model met enkele uitgang ontluchtingsschroef met duimschroef en ergonomische peer, in etui	290.40 €	- 40 %
----------	--	----------	--------



Geleverd met 4 manchettes: N°9 (kind), N°10 (volwassenen small), N° 11 (volwassenen) en N°12 (volwassenen large)

Thermoscan PRO 6000



WA 06000-200

Oorthermometer voor snelle & nauwkeurige metingen.

Geheugentoets voor weergave van de laatste meting.

Hygiënisch, werkt met lensfilters. Duidelijk afleesbare LCD display.

60-seconden timer ondersteunt het handmatig meten van hartslag en ademhaling.

Automatische uitschakeling na ca. 10 seconden.

Wordt geleverd met houder en 20 lensfilters

278.30 € - 20 %

Recupel

0.08 €

Bebat

0.12 €

Cardionica 1-kanaals EKG

1-kanaals EKG met smartphone-app. Bewaakt en registreert hartslag snel en eenvoudig. Innovatieve technologie detecteert mogelijk voorkamerfibrilatie en stuurt de gegevens via bluetooth naar de app. Herbruikbare gelelektroden zorgen voor duurzame kwaliteit van de signaaloverdracht. Vastgestelde gegevens kunnen eenvoudig in app worden opgeslagen en worden doorgestuurd via PDF. Geleverd met 4 cardiodot patches.

91200000

Recupel

Bebat



175.45 € - 15 %


0.08 €

0.06 €

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

EKG toestel Mortara Eli 230

- Compact en draagbaar toestel met 12 afleidingen met het hoog aangeschreven Veritas protocol/algorithm, om zeer verfijnde analyses te maken op basis van geslacht en leeftijd
- Eenvoudige bediening met een A4 print-out (EKG-rollen breedte 210 mm)
- Toestel bedoeld om te werken op papier: uitstekende kwaliteit, doch minder geschikt om digitaal te werken (enkel geslacht en leeftijd van de patiënt kunnen via het toetsenbord ingebracht worden, GEEN naam)
- Het is evenwel mogelijk om EKG-data digitaal op te slaan op een USB-stick en in PDF-formaat over te brengen naar het medisch dossier van de patiënt
- EKG-signalen worden duidelijk op het LCD-kleurendisplay weergegeven ter beoordeling vooraf, achteraf kunnen deze tevens met de interpretatieteksten op het display worden getoond.
- Toestel heeft geheugenbuffer van 60 seconden waaruit automatisch de beste 10 seconden van het EKG-sigitaal kunnen worden gedetecteerd.
- Toestel werkt met klassieke patiëntenkabel, DRAADLOZE patiëntenkabel in optie beschikbaar
- Geleverd met 100 disposable EKG-elektroden en 1 rol papier, zonder draagtas
- Afm. toestel: 28,5 x 19 x 7 cm; gewicht 2,6 kg
- Voeding netstroomadapter en herlaadbare batterij



ELI230-BDB

Recupel

Bebat

ELI230-ADB met draadloze patiëntenkabel

Recupel

Bebat

1904.54 € - 15%

0.08 €

0.06 €

2144.12 € - 15 %

0.08 €

0.06 €

EKG Mortara ELI 150C

- Draagbaar, lichtgewicht en robuust toestel met automatische registratie en 12 afleidingen met het hoog aangeschreven Veritas protocol/algorithm
- Eenvoudige bediening met een traditioneel alfanumeriek toetsenbord om eenvoudig alle patiëntengegevens in te brengen
- Afdruk 3 of 6 kanalis op Z-gevouwen papier 108 mm breed
- EKG-data kunnen eenvoudig overgebracht worden naar USB en PC in PDF-formaat en dan getransformeerd worden naar medisch dossier
- ELI-series EKG-toestellen werken voor hun digitale communicatie steeds samen met ELI-LINK Gateway Software: gratis te installeren op een Windows PC of Windows Server
- Intern geheugen voor 40 opnames
- 12D LCD-kleurendisplay met hoge resolutie
- Toestel wordt geleverd met klassieke patiëntenkabel, DRAADLOZE patiëntenkabel OPTIONEEL beschikbaar
- Draadloze GPRS-communicatie naar PC (waar ook ter wereld) tevens OPTIONEEL beschikbaar
- Geleverd met 1 boekje papier, zonder draagtas (opgelet: er worden géén elektroden meegeleverd!)
- Afm. toestel: 29,2 x 30,5 x 10,2 cm; gewicht 3,3 kg
- Voeding netstroomadapter en herlaadbare batterij



ELI150C-ADB-AAABX

Model met klassieke patiëntenkabel en USB poort

3196.82 € - 15 %

Recupel

0.08 €

Bebat

0.06 €

ELI150C-ADB-AACBX

Model met klassieke patiëntenkabel en ethernet LAN aansluiting

3507.79 € - 15 %

Recupel

0.08 €

Bebat

0.06 €

ELI150C-ADB-AAGBX

Model met klassieke patiëntenkabel en draadloze ethernet LAN aansluiting

4218.06 € - 15 %

Recupel

0.08 €

Bebat

0.06 €

ELI150C-BDB-AACBX

Model met draadloze patiëntenkabel en ethernet LAN aansluiting

3729.22 € - 15 %

Recupel

0.08 €

Bebat

0.06 €

ELI150C-BDB-AAGBX

Model met draadloze patiëntenkabel en draadloze ethernet LAN aansluiting

4455.22 € - 15 %

Recupel

0.08 €

Bebat

0.06 €

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

Onderzoekslampen Welch Allyn

WA 48812	Examlight IV wandmodel	1449.58 €	- 30 %
Recupel		0.08 €	
WA 48812+48950	Examlight IV statiefmodel	1942.05 €	- 30 %
Recupel		0.08 €	
WA 44412	GS300 wandmodel	595.32 €	- 25 %
Recupel		0.08 €	
WA 44452	GS300 statiefmodel	820.38 €	- 25 %
Recupel		0.08 €	
WA 44602	GS600 statiefmodel	1452.00 €	- 30 %
Recupel		0.08 €	



Bionix oorcurettten

Disposable oorcurettten uit polypropyleen, type "safe ear curette". Geen risico's op kruisbesmetting door éénmalig gebruik
Kleur gecodeerd met specifieke vorm, afhankelijk van het soort cerumen. Per 50 stuks verpakt.

15.00091	Type Flexloop wit, voor normale curettage.	71.39 €	- 15 %
15.00090	Type Microloop groen, voor het verwijderen van taai cerumen	71.39 €	- 15 %
15.00092	Type Infantscoop blauw, geschikt voor kinderen (kleinere oren)	71.39 €	- 15 %
15.00093	Type Ceraspoon geel, voor zacht en grotere hoeveelheden cerumen	71.39 €	- 15 %
15.5777	Type Safe ear curettes Variety pack (7 verschillende soorten) 75st Disposable oorcurettten met een afzonderlijke LED lichtbron. Zeer handig in gebruik. Verpakt per 50 st.	83.49 €	- 15 %
15.2210	Type Angleloop, met tip van 4 mm. in de vorm van een hoek.	117.37 €	- 15 %
15.2220	Type Microloop, met tip van 3 mm. in de vorm van een lus.	117.37 €	- 15 %
15.2230	Type Wavecurette, met golvende tip (diameter 2,5 mm.)	117.37 €	- 15 %
15.2240	Type Flexloop met tip van 4 mm.	117.37 €	- 15 %
15.2250	Type Ceraspoon met tip van 4 mm. lepelvormig	117.37 €	- 15 %
15.2260	Type Infantscoop met lepelvormige tip van 2 mm.	117.37 €	- 15 %
15.2270	Type Versaloop met tip van 3 mm.	117.37 €	- 15 %
15.3330	Type Clearlook Versaloop met tip van 3 mm.	117.37 €	- 15 %
15.3340	Type Clearlook Flexloop met tip van 4 mm.	117.37 €	- 15 %
15.2245	Variety pack, mix van 50 stuks	117.37 €	- 15 %

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

Medipore + Pad



Non woven hypo-allergeen verband met een niet-klevend absorberend compres.

DM 3562	5 x 7 cm	7.00 €	- 15 %
DM 3564	6 x 10 cm	12.72 €	- 15 %
DM 3566	10 x 10 cm	10.39 €	- 15 %
DM 3569	10 x 15 cm	13.78 €	- 15 %
DM 3570E	10 x 20 cm	16.96 €	- 15 %

Steristrip



Steriele hechtpleisters, verpakt per 50 stuks

DM R 1540	3 x 75 mm	28.62 €	- 20 %
DM R 1541	6 x 75 mm	28.62 €	- 20 %
DM R 1542	6 x 38 mm	30.74 €	- 20 %
DM R 1546	6 x 102 mm	42.40 €	- 20 %
DM R 1547	12 x 102 mm	42.40 €	- 20 %

Dermabond



ADM.12	Dermabond 0.36 ml per doos (12 st.)	175.54 €	- 20 %
AD.6	Dermabond 0.50 ml per doos (6 st.)	175.54 €	- 20 %

Tegaderm roll



Tegaderm Roll is de niet-steriele versie van Tegaderm Film.

Hij geeft een maximum aan flexibiliteit en kan door het frame makkelijk op maat worden geknipt. De film is naast fixatie van hulpmiddelen op de huid en bescherming bij kwetsbare en/of risicovolle huid, ook bij vochtige wondbehandeling, geschikt voor fixatie en bescherming van wonden.

DM 16002	5 cm x 10 m	18.55 €	- 15 %
DM 16004	10 cm x 10 m	25.18 €	- 15 %
DM 16002	15 cm x 10 m	41.34 €	- 15 %

Tegaderm + Pad



Transparant verband met een absorberende kompres

DM 3582	5 x 7 cm	22.26 €	- 20 %
DM 3584	6 x 10 cm	34.98 €	- 20 %
DM 3586	9 x 10 cm	22.26 €	- 20 %
DM 3589	9 x 15 cm	25.44 €	- 20 %
DM 3590	9 x 20 cm	41.34 €	- 20 %
DM 3591	9 x 25 cm	46.38 €	- 20 %