

Leukopor®

Huidvriendelijke hechtpleister

Eigenschappen en functies

Leukopor is een ademende bijzonder huidvriendelijke poreuze hechtpleister op basis van witte non-woven polyester/ viscose folie. polyacrylate kleefmassa wordt zelfs door patiënten met een gevoelige huid zeer goed verdragen.

Leukopor geeft weinig pijn bij het verwijderen van de huid en laat geen kleefresten achter. Leukopor is eenvoudig met de hand af te scheuren en laat zich ook op bewegende lichaamsdelen goed modelleren. De pleister kan goed worden beschreven met pen of stift en is waterafstotend.

Leukopor bevat geen stralingsabsorberende bestanddelen en hoeft daarom niet verwijderd te worden bij bestralingstherapieën of röntgenologisch onderzoek. Bovendien gaat de pleister geen chemische reactie aan met rubbers of plastics.

De klemring zorgt ervoor dat er binnen 6 uur meer dan 99,9% MRSA reductie is.

Toepassingen

- Fixatie van kompressen, gazen, etc.
- Fixatie van elektroden en andere meetinstrumenten
- Fixatie van slangen, katheters, sondes, etc.
- Ideaal voor de zeer gevoelige huid



Leukoplast®

Wound care in best hands