

Tensoban®

Vliedunne onderwrap

Eigenschappen

- Pretape
- Lichtgewicht en vervormbaar voor een betere therapietrouw
- Zelfhechtende eigenschappen minimaliseren het slippen van het verband
- Goede lucht- en waterdoorlatende eigenschappen
- Rekapaciteit minimaal 100%
- Met de hand afscheurbaar
- Eventueel te gebruiken met Tensospray om verschuiving te voorkomen

Toepassingen

- Voor fixatie en comprimeren van polstermaterialen onder immobiliserende verbanden
- Onder steunverbanden en/of sportverbanden, in combinatie met tape en elastische klevende windsels

