

# eMotio & eMotio+

ELEKTRISCHE ONDERZOEKSBANK



eMotio+



eMotio

## eMotio & eMotio+ INNOVATIES IN DIENST VAN DE PRAKTIJK



De geheel elektrische eMotio bank is de meest doeltreffende onderzoeksbank die ooit werd ontworpen en wil de nieuwe assistent zijn van huisartsen en specialisten. Promotal heeft namelijk het grootste onderzoek ooit uitgevoerd op het gebied van medische onderzoeksmeubels onder 200 artsen afkomstig uit 6 Europese landen.

Het eindproduct dat het resultaat is van drie jaren ontwikkeling, biedt de arts de mogelijkheid om zich volledig te kunnen concentreren op de diagnose en zowel tijd als ruimte te winnen. De patiënt heeft meer comfort en minder stress wat een evenwichtige dialoog bevordert.



*Gemakkelijke  
toegang rond de bank*

## eMotio

*Stoel- en bankposities worden  
met 1 klik bereikt*

*Variabele hoogte van  
45cm tot 96cm  
(105cm met  
kantelsysteem)*

*Zeer groot ligcomfort*

## MET eMotio & eMotio+, HERORGANISEERT PROMOTAL MEDISCHE CONSULTATIES RONDOM DRIE THEMA'S:

### GELIJKE BEHANDELING :

- > Ontvangst en onderzoek in zittende positie
- > Lage stand tot **45 cm**
- > Zachte **veilige elektrische bewegingen**
- > Meer evenwichtige **relatie tussen arts en patiënt**
- > Inklapbare hulphandgrepen  
(niet compatibel met de eMotio+)
- > Zeer **groot ligcomfort**
- > Geschikt voor patiënten tot **205 kg**

### EFFICIËNTIE :

- > Uw favoriete posities met één **enkele impuls** : Twee **100% instelbare** onderzoeksposities, Terug naar de ontvangstpositie, Bank- en fauteuilposities
- > Gemakkelijk en snel **toegang rondom de bank**
- > Gynaecologische positie met de mogelijkheid het bekken tot een hoogte van **105 cm** te brengen  
(Standaard voor de eMotio+, optioneel voor de eMotio)



Modellen	Converteerbare arm- en beensteun	Verstelbare hoofdsteun	Kantel-systeem
eMotio 4050-20	Accessoire	Accessoire	Optie
eMotio+ 4055-20	●	●	●



2 volledig instelbare Quick Exam posities, zodat u met 1 enkele impuls kunt kiezen uit 2 favoriete onderzoeksposities

**eMotio+**

Hoogte-instelling via voetbesturing

## ACCESSOIRES



Arm- en beensteun 2-in-1  
ref. 40923



Paar hielsteunen  
ref. 40850



Railsset voor zitting  
ref. 40878



Beugel lamp  
ref. 40950



Inklapbare hulphandgrepen  
(niet compatibel met de eMotio+)  
ref. 40922



Verstelbare hoofdsteun  
ref. 11679-01

## OPTIES



Elektrisch verstelbare schuine gynaecologische stand  
ref. 40300






















Ingebouwde netvoedingsaansluiting + Equipotentiaalaansluiting  
EUROPE, UK, US - ref. 40400-1  
DK, IT, AUS, CH - ref. 40400-2



### ERGONOMISCH IN HET GEBRUIK :

- > Uw favoriete ontvangst-en onderzoeksposities in één klik
- > **Geheel elektrisch** : hoogte, helling van rugdeel en beensteunen worden moeiteloos ingesteld
- > **Ergonomische bediening** : hoogte- en hellinginstelling (optioneel) met behulp van voetbesturing en roterend bedieningspaneel
- > Lage stand tot **45 cm**, hoge stand tot **96 cm**
- > Elektrisch geactiveerde wieljes door vasthoudcontact
- > **Pediatische & gynaecologische** onderzoeksposities

VERKRIJGBARE  
KLEUREN

32 - BLUE		CLASSIC
93 - COTTAGE		
35 - RED		
34 - YELLOW		
91 - WHITE		
92 - MARINE		
56 - DARKNESS		
57 - ANTISTATIC		VITAMIN
64 - GRAPE		
67 - LAGOON		
66 - SWEET		
63 - CEDRAT		COSY
80 - SKY		
81 - SEA GREEN		
65 - LILAC		
96 - TIN		
82 - MOUSE GREY		
83 - NATURAL		
84 - CHOCOLATE		

eMotio  
&  
eMotio+



EMOTIO 4050-20

EMOTIO+ 4055-20

BRUTO GEWICHT : 175 KG

NETTO GEWICHT : 138 KG

VOLUME : 0,71 M<sup>3</sup>



PROMOTAL.COM



22 rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, FRANCE

Telefoon : + 33 (0)2 43 05 68 95

Fax : + 33 (0)2 43 05 72 00