

PUNCH ACTION

PROMOTAL

%

- Elektrische hoogverstelling van 54 tot 94 cm
- Vlakke bekleding 65 of 75 cm breed
- Draagvermogen tot 200 kg
- Handmatige bediening
- Vaste onderstel of Block'n Roll (= wieltjes)
- Rugleuning verstelbaar met gasveer
- Stalen frame met poedercoating in lichtgrijze kleur
- Uitgerust met papierrolhouder
- Talrijke opties en accessoires verkrijgbaar

quest®



GEFABRICEERD IN FRANKRIJK

Ontworpen en vervaardigd in Frankrijk, in onze fabriek in Mayenne, weerspiegelt de Quest variabel hoge bank onze lokale expertise en onberispelijke kwaliteit.



GARANTIE VAN 5 JAAR

Een garantie van 5 jaar (exclusief bekleding). Een garantie voor robuustheid en gemoedsrust voor u, professionals in de gezondheidszorg.



SNELLE LEVERING

Deze tafels zijn snel leverbaar. Ideaal voor dringende behoeften.

PUNCH ACTION

PROMOTAL

%

- Vaste hoogte 81 cm
- Vlakke bekleding 65 of 75 cm
- Draagvermogen tot 200 kg
- M1 brandwerende bekleding
- Rugleuning verstelbaar met gasveer
- Stalen frame met poedercoating in lichtgrijze kleur
- Uitgerust met papierrolhouder
- Talrijke opties en accessoires verkrijgbaar

FIDJI



GEFABRICEERD IN FRANKRIJK

De vaste hoge bank Fidji is ontworpen en vervaardigd in Frankrijk in onze fabriek in Mayenne. Ze weerspiegelt onze lokale expertise en onberispelijke kwaliteit.



GARANTIE VAN 10 JAAR

Een garantie van 10 jaar (exclusief bekleding). Een garantie voor robuustheid en gemoedsrust voor u, professionals in de gezondheidszorg.



SNELLE LEVERING

Deze tafels zijn snel leverbaar. Ideaal voor dringende behoeften.