



ELEKTRISCH VERSTELLBARE
UNTERSUCHUNGLIEGE
ELEKTRISCHE ONDERZOEKSBANK

quest[®]



FÜHREND BEI HÖHENVERSTELLBAREN LIEGEN! DE STANDAARD VOOR HOOGTE VERSTELBARE BANKEN

KOMFORT COMFORT

- Polsterauflage auf 100 % der Breite nutzbar
- Sanfte elektrische Bewegungen
- Pedal- und Handbedienug miteinander kombinierbar (3 Anschlüsse)
- 100 % bruikbaar oppervlak van de kussens
 - Soepele elektrische bewegingen
 - Mogelijkheid voor combinatie van voet- en handbediening (3 aansluitingen)



Abbildung mit Optionen/
Zubehör
Producten afgebeeld
met opties/accessoires

HYGIENE / HYGIENE

- Exklusives Block'n Roll-System (Modellen 2050-15/30/50)
- Alle offen liegenden Teile sind zur Reinigung zugänglich
- Antibakterieller Bezug
- Exclusief Block'n Roll-systeem (modellen 2050-15/30/50)
- Alle blootliggende onderdelen zijn te reinigen
- Bekleding met antibacteriële bescherming



SICHERHEIT VEILIGHEID

- Sehr stabile H-Fußform
- Stabile Arme für Höhenverstellung
- Belastbar bis 200 kg
- Trendelenburg/Anti-Trendelenburg (bei bestimmten Modellen)
- Batterie für Notfallbewegungen (Option)
- Potenzialausgleichsbuchse (Option)
- Zeer stabiele H-basis
- Robuuste hijsarmen
- Capaciteit van 200 kg
- Anti-Trendelenburg - Trendelenburg (op bepaalde modellen)
 - Batterij voor noodbewegingen (optioneel)
 - Equipotentiaalaansluiting (optioneel)

ZUGÄNGLICHKEIT TOEGANKELIJKHEID

- Höhenverstellbar von 54 bis 94 cm
- Mit Patientenlifter kompatibel
- Hoogte verstelbaar van 54 tot 94 cm
- Compatibel met een patiëntenlift



Einstieg
Liegen



Hochlagerung
Hoge positie



Allgemeine Untersuchung
Algemeen onderzoek



Trendelenburg
Trendelenburg



Anti-Trendelenburg
Anti-Trendelenburg

STANDARDAUSFÜHRUNG

STANDAARD EIGENSCHAPPEN

Elektrische Höhenverstellung von 54 bis 94 cm
 Stahlgestell mit hellgrauer Epoxidbeschichtung
 Rückenlehne verstellbar über Gasfeder oder Elektrozyylinder
 Manuelle Bedienung
 Gleiter unter dem Fußgestell
 Block'n Roll® - System mit integrierten einfahrbaren Rollen, halbzentral gebremst (Best.-Nr: 2050-15, 2050-30 und 2050-50)
 Papierrollenhalter (Max.-Länge 50 cm - ø 12,5 cm)
 12 cm Bodenfreiheit - lässt Platz für einen Patientenlifter
 Anschlussmöglichkeit für 3 Bedieneinheiten
 Medizinisches Gerät, Schutzklasse 2 / Erhältlich als Schutzklasse 1 mit Option 2059-01, nicht kompatibel mit 85114-01

Elektrisch hoogte verstelbaar van 54 tot 94 cm
 Metalen frame met grijze epoxy coating
 Rugleuning met gasveer of elektrisch verstellbaar
 Handbediening
 Verstelbare voetjes onder frame
 Block'n Roll® - Geïntegreerde semi-centraal inklapbare wielen (ref: 2050-15, 2050-30 en 2050-50)
 Papierrolhouder (lengte max. 50 cm - ø 12,5 cm)
 Toegankelijk voor patiëntenlift - vrije ruimte 12 cm
 Mogelijkheid tot aansluiting van 3 bedieningen
 Medisch toestel van elektrische klasse 2 / Beschikbaar in klasse 1 met optie 2059-01, niet compatibel met 85114-01

Modelle Modellen	Gleiter	Stelvoetjes	Block'n Roll®	Anti-Trendelenburg Trendelenburg	Gasfeder-Rückenlehne Rugleuning met gasveer	Elektrische Rückenlehne Elektrische rugleuning
2050-10		●			●	
2050-15			●		●	
2050-20	●			●	●	
2050-30			●	●	●	
2050-50			●	●		●

Polsterauflagen
Kussens

Alle Modelle, bitte separat
bestellen
Alle modellen, apart te bestellen



Breite / Breedte 65 cm 600150-65
 Breite / Breedte 75 cm 600150-75



Breite / Breedte 65 cm 600151-65
 Breite / Breedte 75 cm 600151-75



Breite / Breedte 73 cm 600150-70

Optionen / Opties*

* Bitte unbedingt bei Bestellung
vermerken, Montage im Werk /
Te bestellen bij oorspronkelijke
opdracht, montage in fabriek



4 Räder mit Bremse
und Doppelrollen ø 50 mm
4 zwenkwielen
met rem ø50 mm
(für/voor 2050-10/20)




Gesichtsausschnitt
Gezichtsopening
nur bei flacher Polsterung
uitsluitend bij vlakke bekleding
600150-65 / 600150-75




Polsterauflage im
Werk montiert
Bekleding montage in
fabriek



Batterie für
Notfallbewegungen
Batterij voor
noodbewegingen



Geerdete steckdose
(schutzklasse 1) +
Potenzialausgleichsbuchse
Geaarde contactdoos (klasse 1)
+ Equipotentiaalaansluiting

Zubehör
Accessoires


Paar Haltebügel
Paar hielsteunen



Plastikbeinstützen (Paar)
Set kunststof beensteunen



Paar Bezüge für
Beinstützen
Paar hoezen voor
kniesteun



Infusionsständer, 2 Haken
Infuuspiaal met 2 haken



Infusionsständer,
selbstverriegelnd, 2 Haken
Infuushouder 1-hand
hoogte met 2 haken



Schutzauflage Fußteil
Bescherming transparant
plastic voet



Armstütze (1 Stück)
Armsteun (per stuk)



Bezug für Armstütze
(1 Stück)
Hoes voor armsteun
(per stuk)



Verstellbarer
Papierrollenhalter
Verstelbare papierrolhouder
(350-800 mm)



Infusionsständer, 2 Haken
Infuuspiaal met 2 haken




Infusionsständer,
selbstverriegelnd, 2 Haken
Infuushouder 1-hand
hoogte met 2 haken



Kopfstütze für anatomische
Polsterung
Hoofdsteen voor
anatomische bekleding




Rückenlehnenverlängerung
Verlengstuk van rugleuning



Kopfstütze 52 cm
Hoofdsteen 52 cm



Seitenstützenpaar
Paar onrusthekken
Nicht kombinierbar mit /
Niet compatibel met
166, 985-01, 2985-01



2 Kopfschienen
Twee rails hoofd



2 Fußschienen
Twee rails voeten



Fußpedalbedienung
Voetbediening
(Best-Nr/ref: 2050-10/15)



Fußpedalbedienung
Voetbediening
(Best-Nr/ref: 2050-20/30)




Fußpedalbedienung
Voetbediening
(Best-Nr/ref: 2050-50)



Paar Spannvorrichtungen
Paar klemmen



Seitenstützenpaar
Paar onrusthekken
Nicht kombinierbar mit
Zubehör / Niet compatibel
met de accessoires
166, 985-01, 2985-01



S. Dokumentation
Zie de documentatie

Polsterauswahl, feuerbeständig M1, antibakteriell

Keuze voor M1vuurvertragende stoffering – Batteriewerend

Classic

32 - BLUE

93 - COTTAGE

35 - RED

34 - YELLOW

91 - WHITE

92 - MARINE

56 - DARKNESS

57 - ANTISTATIC
Keine Einstufung nach Brandschutzklasse M1
Niet M1-ingedeeld

Vitamin

64 - GRAPE

67 - LAGOON

66 - SWEET

63 - CEDRAT

Cosy

80 - SKY

81 - SEA GREEN

65 - LILAC


96 - TIN

82 - MOUSE GREY

83 - NATURAL

84 - CHOCOLATE

ANTIBAKTERIEEL / FEUERBESTÄNDIG KL. M1 – BACTERIEWEREND / BRANDVEILIG M1



Netto-Gew.
Netto gewicht


Liege / Bank 83 kg
Polster / Kussens 21 kg

Brutto-Gew.
Bruto gewicht

Liege / Bank 121 kg
Polster / Kussens 25 kg

Volumen
Volume

Liege / Bank 0,96 m³
Polster / Kussens 0,28 m³



AH-05/19