


TWEEGY®




TWEEGY 50140-01

BRUTO GEWICHT :
48 kg

NETTO GEWICHT :
40 kg

VOLUME :
0,46 m³

TWEEGY®



REF 66
Sweet

REF 64
Grape

REF 32
Blue

REF 56
Darkness

REF 34
Yellow

REF 92
Marine

www.promotal.com

22 rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, FRANCE
Téléphone : + 33 (0)2 43 05 17 76
Fax : + 33 (0)2 43 05 72 00

PROMOTAL®

PROMOTAL®



De Tweegy is de eenvoudigste transportstoel die ooit is ontworpen. De Tweegy, die kan worden ingebouwd en zeer eenvoudig in gebruik is te nemen, is de oplossing die patiëntvervoer vereenvoudigt en organiseren vloeinder maakt. Met meer dan 50 bezochte verzorgingsinstellingen, heeft Promotal zich toegelegd op het onderwerpen van een transportstoel die zowel is aangepast aan de behoeften van het personeel als van de patiënten. De Tweegy die volledig instelbaar is en kan worden uitgebreid met accessoires ontwikkelt zich verder en past zich aan uw behoeften aan!

Tweegy maakt uw leven eenvoudiger!

REF. 50140-01

TWEEGY
TRANSPORTSTOEL
(alleen de stoel)

REF. 50140-10

TWEEGY TRANS-
PORTSTOEL INCLUSIEF B5
ZUURSTOFFLESHOUDER



ERGONOMIE

- De accessoires zijn direct ingebouwd in de stoel en hoeven daarom niet meer te worden gehanteerd.
- U hoeft zich niet meer te bukken, dankzij bedieningspunten op de juiste plaatsen
- De schuine stand van de rugleuning en het zitvlak zijn speciaal ontworpen voor optimaal patiëntcomfort
- De verticale handgrepen passen bij elke lichaamsbouw
- Het zwaartepunt ligt verder naar achteren voor een betere hanteerbaarheid

KOSTENBESPARING

- Door de stapelmogelijkheden neemt het product maximaal 48% minder plaats in beslag
- Het product is veelzijdig dankzij een uitgebreid assortiment van accessoires die u nu of later kunt toevoegen
- Milieuvriendelijke stoel die ingebouwd kan worden vervoerd (2 maal minder volume bij het vervoeren)
- De stoel werd ontwikkeld in samenwerking met een team designers voor een tijdloos aspect
- Stevig en duurzaam materiaal
- Niet-structurele zitting (verkrijgbaar als accessoire)

VEILIGHEID

- Snel en eenvoudig te identificeren per afdeling (met kleuren of letters)
- Intuïtief remsysteem
- Zeer hygiënisch dankzij de vlakke of buisvormige oppervlakken die geen stof opnemen
- Inklapbare voetensteun en armleningen voor uiterst simpel in- en uitstappen
- Eenvoudig in- en uitstappen met de spoel dankzij het zitvlak van 52 cm

VERKRIJGBARE KLEUREN



TWEEGY®
Bekijk onze
Videoclip

ACCESSOIRES



REF. 50141-01
SLIM KUSSENS PACK:
ZADELWERK MET VELCRO +
HOOFDSTEUN

REF. 50141-10
COMFORT KUSSENS PACK :
ZADELWERK + HOOFDSTEUN

REF. 50143-01
DRAAGGORDEL

REF. 50145-01
FLESHOUDER
B2 / B5*



REF. 50149-01
INGEBOUWDE
VERSTELBARE
BEENSTEUN (X2)

REF. 50142-01
DOCUMENTHOUDER

SP - TWEEGY
LETTERS OP
TRANSFERPAPIER
(X2)

REF. 50147-20
HOEKSLOT MET
MUNTSTUKKEN

REF. 50147-21
KETTINGBEVESTIGING
VOOR 50147-20



REF. 50147-10
HOEKSLOT MET
MUNTSTUKKEN
VAN 1 EURO

REF. 50147-11
KETTINGBEVESTIGING
VOOR 50147-10

REF. 50148-10
DRAAIBARE
INFUUSHOUDER

REF. 50147-01
TWEEGY STOELINSTALLING

*Stoelversie met B5 zuurstoffleshouder verkrijgbaar: **50140-10** TWEEGY TRANSPORTSTOEL MET B5 ZUURSTOFFLESHOUDER (alleen de stoel)