



Welch Allyn
ProBP™ 2400
Digitale bloeddrukmeter



De juiste bloeddrukmeter
voor u én uw patiënten

WelchAllyn®

Niet al uw patiënten hebben een bloeddruk van 120/80.

Het zou mooi zijn als alle patiënten een perfecte bloeddruk hadden. Hun stress zou hun waarden niet beïnvloeden. En hun hartslag zou regelmatig zijn. Als dit het geval was, kon u hun bloeddruk nauwkeurig en consistent meten met elk apparaat dat u voorhanden hebt. In werkelijkheid zijn niet alle patiënten gelijk en dat geldt ook voor alle bloeddrukmeters.



De Welch Allyn ProBP 2400 is geen typische elektronische bloeddrukmeter. Het is een klinisch gevalideerd en toch betaalbaar, professioneel apparaat waarmee u met vertrouwen de bloeddruk van uw patiënten nauwkeurig kunt meten, ondanks de vele gebruikelijke, onderliggende omstandigheden.

Gevalideerd en aanbevolen voor gebruik tijdens de zwangerschap en pre- eclampsie.



Hypertensie bij de dokter

Door een gemiddelde van meerdere metingen krijgt u een bredere kijk op de ware bloeddruk van een patiënt dan wanneer u één keer meet. De ProBP 2400 is voorzien van een modus voor de gemiddelde waarde van drie metingen om een onverwacht hoge meting te bevestigen of te weerleggen.



Abnormale metingen

Er kunnen momenten zijn waarop u verdachte metingen wilt bevestigen door auscultatie. In de handmatige meetmodus fungeert de ProBP 2400 als een digitale meter waarmee de traditionele auscultatoire meting wordt vergemakkelijkt op het moment dat een oscillometrische meting niet is geïndiceerd voor een patiënt.



Onregelmatige hartslag

Bij het detecteren van een onregelmatige hartslag levert de bloeddrukmeter gegevens om artsen te helpen een beslissing te nemen over aanvullende tests die nodig kunnen zijn.

De juiste keuze moet geen compromis zijn.

Drukke medische professionals hebben hulpmiddelen nodig die snel, betrouwbaar, accuraat en betaalbaar zijn. Bij veel bloeddrukmeters moet u echter concessies doen aan één of meer van deze criteria, hetgeen u dwingt om keuzen te maken. De ProBP 2400 is speciaal ontwikkeld om u de kwaliteit, duurzaamheid en functionaliteit te geven die u niet krijgt bij bloeddrukmeters voor thuis, die vooral zijn bedoeld voor huishoudelijk en algemeen gebruik en waartoe sommige praktijken hun toevlucht nemen vanwege de kosten. Deze bloeddrukmeter biedt u consistente techniek die niet gegarandeerd wordt bij handmatige bloeddrukmeters. En dit tegen een budgetvriendelijke prijs die andere professionele bloeddrukmeters met dezelfde functionaliteit niet bieden.

	ProBP 2400	Gebruikelijke professionele elektronische monitoren voor vitale functies	Gebruikelijke bloeddrukmeters voor thuis	Mechanische/handmatige bloeddrukmeters
Betaalbaarheid	✓	✗	✓	✓
Instelbare grenzen voor initiële manchetinflatiedruk	✓	✓	✗	N.v.t.
Door microprocessor gestuurde deflatiesnelheid	✓	✓	✗	N.v.t.
Gemiddelde waarde van 3 metingen	✓	▲	✗	✗
Onregelmatige hartslagdetectie	✓	▲	✓	✗
Automatische en handmatige modus	✓	✗	✗	✗
Optionele krachtige accu	✓	✗	✗	N.v.t.
Door gebruiker ingeschakelde kalibratiecontrole	✓	✓	✗	✗



Aangeboden



Niet aangeboden



Soms aangeboden

Instellingen voor langdurige zorg

met een beperkt budget hebben nu toegang tot de professionele functionaliteit die hun patiënten en zorgverleners verdienen.

ESH-IP-validatie

Gevalideerd volgens het internationaal protocol van de European Society of Hypertension (ESH-IP).



Precies de juiste vorm voor uw workflow

ProBP 2400 werkt daar waar u het nodig hebt:



Draagbaar desktopontwerp

Ideaal voor de meeste ambulante workflows. Met de ingebouwde inklapbare handgreep draagt u deze veilig en comfortabel als dat nodig is.



OPTIONEEL

Verrijdbaar statief

De bloeddrukmeter is daardoor gemakkelijk te transporteren van kamer naar kamer voor een maximale locatieflexibiliteit. Inclusief manchetopslagmand.



OPTIONEEL

Wandbevestiging

Hiermee is de bloeddrukmeter precies waar en wanneer u hem nodig hebt. Inclusief manchetopslagmand.



COMPATIBEL

Integrated Wall System

Compatibel met het Welch Allyn Integrated Wall System, zodat u de belangrijkste instrumenten binnen handbereik hebt.

Onderdeelnummers

2400

REUSE-09-2400

REUSE-11-2400

REUSE-12-2400

REUSE-12L-2400

2400-MS

2400-WMB

5082-197

2400-PS

2400-BATT

2400-HCBAT

ProBP 2400 digitale bloeddrukmeter

Bloeddruk manchet, kind (14-22 cm)*

Bloeddrukmanchet, volwassene (22-32 cm)

Bloeddrukmanchet, volwassene, maat L (32-42 cm)

Bloeddrukmanchet, stevige volwassene, maat L (32-52 cm)*

Verrijdbaar statief

Wandbevestiging, inclusief (1) 61 cm (24 in) verlengslang voor bloeddrukmanchet (5082-197)

Verlengslang voor bloeddrukmanchet (61 cm/24 in)

Voeding

Vervangende accu

Krachtige accu

*Controleer de beschikbaarheid in uw regio



Welch Allyn

Bekijk de hele bloeddrukserie van Welch Allyn, inclusief de ProBP 2400, online op welchallyn.com/bloodpressure.

Welch Allyn Benelux
Dellaertweg 9d
2316 WZ Leiden
The Netherlands
(Tel:.) 31 71 525 5000
(Fax:.) 31 71 525 5050

WWW.WELCHALLYN.NL

© 2015 WELCH ALLYN MC11480 SM4140NL Rev B