

# ***BIG DEAL***

FROM 6 SEPTEMBER TO 5 NOVEMBER



22, rue de St. Denis de Gastines - 53500 Ernée, FRANCE

Phone : + 33 (0)2 43 05 17 76

Fax : + 33 (0)2 43 05 72 00

[WWW.PROMOTAL.COM](http://WWW.PROMOTAL.COM)

# FOR EACH PURCHASE OF THE FOLLOWING PRODUCTS:

- 1 IQEST/IDUOLYS FAMILY<sup>(3)</sup>
- 2 GMOTIO
- 3 KOMPACT
- 4 EMOTIO FAMILY<sup>(2)</sup>
- 5 DENEQ
- 6 QUEST/DUOLYS FAMILY<sup>(1)</sup>
- 7 ELANSA



**A STOOL OFFERED  
FOR €1 MORE<sup>(4)</sup>**



923-10  
FOR THE PURCHASE  
OF A PROMOTAL  
PRODUCT

#### TERMS OF SALE AND LEGAL MENTIONS

- (1) Quest/Duolys Family: Quest, Quest Cardio, Duolys
- (2) eMotio Family: eMotio, eMotio+
- (3) iQuest/iDuolys Family: iQuest, iQuest Lounge, iQuest hospital, iDuolys
- (4) Only for the purchase of a chair - Excluding sterilizers and medical carts. Offer cannot be combined with any other promotional offers.



**-16% korting op alle modellen & toebehoren  
(Korting nog in mindering te brengen)**

**+**

**Tabouret 923-10 aan 1 €**



### Elektrische tafel Promotal QUEST

Tweedelige onderzoekstafel, max. capaciteit **200 kg**.

Elektrisch in hoogte verstelbaar 46 -> 92 cm. door handschakelaar.

Onderstel in grijs verlakte staalplaat (RAL 7035). Bekleding ligvlak kunstleder in kleur naar keuze.

Uitgerust met papierrolhouder.

*Verschillende mogelijkheden :*

2050-10	- Hoofdsteen verstelbaar met gasveer, gemonteerd op regeldoppen	2.481,00 €	21%	3.002,01 €
	<b>Bijdrage Recupel</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>
2050-20	- Hoofdsteen verstelbaar met gasveer, gemonteerd op regeldoppen, Trendelenburg + anti-Trendelenburg	2.506,00 €	21%	3.032,26 €
	<b>Bijdrage Recupel</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>
2050-30	- Hoofdsteen verstelbaar met gasveer, gemonteerd op wegklapbare wielotjes, Trendelenburg + anti-Trendelenburg.	2.910,00 €	21%	3.521,10 €
	<b>Bijdrage Recupel</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>
2050-50	- Hoofdsteen elektrisch verstelbaar, gemonteerd op wegklapbare wielotjes, Trendelenburg + anti-Trendelenburg.	3.085,00 €	21%	3.732,85 €
	<b>Bijdrage Recupel</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>

### Elektrische tafel Promotal iQUEST

Volledig elektrisch verstelbare onderzoekstafel: hoogte, rugsteun,

Trendelenburg en anti-Trendelenburg

Verstellingen tweemaal sneller dan bij klassieke modellen

Variabele hoogte 46-93 cm over handschakelaar

2 posities kunnen worden opgeslagen, 100% instelbaar

Lage opstappositie voor patiënt: 46 cm

Met elektrisch inklapbare wielotjes

Papierrolhouder (max. 50 cm)

Max. capaciteit 250 kg

*Verschillende mogelijkheden :*

3050-40	- Model standaard ref. 3050-40: op regeldoppen (dus zonder inklapbare wielotjes). Afm. 200 x 65 cm	3.230,00 €	21%	3.908,30 €
	<b>Bijdrage Recupel</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>
3050-50	- Model standaard ref. 3050-50: met elektrisch inklapbare wielotjes Afm. 200 x 65 cm	3.861,00 €	21%	4.671,81 €
	<b>Bijdrage Recupel</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>
3055-20	- Model <i>LOUNGE</i> , ref. 30-55-20  Luxueus model met optimaal comfort dankzij Lounge-bekleding 75 cm breed Bedieningselementen van de tafel (hoogteverstelling, rugsteunverstelling Trendelenburg en anti-Trendelenburg) volledig geïntegreerd in de rugsteun van de tafel: zorgen voor intuïtieve opdrachten door strategische plaatsing  Met elektrisch inklapbare wielotjes	4.297,00 €	21%	5.199,37 €
	<b>Bijdrage Recupel</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>

### Elektrische gynecotafel Duolys

Elektrische hoogteverstelling 49 à 95 cm., over handschakelaar.

Onderstel grijs gelakt, bekleding ligvlak kunstleder naadloos.

Max capaciteit 200 kg.

Hoofdsteun verstelbaar met gasveer, rugsteun elektrisch verstelbaar

Afneembaar gynecozitje, kunststof spoelbakje 6 liter.

Uitgerust met 2 papierrolhouders.

Trendelenburg en anti-Trendelenburg.

Afmetingen ligvlak 192 x 73 cm.

Universele onderzoekstafel, geschikt voor algemeen onderzoek en gynecologie,

leverbaar in verschillende configuraties en met diverse accessoires.

2065-10	Uitgerust met hielsteunen en gemonteerd op regeldoppen	4.073,00 €	21%	4.928,33 €
	<b>Bijdrage Recupel</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>
2064-30	Uitgerust met beensteunen en gemonteerd op geïntegreerde wegklapbare wieltjes	4.624,00 €	21%	5.595,04 €
	<b>Bijdrage Recupel</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>
2065-30	Uitgerust met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend, zoals bij Amerikaanse tafels), en gemonteerd op geïntegreerde wegklapbare wieltjes.	4.553,00 €	21%	5.509,13 €
	<b>Bijdrage Recupel</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>
2060-30	Uitgerust met hielsteunen en gemonteerd op geïntegreerde wegklapbare wieltjes.	4.383,00 €	21%	5.303,43 €
	<b>Bijdrage Recupel</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>

### Elektrische gynecotafel iDuolys

Een 2-in-1 tafel voor gynaecologisch en algemeen onderzoek

Intuïtieve opdrachten en vooraf ingestelde opstappositie voor de patiënt

Hoofdsteun verstelbaar met dubbele gasveer

Rugsteun elektrisch verstelbaar

Verstellingen tweemaal sneller dan bij klassieke modellen Duolys

Elektrische hoogteverstelling van 53 tot 99 cm (dus ideale opstappositie voor patiënt)

Geleverd met afstandsbediening

Twee posities kunnen worden opgeslagen, 100% instelbaar

Met elektrisch inklapbare wieltjes voor bepaalde modellen

Max capaciteit 250 kg.

Geleverd met papierhouder

Uitgerust met afneembaar platte bekleding van kunstleder, naadloos

#### a) Model 3060-40

Gemonteerd op regeldoppen (dus géén inklapbare wieltjes)

Met vaste hielsteunen

		4.622,00 €	21%	5.592,62 €
	<b>Bijdrage Recupel</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>

b) Model 3065-40

Gemonteerd op regeldoppen (dus géén inklapbare wielotjes)

Met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend, zoals bij Amerikaanse tafels)

4.786,00 € 21% 5.791,06 €

**Bijdrage Recupel 0,33 € 21% 0,40 €**

c) Model 3060-60

Gemonteerd op grote wielen Ø 125 mm, NIET inklapbaar, met rem

Geschikt voor mobiel gebruik

Met vaste hielsteunen

4.698,00 € 21% 5.684,58 €

**Bijdrage Recupel 0,33 € 21% 0,40 €**

d) Model 3065-60

Gemonteerd op grote wielen Ø 125 mm, NIET inklapbaar, met rem

Geschikt voor mobiel gebruik

Met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend)

4.862,00 € 21% 5.883,02 €

**Bijdrage Recupel 0,33 € 21% 0,40 €**

e) Model 3060-50

Gemonteerd op inklapbare wielotjes (elektrisch activeerbaar door aanhoudend contact)

Niet geschikt voor mobiel gebruik, enkel bedoeld om tafel makkelijk te verplaatsen om bijvoorbeeld ondergrond te reinigen

Met vaste hielsteunen

5.057,00 € 21% 6.118,97 €

**Bijdrage Recupel 0,33 € 21% 0,40 €**

f) Model 3065-50

Gemonteerd op inklapbare wielotjes (elektrisch activeerbaar door aanhoudend contact)

Niet geschikt voor mobiel gebruik, enkel bedoeld om tafel makkelijk te verplaatsen om bijvoorbeeld ondergrond te reinigen

Met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend)

5.246,00 € 21% 6.347,66 €

**Bijdrage Recupel 0,33 € 21% 0,40 €**

g) Toebehoren/opties voor alle modellen

30850 - tafel geleverd met plastic beensteunen i.p.v. vaste hielsteunen

**=> OP TE GEVEN BIJ BESTELLING, ORIGINELE FABRIEKS MONTAGE**

(in nabestelling kosten deze sowieso meer : € 277,00) 132,00 € 21% 159,72 €

30845 - tafel geleverd met Goepel-beensteunen i.p.v. vaste hielsteunen, met bevestigingsklemmen

**=> OP TE GEVEN BIJ BESTELLING, ORIGINELE FABRIEKS MONTAGE**

(in nabestelling zijn deze sowieso duurder: € 534,00) 384,00 € 21% 464,64 €

### Elektrische gynaecotafel ELANSA

Onderzoekstafel elektrisch in hoogte verstelbaar

Stalen frame met lichtgrijze ABS-bekleding.

Rugleuning verstelbaar met gasveer.

Gëintegreerde papierrolhouder.

Elektrische hoogteverstelling 46 - 106 cm d.m.v. voetpedaal.

Naadloze afneembare anatomische bekleding.

Met ABS-spoelbak (6 liter) op rails

Verstelbare voetjes op frame.

Max. capaciteit 170 kg.

11610-01	- Met hielsteunen		5.573,00 €	21%	6.743,33 €
		<b>+ Recupel</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>
11614-01	- Met beensteunen volgens Goepfel		5.855,00 €	21%	7.084,55 €
		<b>+ Recupel</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>
11615-01	- Met unieke voetsteunen		5.923,00 €	21%	7.166,83 €
		<b>+ Recupel</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>

### Onderzoekstafel KOMPACT (Promotal)

Zeer compacte (ca. 1m<sup>3</sup>) polyvalente onderzoekstafel, zowel te gebruiken voor patiënten in zitpositie als in ligpositie

Max. capaciteit 250 kg

Uitgerust met geïntegreerde inschuifbare hielsteunen en met uitschuifbaar voeteneinde (opgelet: klein hoogteverschil met zitkussen)

Met 2 laterale Monobloc opbergladen die langs beide zijden van de tafel kunnen geopend worden en met 2 frontale Monobloc laden

Met geïntegreerd inschuifbaar opstapje, hoogte 23 cm

Breedte kussen 72 cm, bekleed met naadloos kunstleder, makkelijk in onderhoud (bekleding afneembaar)

Verstelbaar gynaecozitje tot 7° met ABS-spoelbakje

Rugsteun manueel verstelbaar met gasveer

Papierrolhouder geïntegreerd in achterzijde van rugsteun.

Lengte van de tafel 197 cm, hoogte 85 cm (hoogte tussen opstapje en zitkussen 61 cm)

235-10	- Model op regeldoppen	2.551,00 €	21%	3.086,71 €
235-15	- Model met BLOCK'N ROLL: in de tafel geïntegreerd wielsysteem waarmee de tafel kan worden verplaatst (opgelet: enkel voor bijv. schoonmaakdoeleinden, <u>NIET</u> geschikt voor patiëntentransport!)	2.921,00 €	21%	3.534,41 €

#### Toebehoren voor beide modellen

278-01	- 1 paar bevestigingsrails ter hoogte van zitgedeelte	159,00 €	21%	192,39 €
240-01	- 1 paar stopcontacten (1 aan elke zijde van de tafel)	307,00 €	21%	371,47 €
	<b>+ Recupel</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>
272-01	- 1 uitschuifbaar voeteneinde op zelfde niveau als zitkussen, dus <u>GEEN</u> hoogteverschil tussen voeteneinde en zitkussen, zodat één mooi egaal zitkussen gecreëerd wordt	212,00 €	21%	256,52 €
878-12	- Bevestigingsklem voor accessoires, voor gebruik op rails in optie	59,00 €	21%	71,39 €
245-01 + 87i-	1 paar Goeppel-beensteunen, compleet met bevestigingsklemmen	541,00 €	21%	654,61 €
239-10	- ABS achterbak die bovenop het onderstel van de tafel gemonteerd wordt met opbergruimte voor 2 papierrollen	96,00 €	21%	116,16 €



### Onderzoeksstoel Promotal Emotio (4050-20)

Multifunctionele onderzoeksstoel / onderzoekstafel voor polyvalent gebruik :  
algemeen onderzoek, gynaecologie, pediatrie, ...

Met de uniek elektrisch verstelbare beenplaat kan onderzoeksstoel snel en makkelijk omgevormd worden tot een volwaardige onderzoekstafel.

Volledig elektrisch verstelbaar (hoogte / rugsteun / beensteun), fraai design met comfortabele polstering 70 cm. breed, functioneel door verschillende motoren en 4 geheugenfuncties, hoog ligcomfort voor patiënt en perfecte werkhogte voor arts (cfr. MSD - problematiek : Musculo - Skeletal Disorders)

Optimaal bedieningsgemak : 2 "Quick-Exam" - posities (favoriete instellingen)  
programmeerbaar via controlepaneel, zgn. Memory-instellingen of geheugenfuncties.

Stoel- en ligpositie met één klik instelbaar via controlepaneel : dit controlepaneel is draaibaar en kan zowel links als rechts van de tafel bevestigd worden.

Elektrische hoogteverstelling 45 → 96 cm. over voetpedaal : begroeting in stoelpositie met met zeer lage opstap, dus toegankelijk voor ouderen, mindervaliden, obesitaspatiënten, ...

Max. capaciteit 205 kg., wieltjes onder tafel elektrisch activeerbaar.

Papierrolhouder geïntegreerd in rugsteun.

Onderzoekslampen en andere accessoires te bevestigen met eenvoudig kliksysteem,  
geen bevestigingsklemmen e.d. noodzakelijk.

4.711,00	21%	5.700,31
<b>+ Recupelbijdrage</b>	<b>0,33 € 21%</b>	<b>0,40 €</b>

### Toebehoren

40300	- Trendelenburgpositie tot 105 cm., handenvrij in te stellen (= tevens bekkenhoogteverstelling voor gynaecologisch onderzoek), → Originele fabrieksmontage, dus <b>niet</b> achteraf te bestellen !	307,00 €	21%	371,47 €
40400	- Geïntegreerde stekkerdoos in sokkel → Originele fabrieksmontage, dus <b>niet</b> achteraf te bestellen !	125,00 €	21%	151,25 €
11679-1	- Regelbare hoofdsteun	120,00 €	21%	145,20 €
40850	- 1 paar hielsteunen => <b>tot uitputting stock</b>	267,00 €	21%	323,07 €
40922	- 1 paar opklapbare handgrepen => <b>tot uitputting stock</b>	291,00 €	21%	352,11 €

### 4055-20 Onderzoeksstoel Promotal Emotio

Model Emotio mét Trendelenburgpositie (ref. 40300), mét connecteerbare  
arm- en beensteun (ref. 40923) en mét regelbare hoofdsteun (ref. 11679-01)

5.737,00	21%	6.941,77
<b>+ Recupel bijdrage</b>	<b>0,33 € 21%</b>	<b>0,40 €</b>

**Onderzoeksstoel Promotal Gmotio**

4050-20

Gynaecologische onderzoekstafel, zelfde familie als EMOTIO.

Volledig elektrisch verstelbaar: Hoogte 57 - 118,5 cm, rugverstelling en trendelenburg over voetpedalen via bediening op rugleuning.

Elektrisch activeerbare wieltjes om tafel te verplaatsen (NIET onder belasting)

Max. draagvermogen 205 kg. Met bevestigingsrails ter hoogte van zitkussen

Veiligheidsbatterij. ABS-spoelbakje (inhoud 6 liter). Geïntegreerde papierrolhouder.

15620-01	Met hielsteunen	8.806,00	21%	10.655,26
	<b>+ Recupel bijdrage</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>
15626-01	Met beensteunen	8.934,00	21%	10.810,14
	<b>+ Recupel bijdrage</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>
15624-01	Met GOEPPEL beensteunen	9.178,00	21%	11.105,38
	<b>+ Recupel bijdrage</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>
15630-01	Met elektrisch manipuleerbare voetsteunen	10.291,00	21%	12.452,11
	<b>+ Recupel bijdrage</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>
15640-01	Met elektrisch manipuleerbare voetsteunen en geïntegreerde LED-verlichting	11.564,00	21%	13.992,44
	<b>+ Recupel bijdrage</b>	<b>0,33 €</b>	<b>21%</b>	<b>0,40 €</b>
<b><u>Toebehoren Promotal Gmotio</u></b>				
15672-01	Geïntegreerde uittrekbare beensteunen voor gebruik van tafel met liggende patiënt	637,00	21%	770,77

### Onderzoeksstoel Promotal Deneo

Uniek revolutionair model volgens "Sit 'n Go" principe.

Beschikbaar in vaste en in hydraulisch verstelbare hoogte.

Uitgerust met 2 lateraal geïntegreerde handgrepen om het instappen te vereenvoudigen :  
wanneer patiënt op de twee handgrepen steunt, zakt de stoel automatisch naar ideale instaphoogte.

Stoel kan in elke positie gemanipuleerd worden (ook Trendelenburg), zonder noemenswaardige inspanning en zonder tijdverlies, via kantelbeweging.

Naadloze "bodyshape" kunstlederen bekleding 30 cm. dik, brandklasse M1.

Gemonteerd op lichtgrijs verlakte sokkel Ø 60 cm. en draaibaar over 360°, wat het werk van verzorgend personeel vereenvoudigt.

Dit model bespaart 20 à 40% plaats, ca. 50 cm., wat zeer belangrijk is in beperkte ruimtes.

Uitgerust met 2 afneembare armsteunen voor bloedafname, verstelbaar in alle richtingen en verstelbaar in hoogte.

Max. draagvermogen 200 kg.

80000-01R	Model vaste hoogte	2.177,00	21%	2.634,17
80070-01R	Model hydraulisch in hoogte verstelbaar 51 - 71 cm., over voetpedaal	2.586,00	21%	3.129,06

#### Toebehoren voor beide modellen

80901-01	- Inox schaal 24 x 18 x 3 cm., gemonteerd op zwenkarm	192,00 €	21%	232,32 €
80906-01	- Geplastificeerde hoofdbeschermer uit transparante PVC (voor optimale hygiëne en onderhoud van bekleding).	48,00 €	21%	58,08 €
80905-01	- Geplastificeerde beenbeschermer uit transparant PVC	51,00 €	21%	61,71 €
167-10	- Papierrolhouder gemonteerd onder hoofdsteun (voor rollen max. 50 cm. breed en f 20 cm.)	37,00 €	21%	44,77 €
80920-01 + i-	Dwarse bevestigingsrail met stang voor montage van accessoires.	200,00 €	21%	242,00 €