



# iQuest

STANDAARD • ZIEKENHUIS • LOUNGE

Update : September 2018





Al 10 jaar lang heeft de Quest-onderzoekstafel voorzien in de behoeften van meer dan 15.000 gezondheidszorgprofessionals. Generalisten, cardiologen, dermatologen en fysiotherapeuten uit meer

dan 70 landen hebben de Franse kwaliteit van deze robuuste, comfortabele en goed toegankelijke tafel weten te waarderen. Promotal heeft vijf jaar geleden het grootste onderzoek ooit uitgevoerd in Europa en het Midden-Oosten. In dit onderzoek van drie jaar, dat is verricht in samenwerking met meer dan 200 gezondheidsprofessionals, zijn drie fundamentele behoeften naar voren gekomen: de gelijke behandeling van personen met beperkte bewegingsvrijheid, de efficiëntie waarmee medisch onderzoek kan worden uitgevoerd, en het ergonomische materiaalgebruik. iQuest is de nieuwe revolutie bij Promotal. We hebben een tafel ontworpen met een strak en luchtig design, dat bijdraagt aan uw comfort en dat van uw patiënten dankzij de laagste opstappositie die op de markt beschikbaar is, programmeerbare standen en autonome bewegingen, die twee keer sneller zijn.



## GELIJKHEID VAN BEHANDELING

### VERMINDER DE MOEITE DIE PATIËNTEN MET BEPERKTE BEWEGINGSVRIJHEID MOETEN DOEN DANKZIJ :

- > Een opstappositie voor de patiënt op 46 cm
- > Een opstaande rugleuning die tijdens het opstappen als steun dient
- > Rustige en veilige elektrische bewegingen

### ONDERZOEK AL UW PATIËNTEN MET HETZELFDE GEMAK :

- > Patiënten tot maximaal 250 kg
- > Optimaal comfort dankzij Lounge-bedekking



## EFFICIËNTIE

### VOER UW ONDERZOEK SOEPEL UIT DANKZIJ :

- > Bewegingen die twee keer zo snel gaan
- > Intuïtieve plaatsing van de patiënt op de Lounge-bedekking
- > Autonome bewegingen: 1 impuls is genoeg voor de juiste positie
- > Intuïtieve opdrachten en vooraf ingestelde opstappositie van de patiënt



## ERGONOMISCH GEBRUIK

### KIES MOEITeloos EEN ANDERE POSITIE :

- > Geheel elektrische onderzoekstafel Hoogte, rugsteun, proclief/declief
- > Variabele hoogte van 46 tot 93 cm
- > 2 posities kunnen worden opgeslagen, 100% instelbaar
- > Intuïtieve opdrachten, geïntegreerd in de rugsteun van de onderzoekstafel (lounge-model)

### VERBETER HET COMFORT VAN UW PATIËNT DANKZIJ :

- > De zeer comfortabele Lounge-bedekking



OPSTAPPEN



ONDERZOEK



HOGE  
POSITIE



DECLIEF



PROCLIEF

3 MODELLEN,  
3 BEHOEFTEEN.



> **iQuest**  
STANDAARD

Ref. 3050-40  
Met inklapbare wielen  
Ref. 3050-50  
Breedte van bedekking 65 cm  
Ref. 600150-65  
Breedte van bedekking 75 cm  
Ref. 600150-75



> **iQuest**  
LOUNGE

Ref. 3055-20



> **iQuest**  
ZIEKENHUIS

Ref. 3050-60

● OPTIES  
● ACCESSOIRES



Opening voor gezicht  
65cm Ref. 2231-65  
75cm Ref. 2231-75

Bedekking gemonteerd  
in fabriek  
Ref. 600000-01

Accu  
Ref. 3092-01



Stroomonderbreker  
Ref. 3058-01

Kabelhaspel  
Ref. 3032-01XX

Antistatische wielen  
Ref. 3031-01

Geïntegreerd stopcontact  
EU-US-UK Ref. 30400-01

Equipotentiaalbus  
Ref. 2059-01



Klemschroef  
Ref. 166

Twee klamschroeven op  
rail  
Ref. 878-12

Twee beensteunen  
Ref. 840

Twee hoezen voor beens-  
teunen  
Ref. 861

Twee stijgbeugels  
Ref. 850



Infuusstandaard 2 haken  
Ref. 985-01

Zelfblokkerende infuuss-  
tandaard 2 haken  
Ref. 2985-01

Armsteun  
(per stuk)  
Ref. 2536

Hoes voor armsteun  
(per stuk)  
Ref. 2537

Lounge-hoofdsteun  
Ref. 30679-01



Hoofdsteun platte  
bedekking  
Ref. 1102-10

Instelbare rolhouder  
Ref. 2056-02

Verlengstuk rugsteun  
Ref. 2055-01

Pedaal met kabel  
Ref. 3051-10

Bescherming transparant  
plastic voet voor platte  
bedekking  
65cm Ref. 600150-65C  
75cm Ref. 600150-75C



Bescherming transparant  
plastic hoofd  
Ref. 3056-02


Bescherming transparant  
plastic voet - lounge-be-  
dekking  
Ref. 3056-01

Twee barrières  
Ref. 85114-01


Twee rails hoofd  
Ref. 30878-XXT

Twee rails voeten  
Ref. 30878-XXP


# iQuest



STANDAARD






















ZIEKENHUIS



LOUNGE

## KLEUREN STOFFERING EN MULTIPLEX

- |                   |   |         |
|-------------------|---|---------|
| 32 - BLUE *       |    | CLASSIC |
| 93 - COTTAGE *    |    |         |
| 35 - RED *        |    |         |
| 34 - YELLOW *     |    |         |
| 91 - WHITE        |    |         |
| 92 - MARINE *     |    | VITAMIN |
| 56 - DARKNESS     |   |         |
| 57 - ANTISTATIC   |  |         |
| 64 - GRAPE        |  |         |
| 67 - LAGOON       |  |         |
| 66 - SWEET *      |  | COSY    |
| 63 - CEDRAT       |  |         |
| 80 - SKY          |  |         |
| 81 - SEA GREEN *  |  |         |
| 65 - LILAC *      |  |         |
| 96 - TIN *        |  |         |
| 82 - MOUSE GREY * |  |         |
| 83 - NATURAL      |  |         |
| 84 - CHOCOLATE *  |  |         |

\*Kleuren die profiteren van een bijpassend multiplex. De andere kleuren zijn voorzien van een wit multiplex