

DU 10 MARS AU 9 MAI 2025

SPRING DEAL





Le Buzz du printemps

DU 10 MARS AU 9 MAI 2025, PROFITEZ D'UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE SUR LES DIVANS ET FAUTEUILS D'EXAMEN IDUOLYS, IQUEST, GMOTIO, KOMPACT, EMOTIO ET DENEØ.



Duolys



iQuest



gMotio
& gMotio
-connect




KOMPACT



eMotio



DeneØ



DE REMISE SUR LE PRIX PUBLIC
ET SUR LES ACCESSOIRES
& OPTIONS ⁽¹⁾

CONDITIONS DE VENTE ET MENTIONS LÉGALES :

SPRING DEAL 2025



22 rue de Saint-Denis-de-Gastines
53500 Ernée, FRANCE
Téléphone : + 33 (0)2 43 05 17 76



PROMOTAL.COM

Elektrische gynecotafel iDuolys

Een 2-in-1 tafel voor gynaecologisch en algemeen onderzoek
Intuïtieve opdrachten en vooraf ingestelde opstappositie voor de patiënt
Hoofdsteun verstelbaar met dubbele gasveer
Rugsteun elektrisch verstelbaar
Verstellingen tweemaal sneller dan bij klassieke modellen Duolys
Elektrische hoogteverstelling van 53 tot 99 cm (dus ideale opstappositie voor patiënt)
Geleverd met afstandsbediening
Twee posities kunnen worden opgeslagen, 100% instelbaar
Met elektrisch inklapbare wielletjes voor bepaalde modellen
Max capaciteit 250 kg.
Geleverd met papierhouder
Uitgerust met afneembaar platte bekleding van kunstleder, naadloos

a) Model 3060-40

Gemonteerd op regeldoppen (dus géén inklapbare wielletjes)

Met vaste hielsteunen	5.536,00 €	21%	6.698,56 €
Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €

b) Model 3065-40

Gemonteerd op regeldoppen (dus géén inklapbare wielletjes)

Met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend, zoals bij Amerikaanse tafels)

	5.730,00 €	21%	6.933,30 €
Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €

c) Model 3060-60

Gemonteerd op grote wielen Ø 125 mm, NIET inklapbaar, met rem

Geschikt voor mobiel gebruik

Met vaste hielsteunen	5.626,00 €	21%	6.807,46 €
Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €

d) Model 3065-60

Gemonteerd op grote wielen Ø 125 mm, NIET inklapbaar, met rem

Geschikt voor mobiel gebruik

Met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend)	5.821,00 €	21%	7.043,41 €
Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €

e) Model 3060-50

Gemonteerd op inklapbare wielletjes (elektrisch activeerbaar door aanhoudend contact)

Niet geschikt voor mobiel gebruik, enkel bedoeld om tafel makkelijk te verplaatsen om bijvoorbeeld ondergrond te reinigen

Met vaste hielsteunen	6.055,00 €	21%	7.326,55 €
Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €

f) Model 3065-50

Gemonteerd op inklapbare wielletjes (elektrisch activeerbaar door aanhoudend contact)

Niet geschikt voor mobiel gebruik, enkel bedoeld om tafel makkelijk te verplaatsen om bijvoorbeeld ondergrond te reinigen

Met inschuifbare hielsteunen (plaatsbesparend)	6.282,00 €	21%	7.601,22 €
Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €

-15% KORTING NOG IN MINDERING TE BRENGEN OP VERMELDE PRIJZEN

g) Toebehoren/opties voor alle modellen

30850	- tafel geleverd met plastic beensteunen i.p.v. vaste hielsteunen => OP TE GEVEN BIJ BESTELLING, ORIGINELE FABRIEKS MONTAGE (in nabestelling kosten deze sowieso meer : € 333,00)	150,00 €	21%	181,50 €
30845	- tafel geleverd met Goepel-beensteunen i.p.v. vaste hielsteunen, met bevestigingsklemmen => OP TE GEVEN BIJ BESTELLING, ORIGINELE FABRIEKS MONTAGE (in nabestelling zijn deze sowieso duurder: € 627,00)	459,00 €	21%	555,39 €

Elektrische tafel Promotal iQUEST

Volledig elektrisch verstelbare onderzoekstafel: hoogte, rugsteun,

Trendelenburg en anti-Trendelenburg

Verstellingen tweemaal sneller dan bij klassieke modellen

Variabele hoogte 46-93 cm over handschakelaar

2 posities kunnen worden opgeslagen, 100% instelbaar

Lage opstappositie voor patiënt: 46 cm

Met elektrisch inklapbare wielotjes

Papierrolhouder (max. 50 cm)

Max. capaciteit 250 kg

Verschillende mogelijkheden :

3050-40	- Model standaard ref. 3050-40: op regeldoppen (dus zonder inklapbare wielotjes). Afm. 200 x 65 cm	3.880,00 €	21%	4.694,80 €
	Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €
3050-50	- Model standaard ref. 3050-50: met elektrisch inklapbare wielotjes Afm. 200 x 65 cm	4.635,00 €	21%	5.608,35 €
	Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €
3055-20	- Model <i>LOUNGE</i> , ref. 30-55-20 Luxueus model met optimaal comfort dankzij Lounge-bekleding 75 cm breed Bedieningselementen van de tafel (hoogteverstelling, rugsteunverstelling, Trendelenburg en anti-Trendelenburg) volledig geïntegreerd in de rugsteun van de tafel: zorgen voor intuïtieve opdrachten door strategische plaatsing Met elektrisch inklapbare wielotjes	5.146,00 €	21%	6.226,66 €
	Bijdrage Recupel	0,07 €	21%	0,08 €

-15% KORTING NOG IN MINDERING TE BRENGEN OP VERMELDE PRIJZEN

4050-20

Onderzoeksstoel Promotal Emotio

Multifunctionele onderzoeksstoel / onderzoekstafel voor polyvalent gebruik :
algemeen onderzoek, gynaecologie, pediatrie, ...

Met de uniek elektrisch verstelbare beenplaat kan onderzoeksstoel snel en makkelijk omgevormd worden tot een volwaardige onderzoekstafel.

Volledig elektrisch verstelbaar (hoogte / rugsteun / beensteun), fraai design met comfortabele polstering 70 cm. breed, functioneel door verschillende motoren en 4 geheugenfuncties, hoog ligcomfort voor patiënt en perfecte werkhoogte voor arts (cfr. MSD - problematiek : Musculo - Skeletal Disorders)

Optimaal bedieningsgemak : 2 "Quick-Exam" - posities (favoriete instellingen) programmeerbaar via controlepaneel, zgn. Memory-instellingen of geheugenfuncties.

Stoel- en ligpositie met één klik instelbaar via controlepaneel : dit controlepaneel is draaibaar en kan zowel links als rechts van de tafel bevestigd worden.

Elektrische hoogteverstelling 45 → 96 cm. over voetpedaal : begroeting in stoelpositie met met zeer lage opstap, dus toegankelijk voor ouderen, mindervaliden, obesitaspatiënten, ...

Max. capaciteit 205 kg., wieljes onder tafel elektrisch activeerbaar.

Papierrolhouder geïntegreerd in rugsteun.

Onderzoekslampen en andere accessoires te bevestigen met eenvoudig kliksysteem, geen bevestigingsklemmen e.d. noodzakelijk.

	5.641,00	21%	6.825,61
+ Recupelbijdrage	0,07 €	21%	0,08 €

Toebehoren

40300	- Trendelenburgpositie tot 105 cm., handenvrij in te stellen (= tevens bekkenhoogteverstelling voor gynaecologisch onderzoek), → Originele fabrieksmontage, dus niet achteraf te bestellen !	367,00 €	21%	444,07 €
40400	- Geïntegreerde stekkerdoos in sokkel → Originele fabrieksmontage, dus niet achteraf te bestellen !	150,00 €	21%	181,50 €
11679-1	- Regelbare hoofdsteun	145,00 €	21%	175,45 €
40950	- Clipbevestigingssysteem voor onderzoekslamp <u>Promotal</u>	38,00 €	21%	45,98 €



40923	- Converteerbare arm- en beensteun: uniek systeem, gecombineerde arm- en beensteun 2 in 1	887,00 €	21%	1073,27 €
-------	---	----------	-----	-----------

4055-20

Onderzoeksstoel Promotal Emotio

Model Emotio **mét** Trendelenburgpositie (ref. 40300), **mét** connecteerbare arm- en beensteun (ref. 40923) en **mét** regelbare hoofdsteun (ref. 11679-01)

	6.870,00	21%	8.312,70
+ Recupel bijdrage	0,07 €	21%	0,08 €

-15% KORTING NOG IN MINDERING TE BRENGEN OP VERMELDE PRIJZEN

4050-20 **Onderzoeksstoel Promotal Gmotio**

Gynaecologische onderzoekstafel, zelfde familie als EMOTIO.

Volledig elektrisch verstelbaar: Hoogte 57 - 118,5 cm, rugverstelling en trendelenburg over voetpedalen via bediening op rugleuning.

Elektrisch activeerbare wielrijen om tafel te verplaatsen (NIET onder belasting)

Max. draagvermogen 205 kg. Met bevestigingsrails ter hoogte van zitkussen

Veiligheidsbatterij. ABS-spoelbakje (inhoud 6 liter). Geïntegreerde papierrolhouder.

15620-01	Met hielsteunen	10.343,00	21%	12.515,03
	+ Recupel bijdrage	0,07 €	21%	0,08 €
15626-01	Met beensteunen	10.494,00	21%	12.697,74
	+ Recupel bijdrage	0,07 €	21%	0,08 €
15624-01	Met GOEPPPEL beensteunen	10.780,00	21%	13.043,80
	+ Recupel bijdrage	0,07 €	21%	0,08 €
15630-01	Met elektrisch manipuleerbare voetsteunen	12.089,00	21%	14.627,69
	+ Recupel bijdrage	0,07 €	21%	0,08 €
15640-01	Met elektrisch manipuleerbare voetsteunen en geïntegreerde LED-verlichting	13.583,00	21%	16.435,43
	+ Recupel bijdrage	0,07 €	21%	0,08 €

Toebehoren Promotal Gmotio

15672-01	Geïntegreerde uittrekbare beensteunen voor gebruik van tafel met liggende patiënt	748,00	21%	905,08
----------	---	--------	-----	--------

Onderzoeksstoel Promotal Deneo

Uniek revolutionair model volgens "Sit 'n Go" principe.

Beschikbaar in vaste en in hydraulisch verstelbare hoogte.

Uitgerust met 2 lateraal geïntegreerde handgrepen om het instappen te vereenvoudigen : wanneer patiënt op de twee handgrepen steunt, zakt de stoel automatisch naar ideale instaphoogte.

Stoel kan in elke positie gemanipuleerd worden (ook Trendelenburg), zonder noemenswaardige inspanning en zonder tijdverlies, via kantelbeweging.

Naadloze "bodyshape" kunstlederen bekleding 30 cm. dik, brandklasse M1.

Gemonteerd op lichtgrijs verlakte sokkel Ø 60 cm. en draaibaar over 360°, wat het werk van verzorgend personeel vereenvoudigt.

Dit model bespaart 20 à 40% plaats, ca. 50 cm., wat zeer belangrijk is in beperkte ruimtes.

Uitgerust met 2 afneembare armsteunen voor bloedafname, verstelbaar in alle richtingen en verstelbaar in hoogte.

Max. draagvermogen 200 kg.

80000-01R	- Model vaste hoogte	2.607,00	21%	3.154,47
80070-01R	- Model hydraulisch in hoogte verstelbaar 51 - 71 cm., over voetpedaal	3.097,00	21%	3.747,37

-15% KORTING NOG IN MINDERING TE BRENGEN OP VERMELDE PRIJZEN

Toebehoren voor beide modellen

80901-01	- Inox schaal 24 x 18 x 3 cm., gemonteerd op zwenkarm	231,00 €	21%	279,51 €
80906-01	- Geplastificeerde hoofdbeschermer uit transparante PVC (voor optimale hygiëne en onderhoud van bekleding).	58,00 €	21%	70,18 €
80905-01	- Geplastificeerde beenbeschermer uit transparant PVC	61,00 €	21%	73,81 €
167-10	- Papierrolhouder gemonteerd onder hoofdsteun (voor rollen max. 50 cm. breed en f 20 cm.)	44,00 €	21%	53,24 €
80920-01	- Dwarse bevestigingsrail met stang voor montage van	241,00 €	21%	291,61 €
+ 80921-1	accessoires.			

Onderzoekstafel KOMPACT (Promotal)

Zeer compacte (ca. 1m³) polyvalente onderzoekstafel, zowel te gebruiken voor patiënten in zitpositie als in ligpositie

Max. capaciteit 250 kg

Uitgerust met geïntegreerde inschuifbare hielsteunen en met uitschuifbaar voeteneinde (opgelet: klein hoogteverschil met zitkussen)

Met 2 laterale Monobloc opbergladen die langs beide zijden van de tafel kunnen geopend worden en met 2 frontale Monobloc laden

Met geïntegreerd inschuifbaar opstapje, hoogte 23 cm

Breedte kussen 72 cm, bekleed met naadloos kunstleder, makkelijk in onderhoud (bekleding afneembaar)

Verstelbaar gynaecozitje tot 7° met ABS-spoelbakje

Rugsteun manueel verstelbaar met gasveer

Papierrolhouder geïntegreerd in achterzijde van rugsteun.

Lengte van de tafel 197 cm, hoogte 85 cm (hoogte tussen opstapje en zitkussen 61 cm)

235-10	- Model op regeldoppen	3.055,00 €	21%	3.696,55 €
235-15	- Model met BLOCK'N ROLL: in de tafel geïntegreerd wielsysteem waarmee de tafel kan worden verplaatst. <u>NIET</u> geschikt voor patiëntentransport!	3.498,00 €	21%	4.232,58 €

Toebehoren voor beide modellen

278-01	- 1 paar bevestigingsrails ter hoogte van zitgedeelte	191,00 €	21%	231,11 €
240-01	- 1 paar stopcontacten (1 aan elke zijde van de tafel)	367,00 €	21%	444,07 €
	+ Recupel	0,07 €	21%	0,08 €
272-01	- 1 uitschuifbaar voeteneinde op zelfde niveau als zitkussen, dus <u>GEEN</u> hoogteverschil tussen voeteneinde en zitkussen, zodat één mooi egaal zitkussen gecreëerd wordt	143,00 €	21%	173,03 €
878-12	- Bevestigingsklem voor accessoires, voor gebruik op rails in optie	71,00 €	21%	85,91 €
245-01	- 1 paar Goepel-beensteunen, compleet met bevestigingsklemmen			
+ 878-12		649,00 €	21%	785,29 €
239-10	- ABS achterbak die bovenop het onderstel van de tafel gemonteerd wordt met opbergruimte voor 2 papierrollen	115,00 €	21%	139,15 €

-15% KORTING NOG IN MINDERING TE BRENGEN OP VERMELDE PRIJZEN