



# **i**Duolys



# Duolys

Promotal heeft vijf jaar geleden het grootste onderzoek ooit uitgevoerd in Europa en het Midden-Oosten. In deze driejarige studie, die is uitgevoerd in samenwerking met meer dan 200 gezondheidsprofessionals, zijn drie basisbehoefte naar voren gekomen: gelijke behandeling van personen met beperkte mobiliteit, efficiënte uitvoering van het medisch onderzoek en ergonomisch gebruik van apparatuur. iDuolys is de nieuwe revolutie van Promotal. We hebben een gemengde tafel ontworpen met een strak en luchtig design, dat bijdraagt aan uw comfort en dat van uw patiënten dankzij de laagste opstappositie die op de markt beschikbaar is, een optimale gynaecologische positie, programmeerbare standen en autonome bewegingen, die twee keer sneller zijn.



**OPSTAPPOSITIE**



**HOGE  
POSITIE**



**DECLIEF**



**PROCLIEF**



**GYNAECOLOGIE**



## GELIJKHEID VAN BEHANDELING

### VERMINDER DE MOEITE DIE PATIËNTEN MET BEPERKTE BEWEGINGSVRIJHEID MOETEN DOEN DANKZIJ:

- > Een opstappositie voor de patiënt op 53 cm
- > Rustige en veilige elektrische bewegingen
- > Compatibel met een tillift
- > Moeiteloze overgang van opstappositie naar gynaecologische positie

### ONDERZOEK AL UW PATIËNTEN MET HETZELFDE GEMAK:

- > Patiënten tot maximaal 250 kg



## DOELTREFFENDHEID

### VOER UW ONDERZOEK SOEPEL UIT DANKZIJ:

- > Een 2-in-1 tafel voor gynaecologisch en algemeen gebruik
- > Geïntegreerde, eenvoudig bruikbare stijgbeugels (afhankelijk van het model)
- > Een dubbelklik-functie om met het pedaal uw posities zonder afstandsbediening te bereiken
- > Bewegingen die twee keer zo snel gaan
- > Voor autonome bewegingen is 1 impuls is genoeg voor de juiste positie
- > Intuïtieve opdrachten en vooraf ingestelde opstappositie van de patiënt
- > Een herprogrammeerbare 'thuis'-positie

### VEREENVOUDIG HET SCHOONMAKEN VAN UW OMGEVING DANKZIJ:

- > Door aanhoudend contact elektrisch activeerbare wielletjes (afhankelijk van het model)
- > Verwijderbare bekleding zonder naden



## ERGONOMISCH GEBRUIK

### KIES MOEITeloos EEN ANDERE POSITIE:

- > Elektrische bewegingen: Hoogte, centrale rugsteun, proclief/declief
- > Externe rugsteun instelbaar met een gasdrukveer
- > Variabele hoogte van 53 tot 99 cm
- > Twee posities kunnen worden opgeslagen, 100% instelbaar
- > Geïntegreerde stijgbeugels

### VERBETER HET COMFORT VAN UW PATIËNTEN DANKZIJ:

- > Een echte gynaecologische positie



3060-40

Glijders - stijgbeugels op klemmen

3065-40

Glijders - inklapbare klemmen

3060-50

Inklapbare wielen, stijgbeugels op klemmen

3065-50

Inklapbare wielen, inklapbare stijgbeugels

3060-60

Wielen 125 mm, stijgbeugels op klemmen

3065-60

Wielen 125 mm, inklapbare klemmen

● **OPTIES**  
● **ACCESSOIRES**




**Twee beensteunen**  
 (ter vervanging van de stijbeugels op  
 klem Schroeven)  
**Ref. 30840**




**Geïntegreerd stopcontact**  
 EU - Ref. 30400-01EU  
 VK - ref. 30400-01UK



**Accu**  
**Ref. 3092-01**



**Stroomonderbreker**  
**Ref. 3058-01**



**Kabelhaspel**  
 (4 m)  
**Ref. 3032-01XX**



**Antistatische wielen**  
**Ref. 3031-01**



**Urologiebak**  
 (ter vervanging van standaardbak)  
**Ref. 2061-30**



**Equipotentiaalbus**  
**Ref. 2059-01**



**Twee steunen**  
 (ter vervanging van de stijbeugels  
 op klem Schroeven)  
**Ref. 30845**



**Draadloze afstandsbediening**  
**Ref. 3041-25**  
 (model met inklapbare wielen)  
**Ref. 3041-20** (andere modellen)



**Klem Schroef**  
**Ref. 166**



**Twee beensteunen**  
**Ref. 840**



**Twee hoezen  
 voor beensteunen**  
**Ref. 861**



**Infuusstandaard**  
 2 haken  
**Ref. 985-01**



**Infuusstandaard  
 zelfblokkerend met 2 haken**  
**Ref. 2985-01**



**Armsteun**  
 (per stuk)  
**Ref. 2536**



**Hoes voor armsteun**  
 (per stuk)  
**Ref. 2537**



**Twee stijbeugels**  
**Ref. 850**



**Hoofdsteen platte  
 bedekking**  
**Ref. 1102-10**



**Twee klem Schroeven op rail**  
**Ref. 878-12**



**Verlengstuk rugsteun**  
**Ref. 2055-01**



**Pedaal**  
 met kabel Réf. 3051-10  
 zonder kabel Ref. 3051-20



**Antistatrooster**  
**Ref. 12677-01**



**Twee rails met klemmen**  
**Ref. 2065-78**



**Twee eenvoudige handgrepen,  
 geplastificeerd**  
**Ref. 856**



**Twee barrières**  
 (alleen platte bedekking)  
**Ref. 85114-01**




**Lamp**  
 (zie documentatie)




**Twee steunen**  
**Ref. 12845**




















## Model 3065-50



## Model 3065-60



### BEKLEDINGSKLEUREN EN FINEER\*

- |                   |   |         |
|-------------------|---|---------|
| 32 - BLAUW*       |    | CLASSIC |
| 93 - COTTAGE*     |    |         |
| 35 - ROOD*        |    |         |
| 34 - GEEL*        |    |         |
| 91 - WIT          |    |         |
| 92 - MARINEBLAUW* |    | VITAMIN |
| 56 - DONKER       |   |         |
| 57 - ANTISTATISCH |  |         |
| 64 - DRUIF        |  | COSY    |
| 67 - LAGUNE       |  |         |
| 66 - BONBON*      |  |         |
| 63 - CEDERAPPEL   |  | COSY    |
| 80 - HEMELSBLAUW  |  |         |
| 81 - WATERGROEN*  |  |         |
| 65 - PAARS*       |  |         |
| 96 - TIN*         |  | COSY    |
| 82 - MUISGRIJS*   |  |         |
| 83 - NATUREL      |  |         |
| 84 - CHOCOLADE*   |  |         |

\* Kleuren met bijbehorend fineer.  
De andere kleuren worden geleverd met wit fineer