


ASSUNTO: SISTEMAS COM TORNEIRA E Y



DESIGNAÇÃO: SET À PERFUSION, FILTRE 15µm, SITE D'INJECTION, ROBINET 3-VOIES, LUER LOCK FIXE, FILTRE PURGE =195cm PERFUSIESET MET, 3-WEGKRAAN, Y-INSPUITPUNT ,15µm FILTER EN PURGEERFILTER =195cm	REFERÊNCIA: 110.1610	DES. TÉCNICO Nº 1610 REV.08	TIPO DE PRODUTO DESCARTÁVEL
---	------------------------------------	---	---

COMPONENTES		
DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QUANTIDADE
- BESCHERMKAPJE VOOR PERFORATOR - PROTECTEUR DE PERFORATEUR	C1	1
- PERFORATOR PVC-VRIJ / - PERFORATEUR NON PVC	C115	1
- 2-WEG BELUCHTINGSFILTER / - FILTRE À AIR	C117 + C120	1
- DRUPPELKAMER PVC-VRIJ - CHAMBRE COMPTE GOUTTES SANS PVC	C74	1
- 15µ FILTER / - FILTRE 15 µ	C121	1
- TUBULURE POUR POMPE VOLUMÉTRIQUE COMPATIBLE 125cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - LEIDING VOOR COMPATIBELE VOLUMETRISCHE POMP 125cm, DEHP-VRIJ	T623	1
- PRECISIE ROLKLEM ORANJE - ROLLER DE PRÉCISION ORANGE	C267	1
- WIELTJE VOOR PRECISIE ROLKLEM - ROULETTE POUR ROLLER	C214	1
- BIJSPUITPUNT IN Y, LATEXVRIJ, MET PRIKBEVEILIGING - SITE À INJECTION EN Y AVEC PROTECTION	C324	1
- TUBULURE SPECIAL 2.5X4.1mm, 30cm, S/PHTHALATES (DEHP) - SPECIALE LEIDING 2.5 X 4,1mm, 30cm, DEHP-VRIJ	T419	1
- LUER-LOCK CONNECTOR 3 X 4,1 / - CONNECTEUR LL	C198	2
- 3-WEGKRAAN / - ROBINET 3 VOIES	C260	1
- PLUG / - BOUCHON	C46	1
- NKS TUBULURE 2 X 4,1mm, 30cm, SANS PHTHALATES (DEHP) - NKS LEIDING 2 X 4,1mm, 30cm, DEHP-VRIJ	T490	1
- LL-PLUG MET ONTLUCHTINGSFILTER - BOUCHON LL AVEC FILTRE PURGE	C261	1

Elaborado GQ
Ass.: Vânia Rodrigues Data: 20 / 10 / 2016

Embalagem
Cód. Barras 560771601610 0
50 unidades por saco
2 x 50 = 100 unidades / caixa