



gMotio



gMotio

De gMotio stoel bestemd voor gynaecologie is het resultaat van 2 jaar onderzoek bij beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg uit Europa en het Midden-Oosten. De stoel werd uitgebreid getest door ongeveer 20 artsen en 100 patiënten. De gMotio is ontworpen om een effectieve en comfortabele

behandeling te bieden, zowel voor de arts als voor de patiënten.

Dankzij haar ervaring heeft Promotal een synergie gecreëerd tussen twee vlaggenschipproducten: de Elite gynaecologenstoel en de eMotio onderzoekstafel. gMotio is al een must-have voor gebruikers van gynaecologenstoel.





GELIJKHEID VAN BEHANDELING

VERMINDER DE INSPANNINGEN VAN UW MINDER VALIDE PATIËNTEN MET:

- › De hoogte in de ontvangstpositie op 57 cm van de grond.
- › Elektrische ondersteuning voor alle bewegingen van de patiëntes
- › Stijgbeugels met elektrische bewegingen (afhankelijk van het model)



EFFECTIVITEIT

LAAT UW ONDERZOEK VLOTTER VERLOPEN DANKZIJ:

- › Een geïntegreerde uittrekbare beensteun voor een liggende positie (opt.)
- › 3 programmeerbare posities (9 als accessoires)
- › Autonome bewegingen, 1 impuls is voldoende om de positie in te stellen
- › De intuïtieve bediening en de positie bij het gaan zitten van de patiënt zijn al geconfigureerd
- › De verlichting is in de tafel geïntegreerd (afhankelijk van het model)
- › Standaard op de stoel geplaatste rails



ERGONOMIE

ZORG ALTIJD VOOR DE BESTE POSITIE VOOR UZELF EN VOOR UW PATIËNTE:

- › Nauwkeurig werk aan de vorm van de stoel en de schuimdichtheid
- › Variabele hoogte van 57 tot 118,5 cm (met kanteling)
- › Een nauwkeurige en verstelbare kanteling, eenvoudigere plaatsing van het speculum
- › De verstellingen op de juiste plaats op de rug en de voeten
- › Geïntegreerde intrekbare wielen voor kleine verplaatsingen



VEILIGHEID

VERGEMAKKELIJK HET REINIGEN VAN UW ONDERZOEKSTAFEL:

- › Naadloze bekleding
- › Een intrekbare zitting en rugleuning voor eenvoudige reiniging
- › Behandeling met kataforese van de structuur voor de duurzaamheid en hygiëne van het product
- › De verwijderbare AbS-lade
- › Elektrisch activeerbare wielen door langdurig contact

BEVEILIG UW ONDERZOEKEN:

- › Beveiligingssensoren
- › Veiligheidsbatterij
- › Dubbele bediening

gMotio



ELEKTRISCHE VOETSTEUNEN + GEÏNTEGREERDE VERLICHTING

— Ref 15640-01 (beeld hierboven)

ELEKTRISCHE VOETSTEUNEN

— Ref 15630-01



STIGBEUGELS OP KLEMMEN VOETB

— Ref 15620-01



GOEPPEL OP KLEMMEN

— Ref 15624-01



BEENSTEUNEN OP KLEMMEN

— Ref 15626-01

— OPTIES

— ACCESSOIRES

gMotio

- OPTIES
- ACCESSOIRES



Geïntegreerd stopcontact en potentiaalvereffening
(EUROPE, UK, US) Ref. 40400-1
(DK, IT, AUS, CH) Ref. 40400-2



urolade
(ter vervanging van de standaardlade)
Ref. 2061-30



roestvrijstalen lade
(ter vervanging van de standaardlade)
Ref. 15966-01



Uitbreiding van de
beensteun
Ref. 15672-01



Andmatige bediening
(9 programmeerbare posities)
Ref. 15031-10



Tweetal gecoate
voetbeugels
(2x klemmen 878-12 toevoegen)
Ref. 12850 (+ 2 x 878-12)



Tweetal plastic
beensteunen
(2x klemmen 878-12 toevoegen)
Ref. 840 (+ 2 x 878-12)



Tweetal overtrekken
voor beensteunen
Ref. 861



Tweetal
Goeppelbeensteunen
(2x klemmen 878-12 toevoegen)
Ref. 845 (+ 2 x 878-12)



Armsteun per stuk
(1x klem 878-12 toevoegen)
Ref. 2536
(+ 878-12)



Hoes voor/armsteun
2536
Ref. 2537



Beugelbescherming
(voor modellen 15630-01 & 15640-01)
Ref. 15861-01



Verstelbare hoofdsteun
(iQuest 3055-20 en gMotio)
Ref. 30679-01



Kristal bescherming
voor voetsteun
Ref. 15905-01



Kristal bescherming
voor zitting
Ref. 15906-01



Kristal bescherming
uittrekbare beensteun
Ref. 15907-01



Zelfsluitende
serumhouderstaaf 2 haken
Ref. 2985-01
(+ 878-12)



Serumstaaf 2 haken met
aanslagmechanisme
Ref. 985-01
(+ 878-12)



Spatbescherming
Ref. 12677-01



Colpo-steun Zeiss d.38
voor gMotio*
Ref. 15840-01
*Autonome bewegingen geschrapt



Colpo-steun. Draaibare
Leisegang voor gMotio*
Ref. 15810-01
*Autonome bewegingen geschrapt



Steun voor colposcoop
Olympus rechts* (elite/elansa 11614-01)
Ref. 15850-01
*Autonome bewegingen geschrapt



Steun voor colposcoop
Olympus links* (elite/elansa 11614-01)
Ref. 15851-01
*Autonome bewegingen geschrapt



Roestvrijstalen geleider
voor rugleuning (tweetal)
25x10 mm Ref. 15879-01



Geleider
25x10 mm, ø 16/18 mm
Ref. 878-12



Roterende klem
25x10 mm
Ref. 879-10




lamphouder met klemmen
Ref. 957
(+ 878-12)




Lamp
(Raadpleeg de documentatie)

gMotio



15620-01 / 15624-01 / 15626-01



15630-01 / 15640-01

BEKLEDINGSKLEUREN

32 - BLUE		CLASSIC
93 - COTTAGE		
35 - RED		
34 - YELLOW		
91 - WHITE		
92 - MARINE		VITAMIN
56 - DARKNESS		
57 - ANTISTATIC		
64 - GRAPE		
67 - LAGOON		
66 - SWEET		COSY
63 - CEDRAT		
80 - SKY		
81 - SEA GREEN		
65 - LILAC		
96 - TIN		COSY
82 - MOUSE GREY		
83 - NATURAL		
84 - CHOCOLATE		



22, rue de St. Denis de Gastines - 53500 Ernée, FRANCIA
 Telephone : + 33 (0)2 43 05 68 95
 Fax : + 33 (0)2 43 05 72 00



PROMOTAL.COM