

Geldig vanaf 22/07/2024 t.e.m. 30/09/2024

## Welch-Allyn Summerpromo

### Elektronische bloeddrukmeter ProBP 2000

Z  r nauwkeurige en betrouwbare digitale bloeddrukmeter. Met   n druk op de knop wordt de bloeddruk gemeten vanaf het moment dat de manchetten wordt aangepast (Sure BP technologie). Latexvrije manchetten met roterende Flexiport-connectie, laat toe om eenvoudig en snel van manchetten te wisselen. Alle manchetten zijn compatibel met de manuele bloeddrukmetingen van Welch Allyn. Toestel ook geschikt voor kinderen mits gebruik van aangepaste manchetten. Geleverd met manchetten N  11 voor volwassenen en 4 AA batterijen.



WA 2000  
Recupel  
Bebat

211.75     
0.08     
0.20   

**Promo: Bloeddrukmeter met 3 manchetten: N   10 (volwassenen small, N   11 (volwassenen) en N   12 (volwassenen large)**

### Onderzoekslamp Exam Light IV

LED onderzoekslamp, bij uitstek geschikt voor gynaecologie.  
Te monteren op onderzoekstafel, op een in hoogte regelbaar verrijdbaar statief of aan de muur.  
Zeer homogeen wit licht (5.500  K) voor een perfecte weergave van de ware kleuren :  
het verschil tussen roze (huid) en blauw (aderen) is zeer groot.  
Zeer laag energieverbruik, intensiteit 20.000 Lux op 40 cm. afstand. Flexibele arm.  
Focuseerbaar 10 -> 25 cm. op 40 cm. afstand. Touchless bediening, wat kruisbesmetting voorkomt.



WA 48812  
Recupel  
WA 48812  
+ WA 48950  
Recupel

Wandmodel  
Statiefmodel

786.50     
0.08     
950.00     
0.08   

### Onderzoekslamp Welch Allyn GS 300



Onderzoekslamp met LED-verlichting : zeer wit licht en waarheidsgetrouwe lichtweergave, 5.500  K. LED-verlichting geeft geen warmte af.  
Lage energieconsumptie en geen vervanglampen nodig !  
Touchless aan / uit bediening, wat risico op kruisbesmetting aanzienlijk reduceert.

WA 44452 Op verrijdbaar vijfvoetstatief  
Recupel

592.90     
0.08   

Prijzen gelden inclusief BTW

## Onderzoekslamp Welch Allyn GS 600



Onderzoekslamp met LED-verlichting : zeer wit licht en waarheidsgetrouwe lichtweergave. Lichtvermogen 45.000 Lux. Brede belichtingskop met 3 LED-lampen  
Ideal voor kleine ingrepen. Lage energieconsumptie en geen vervanglampen nodig !  
Touchless aan / uit bediening, wat risico op kruisbesmetting aanzienlijk reduceert.

WA 44602	Op verrijdbaar vijfvoetstatief	<b>1046.65 €</b>
<b>Recupel</b>		<b>0.08 €</b>

## Thermoscan PRO 6000



Oorthermometer voor snelle & nauwkeurige metingen.  
Geheugentoets voor weergave van de laatste meting.  
Hygiënisch, werkt met lensfilters. Duidelijk afleesbare LCD display.  
60-seconden timer ondersteunt het handmatig meten van hartslag en ademhaling.  
Automatische uitschakeling na ca. 10 seconden.  
Wordt geleverd met houder en 20 hoesjes

WA 06000-200	Thermometer alleen zonder hoesjes	<b>205.70 €</b>
<b>Recupel</b>		<b>0.08 €</b>
<b>Bebat</b>		<b>0.12 €</b>
WA 06000-200		
+WA 06000-800	Thermometer met 200 hoesjes	<b>217.20 €</b>
<b>Recupel</b>		<b>0.08 €</b>
<b>Bebat</b>		<b>0.12 €</b>
WA 06000-200		
+WA06000-800/2	Thermometer met 800 hoesjes	<b>248.05 €</b>
<b>Recupel</b>		<b>0.08 €</b>
<b>Bebat</b>		<b>0.12 €</b>

## Draadloos verlichtingssysteem voor vaginaal specula Welch Allyn



LED-lichtsysteem voor optimale visualisatie tijdens gynecologisch onderzoek.  
Draadloos en oplaadbaar verlichtingssysteem dat 80 minuten licht geeft  
(werkt op Lithium-ION batterijen, oplaadtijd ca. 6 uur)  
Lichtbron schakelt automatisch aan en uit, wanneer ze in de Kleenspec vaginale specula geplaatst wordt of eruit verwijderd wordt.

WA 80015		<b>320.65 €</b>
<b>Recupel</b>		<b>0.08 €</b>
<b>Bebat</b>		<b>0.12 €</b>

## Disposable vaginaal specula Welch Allyn



WA 59000	Small (per 24 stuks)	<b>54.45 €</b>
WA 59001	Medium (per 24 stuks)	<b>54.45 €</b>
WA 59004	Large (per 18 stuks)	<b>54.45 €</b>