

**Geldig vanaf 04/10/2022 t.e.m. 30/12/2022**

**Macroview PLUS otoscoopset**



Nieuwe otoscoopset met iEXAMINER-functie  
Sure-Color LED-verlichting, lange levensduur (LED-lamp NIET vervangbaar)  
Blikveld driemaal groter dan bij standaard otoscopen, vergroting 5x groter.  
Geschikt voor digitaal gebruik met iEXAMINER ( OPTIONEEL)  
Via iEXAMINER Smart Bracket kan een brede waaier aan Smartphones aan de otoscoop bevestigd worden. Smartphone en Macroview Plus otoscoop kunnen eenvoudig gekoppeld worden met Smart-Clip  
Via de gratis i-Examiner-app kunnen beelden eenvoudig gedeeld worden met collega's. Compatibel met bestaande 3,5V handvatten en met bestaande disposable oorspecula

Inhoud set: - Macroview Plus otoscoop  
- Handvat Lithium-Ion Plus met USB-oplader  
- iEXAMINER Smart Bracket  
- opbergétui met rits

WA.71-XM3LXE **1095.00 € - 30 %**  
+Recupel **0.12 €**  
+Bebat **0.07 €**

**Macroview BASIC otoscoopset**



Otoscoopset met Macroview basic otoscoop met sure-color LED verlichting.  
Lange levensduur (LED-lamp is niet vervangbaar). Breed gezichtsveld (3x het zicht van een klassieke otoscoop).  
Vergroting 5x groter dan standaard otoscopen.

Inhoud set: - Macroview BASIC otoscoop  
- Handvat Lithium-Ion Plus met USB-oplader  
- opbergétui met rits

WA.71-XM2LXE **912.05 € - 30 %**  
+Recupel **0.12 €**  
+Bebat **0.07 €**

**Otoscoopsets HEINE BETA 400 FO**

Komplete otoscoopset in opbergetui: 1 otoscoopkop BETA 400 FO, 1 set herbruikbare oorspecula, 10 disposable oorspecula 1 vervanglampje (halogeen), 1 oplaadbaar handvat BETA 4 USB met USB-oplader.



Ref. B-143.28.388 Met LED verlichting **704.46 € - 25 %**  
+Recupel **0.12 €**  
+Bebat **0.07 €**

## Wandtransformator HEINE EN200

Diagnostische wandunit die naar wens kan opgebouwd worden.  
Wandunit met 2 handvatten (3.5V) waarbij gelijktijdig gebruik van de handvatten mogelijk is.  
Bijzonder energiezuinig. Handgrepen kunnen met alle HEINE 3.5V LED of halogeen instrumentenkoppen gecombineerd worden.  
Eenvoudig te reinigen. Automatisch in-en uitschakelen van de handgrepen bij het verwijderen of terugplaatsen.  
Automatische uitschakeling van het handvat na 15 minuten (bij niet-gebruik of niet teruggeplaatst handvat).  
Uitgerust met USB interface. Soft-start technologie verlengt de levensduur van de lampjes van de instrumenten.  
Lichtsterkte traploos instelbaar tussen 3% en 100%. Diefstalbeveiliging d.m.v blokkageschroef.  
Wandtransformator geleverd met 2 handvatten zonder instrumentenkoppen!



X-095.12.250  
Recupel

495.98 € - 25 %  
0.12 €

## Wandtransformator HEINE EN200/1

Idem als voorgaande, doch module met 1 handvat



X-095.12.252  
Recupel

388.05 € - 25 %  
0.12 €

## EINE Pakketten (PROMO GELDIG TOT UITPUTTING STOCK)

Bundel bloeddrukmeter: - 1 bloeddrukmeter Gamma G5  
- 1 stethoscoop Gamma 3.1



A-952.01.000

140.97 € - 40 %

Bundel diagnostic: - 1 bloeddrukmeter Gamma G5  
- 1 stethoscoop Gamma 3.1  
- 1 diagnostic zaklampje mini-C LED



A-952.02.000

207.52 € - 40 %

Bundel diagnostic plus: - 1 bloeddrukmeter Gamma G5  
- 1 stethoscoop Gamma 3.1  
- 1 diagnostic zaklampje mini-C LED  
- 1 otoscoop mini 3000 LED met handvat voor droge batterijen (batterijen niet meegeleverd)



A-952.03.000

424.11 € - 40 %

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

## Dermoscoop Delta One

Zeer complete dermoscoop die gebruik maakt van de modernste technologie  
Kristalhelder beeld door het achrometrische optische Heine-systeem  
Excellente kleurweergave door Heine LED HQ verlichting. Lens Ø 21 mm met schaalverdeling  
Polarisatie mogelijk waardoor verblindingsvrij kan gewerkt worden (niet reflecterend)

- compleet model, makkelijk mee te nemen
- 10-voudige vergroting
- wireless connectie
- contactschijf kan geautoclaveerd worden (geen kruisbesmetting)
- oplaadbaar handvat met Li-Ion technologie
- aangepaste lichtintensiteit: 3 graden van lichtsterkte
- Toggle-functie: met 1 druk op de knop kan geschakeld worden tussen gepolariseerd en niet-gepolariseerd licht

Met behulp van optionele houders kunnen met de mobiele telefoon foto's gemaakt worden en verstuurd worden (vanaf iPhone 6, niet geschikt voor de Plus versies)

Verkrijgbaar in 2 kleuren. Geleverd met étui, USB-kabel, adapter en contactschijf



K-210.28.305

**Recupel**  
**Bebat**

Delta One standaard zwarte kleur

**1133.29 € - 20 %**

**0.12 €**

**0.07 €**

## Onderzoekslamp Welch Allyn GS 300



Onderzoekslamp met LED-verlichting : zeer wit licht en waarheidsgetrouwe lichtweergave, 5.500° K. LED-verlichting geeft geen warmte af.  
Lage energieconsumptie en geen vervanglampen nodig !  
Touchless aan / uit bediening, wat risico op kruisbesmetting aanzienlijk reduceert.

WA 44452

**Recupel**

Op verrijdbaar vijfvoetstatief

**750.58 € -20 %**

**0.12 €**

## EKG toestel Mortara Eli 230

- Compact en draagbaar toestel met 12 afleidingen met het hoog aangeschreven Veritas protocol/algorithm, om zeer verfijnde analyses te maken op basis van geslacht en leeftijd
- Eenvoudige bediening met een A4 print-out (EKG-rollen breedte 210 mm)
- Toestel bedoeld om te werken op papier: uitstekende kwaliteit, doch minder geschikt om digitaal te werken (enkel geslacht en leeftijd van de patiënt kunnen via het toetsenbord ingebracht worden, GEEN naam)
- Het is evenwel mogelijk om EKG-data digitaal op te slaan op een USB-stick en in PDF-formaat over te brengen naar het medisch dossier van de patiënt
- EKG-signalen worden duidelijk op het LCD-kleurendisplay weergegeven ter beoordeling vooraf, achteraf kunnen deze tevens met de interpretatieteksten op het display worden getoond.
- Toestel heeft geheugenbuffer van 60 seconden waaruit automatisch de beste 10 seconden van het EKG-signaal kunnen worden gedetecteerd.
- Toestel werkt met klassieke patiëntenkabel, DRAADLOZE patiëntenkabel in optie beschikbaar
- Geleverd met 100 disposable EKG-elektroden en 1 rol papier, zonder draagtas
- Afm. toestel: 28,5 x 19 x 7 cm; gewicht 2,6 kg
- Voeding netstroomadapter en herlaadbare batterij



ELI230-BDB

**+Recupel**

**+Bebat**

ELI230-ADB met draadloze patiëntenkabel

**+Recupel**

**+Bebat**

**1557.27 € - 15%**

**0.12 €**

**0.07 €**

**1752.08 € - 15 %**

**0.12 €**

**0.07 €**

**Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen**

## PC gebaseerd rust-ECG-systeem

PC-gebaseerd rust-ECG-systeem (PC/Laptop niet meegeleverd).

Optimale oplossing voor het openen, archiveren en afdrucken van 12-afleidingen rust-ECG.

Zéér gebruiksvriendelijk systeem met Nederlandse software en gebruikshandleiding

Werkt door middel van de PC dus in real-time.

Geleverd met patiëntenkabel, 10 krokodilleklemmen, 500 tab-elektroden, PC-software en PC-USB-kabel.



CPR-AM-UI-EB-D

Recupel

5786.70 € - 40 %

0.12 €

## Thermoscan PRO 6000



WA 06000-200

Oorthermometer voor snelle & nauwkeurige metingen.

Geheugentoets voor weergave van de laatste meting.

Hygiënisch, werkt met lensfilters. Duidelijk afleesbare LCD display.

60-seconden timer ondersteunt het handmatig meten van hartslag en ademhaling.

Automatische uitschakeling na ca. 10 seconden.

Wordt geleverd met houder en 20 lensfilters

254.10 € - 30 %

Recupel

0.40 €

Bebat

0.15 €

## Freezen 8G



CL-FP-02

Doeltreffend cryotherapie-toestel voor de behandeling van diverse goedaardige huidafwijkingen: wratjes, fibromen, goedaardige moedervlekken

Precieze en vrijwel pijnloze werking

Freezen werkt met N2O-gaspatronen onder hoge druk (50-55 bar)

Deze zorgen voor een krachtige straal en voor een effectieve behandeling

welke penetreert met 1 mm per 5 seconden tot een maximale diepte van 6 mm

Werkt met 8 gr. patronen (ca. 12 behandelingen)

Geleverd met 2 applicators.

*Omruilactie voor oude cryopen classic of voor cryotherapie-toestel van een ander merk! Koop de Freezen voor 1537.61 € (i.p.v. 1808.95 €) en ontvang GRATIS 3 dozen patronen ter waarde van 419.28 €*

## Stethoscopen Littmann



Littmann Core digitale stethoscoop schakelt tussen analoge en versterkte luistermodus.

Dubbel RVS borststuk, instelbaar, geschikt voor auscultatie van volwassenen en kinderen. Met zwarte slang en zwart borststuk.

Oordopjes met zachte afdichting zorgen voor comfortabele pasvorm en uitstekende geluidsoclusie

Maakt verbinding met EKO-software om hartgeluidsgolven te normaliseren en te delen. Tot 40x versterking (op piekfrequentie, vs analoge modus)

Actieve ruisonderdrukking vermindert ongewenste achtergrondgeluiden

Geschikt voor gebruik met diverse mobiele toestellen

DM 8490

411.40 € - 25 %

+Recupel

0.12 €

+Bebat

0.07 €

DM 8572 Idem als voorgaande met spiegelend borststuk

447.70 € - 25 %

+Recupel

0.12 €

+Bebat

0.07 €

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

## Stethoscopen Littmann



Model Classic III is een monitoring bewakingsstethoscoop

Littmann Classic III met standaard borststuk

**137.94 € - 20 %**

Verkrijgbaar in: blauw, bordeaux, zwart, paars, lavendel, blauw caribisch blauw, limoengroen, roos, grijs



## Clinell Rediair luchtzuivering

Ziektekiemen, deeltjes en geurtjes blijven in slecht geventileerde ruimtes hangen.

Door te ademen, praten en hoesten kunnen ziektekiemen (zoals Influenza of het coronavirus) via aerosols of kleine druppeltjes in de ruimte worden verspreid en wel meer dan een uur blijven rondzweven.

Daarom werd Rediair ontwikkeld. De kern van Rediair bestaat uit dubbele HEPA14 -en koolstofcomposietfilters die ervoor zorgen dat de lucht onmiddellijk wordt gezuiverd en 99,995 % van deze ziektekiemen uit de lucht worden gefilterd.

Zeer eenvoudige bediening. Hoog debiet voor zuivere lucht, tot 600 m<sup>3</sup> / uur.

Geschikt voor efficiënte ventilatie van ruimte tot 120 m<sup>2</sup>. 10x effectiever dan toestellen met HEPA13 filters.

4 verschillende werkingsmodi (automatisch, handmatig, turbo en nachtmodus). Ultrastille werking.

RAIR-EU

**1389.02 € - 15 %**

**Recupel**

**0.12 €**

## DAX Handontsmetting

Hygiënische en chirurgische handontsmetting

Werkt snel en kleeft niet na het verdampen. Bevat 75% gedenatureerde ethanol.

Toevoeging van glycerine en caprylyl glycol als hydraterende ingrediënten maakt dat de huid

haar natuurlijke vochtbalans behoudt en voorkomt dat ze uitdroogt. Zonder parfum en zonder kleurstof.

Bacteriedodende, schimmeldodende, microbacteriëndodende en virusdodende werking.

**Promo: Bij aankoop van 3 vullingen DAX clinical 1000 ml ontvangt u de DAX manuele dispenser GRATIS (waarde 30.25 €) PUSH dispenser (MD153) Gesloten model in witte kunststof (28 x 12.5 x 12.5 cm). Afsluitbaar. Door met de handpalm op de dispenser te drukken verkrijgt u de gewenste dosering handontsmetting.**

**Promopakket: 3x 1000 ml DAX clinical + 1x DAX PUSH dispenser**

**40.00 €**

## Dermabond



AD.6

Dermabond 0.5 ml per doos (6 st.)

**171.08 € - 20 %**

ADM.12

Dermabond 0.36 ml per doos (12 st.)

**172.99 € - 20 %**

## Steristrip



Steriele hechtpleisters, verpakt per 50 stuks

DM R 1540

3 x 75 mm

**33.92 € - 20 %**

DM R 1541

6 x 75 mm

**33.92 € - 20 %**

DM R 1542

6 x 38 mm

**33.92 € - 20 %**

DM R 1546

6 x 102 mm

**48.76 € - 20 %**

DM R 1547


12 x 102 mm

**48.76 € - 20 %**

**Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen**

## Tegaderm + Pad

Transparant verband met een absorberende kompres



DM 3582	5 x 7 cm	per 50 stuks	<b>23.32 €</b>	- 20 %
DM 3584	6 x 10 cm	per 50 stuks	<b>34.98 €</b>	- 20 %
DM 3586	9 x 10 cm	per 25 stuks	<b>22.26 €</b>	- 20 %
DM 3589	9 x 15 cm	per 25 stuks	<b>26.24 €</b>	- 20 %
DM 3590	9 x 20 cm	per 25 stuks	<b>39.01 €</b>	- 20 %
DM 3591	9 x 25 cm	per 25 stuks	<b>42.40 €</b>	- 20 %

## Medihaft



Witte cohesieve fixatiezwachtel, latexvrij, per stuk

Ref. VH 21100	4 cm x 4 m	<b>0.89 €</b>	- 25 %
Ref. VH 21101	6 cm x 4 m	<b>1.00 €</b>	- 25 %
Ref. VH 21102	8 cm x 4 m	<b>1.16 €</b>	- 25 %
Ref. VH 21103	10 cm x 4 m	<b>1.34 €</b>	- 25 %

## Scotchcast



Synthetische gipswindels, verpakt per 10 stuks

DM 82002	5 cm x 3.6 m	<b>74.20 €</b>	- 25 %
DM 82003	7.5 cm x 3.6 m	<b>84.80 €</b>	- 25 %
DM 82004	10 cm x 3.6 m	<b>95.40 €</b>	- 25 %
DM 82005	12.5 cm x 3.6 m	<b>132.50 €</b>	- 25 %

## Dokterstassen DURASOL & BOLLMANN

10% KORTING op het hele gamma



## Hechtingsdraden ETHICON

5% KORTING op het hele gamma bij afname van gesloten verpakking (36 st.)

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen