



VAN HOUDT
EHBO - VERZORGINGSARTIKELN - MEDISCH MATERIAAL

Geldig vanaf 15/10/2024 t.e.m. 31/12/2024

Macroview PLUS otoscoopset



Nieuwe otoscoopset met iEXAMINER-functie
Sure-Color LED-verlichting, lange levensduur (LED-lamp NIET vervangbaar)
Blikveld driemaal groter dan bij standaard otoscopen, vergroting 5x groter.
Geschikt voor digitaal gebruik met iEXAMINER (OPTIONEEL)
Via iEXAMINER Smart Bracket kan een brede waaier aan Smartphones aan de otoscoop bevestigd worden. Smartphone en Macroview Plus otoscoop kunnen eenvoudig gekoppeld worden met Smart-Clip
Via de gratis i-Examiner-app kunnen beelden eenvoudig gedeeld worden met collega's. Compatibel met bestaande 3,5V handvatten en met bestaande disposable oorspecula

Inhoud set: - Macroview Plus otoscoop
- Handvat Lithium-Ion Plus met USB-oplader
- iEXAMINER Smart Bracket
- opbergétui met rits

WA.71-XM3LXE **1041.81 € - 30 %**
+Recupel 0.08 €
+Bebat 0.06 €

Macroview BASIC otoscoopset



Otoscoopset met Macroview basic otoscoop met sure-color LED verlichting.
Lange levensduur (LED-lamp is niet vervangbaar). Breed gezichtsveld (3x het zicht van een klassieke otoscoop).
Vergroting 5x groter dan standaard otoscopen.

Inhoud set: - Macroview BASIC otoscoop
- Handvat Lithium-Ion Plus met USB-oplader
- opbergétui met rits

WA.71-XM2LXE **774.40 € - 30 %**
+Recupel 0.08 €
+Bebat 0.06 €
WA.71-XM2LXES Idem doch met softcase **721.16 € - 30 %**
+Recupel 0.08 €
+Bebat 0.06 €

Otoscoopsets HEINE BETA 400 FO

Komplete otoscoopset in opbergetui: 1 otoscoopkop BETA 400 FO, 1 set herbruikbare oorspecula, 10 disposable oorspecula
1 vervanglampje (halogeen), 1 oplaadbaar handvat BETA 4 USB met USB-oplader.



Ref. B-143.28.388 Met LED verlichting **744.15 € - 20 %**
+Recupel 0.08 €
+Bebat 0.06 €

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

BETA 400 LED F.O. otoscoopkop 3.5V

Met een ongeëvenaarde vergroting van 4,2x en LED HQ verlichting geeft de BETA 400 LED een ongekend goed beeld van de gehoorgang en het trommelvlies. De LED HQ verlichting zorgt voor een natuurgetrouwe kleurweergave, rijk kleurcontrast en zeer lange levensduur van de LED waardoor reserve lampjes niet meer nodig zijn.

Met de BETA 400 LED zijn meer details zichtbaar waardoor een betere diagnose kan worden gesteld.

De BETA 400 LED geeft niet alleen een beter en 40% groter beeld, maar heeft door de hoogwaardige zuivere glazen lens De lens is opklapbaar zodat u deze otoscoop ook kunt gebruiken voor instrumentatie.

Door de robuuste metalen behuizing en de glazen lenzen is hij zeer duurzaam en eenvoudig schoon te maken.

Het LED HQ licht wordt d.m.v. glasfiber (FO) door de neus geleid wat zorgt voor een mooi egaal lichtbeeld, en een volledig en een volledig vrij zicht wanneer u door de otoscoop kijkt.

Zoals u mag verwachten van Heine is de nieuwe BETA 400 LED gewoon op uw bestaande Heine 3,5V handvat te gebruiken zodat u slechts alleen de losse kop hoeft aan te schaffen om direct te kunnen profiteren van de voordelen van de nieuwe Heine BETA 400 LED otoscoop.

De BETA 400 LED is leverbaar als 3,5 Volt uitvoering voor gebruik op alle Heine 3,5V oplaadbare handvatten en wandstation.

De Heine BETA 400 LED otoscoop maakt gewoon gebruik van de goedkope standaard 2,5mm en 4mm otoscoop tips.

Het unieke grote beeld van de BETA 400 LED is het resultaat van de hoogwaardige zuivere glazen lenzen en de duurzame LED HQ verlichting.

Daardoor is de BETA 400 LED niet alleen goedkoop in aanschaf, maar ook blijvend goedkoop in gebruik want u heeft nooit meer reserve lampjes nodig!

- 40% groter beeld
- 4,2x vergroting
- Scherp contrastrijk beeld d.m.v. zuivere glazen lenzen
- LED HQ verlichting voor natuurgetrouwe kleurweergave en lange levensduur
- Lens opklapbaar t.b.v. instrumentatie
- Te gebruiken op alle 3,5 V. Heine handvatten en wandsystemen.
- Te gebruiken met de standaard 2,5 mm en 4 mm specula
- LED HQ (FO) verlichting zorgt voor een homogene verlichting en volledig vrij blikveld
- Binnenkant mat zwart waardoor hinderlijk lichtreflectie wordt voorkomen
- Ook geschikt voor tympanometrie d.m.v. otoscoop ballon en soft tips
- Heine "Quality made in Germany", gewaarborgd door 5 jaar garantie !



B-08.11.400

363.00 € - 15%

BETA 200 LED F.O. otoscoopkop 3.5V

Zelfde model als welgekende Beta 200 F.O. otoscoop, doch met LED-verlichting

Zeer interessant voor ziekenhuizen, daar geen reservelampjes nodig !

Door de ingebouwde unieke LED HQ verlichting van Heine bent u verzekerd van natuurgetrouwe en kleurcontrast en een zeer lange levensduur van de LED waardoor reservelampjes tot het verleden behoren.

Door de metalen behuizing en de glazen lens is deze otoscoop duurzaam en zeer goed en makkelijk schoon te maken.

Het licht wordt vanaf de LED d.m.v. glasfiber (FO) door de neus geleid, wat zorgt voor een mooi egaal lichtbeeld, en een volledig vrijzicht wanneer u door de otoscoop kijkt.

- Te gebruiken op alle 3,5 V. Heine handvatten en wandsystemen.
- LED HQ (FO) verlichting zorgt voor een homogene verlichting en volledig vrij blikveld
- Krasbestendige glazen lens, 3x vergroting
- Lens wegdraaibaar t.b.v. instrumentatie
- Ballonaansluiting voor pneuamtisch onderzoek / tympanometrie
- Binnenkant mat zwart, dit voorkomt hinderlijke lichtreflectie.

B-08.11.500

308.55 € - 15%

U kan uw bestaande otoscopen Heine BETA 200 FO en BETA 400 FO met halogene verlichting ook upgraden naar LED verlichting.

- Bijna onbeperkte duurzaamheid met LED HQ.

- Investering in een LED-module wordt binnen 3 halogeen vervangingen terugverdiend.

- Langere levensduur voor zowel wegwerp batterijen als oplaadbare accu's dankzij lager energieverbruik van de LED-module.

- Duurzaam, daar dit geen verbruiksproduct is en er minder afval gecreëerd wordt.

X-028.88.132

BETA200 FO en BETA 400 FO 2.5V

103.46 € - 15 %

X-008.88.133

BETA200 FO en BETA 400 FO 3.5V

103.46 € - 15 %

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

HEINE Mini-C clip lamp LED

Compacte zaklamp met krachtig onderzoekslicht. Getest op fotobiologische veiligheid voor een veilig onderzoek van de ogen. Natuurlijke kleurweergave dankzij LED-technologie. Schakelt automatisch uit wanneer deze in borstzak wordt geplaatst. Geleverd met 2 AAA-batterijen.



Ref. D-008.73.109
+Bebat

61.11 € - 25 %
0.12 €

Dermatoscoop Delta 30

Dermatoscoop met vernieuwde technologie
LED HQ verlichting zorgt voor natuurgetrouwe weergave van de kleuren
Lens Ø 30 mm met schaalverdeling: groot lichtveld
Toggle-functie zodat met 1 druk op de knop kan geschakeld worden tussen gepolariseerd en niet-gepolariseerd licht
- 3 trappen van lichtintensiteit
- 10-voudige vergroting
- autoclaveerbaar contactglas om kruisbesmettingen tegen te gaan
- oplaadbaar handvat met LI-ION technologie; zeer compact
- wireless connectie
Compatibel met de iPhone vanaf versie 6, dus optionele houders om foto's te maken en te versturen
Geleverd met étui, USB-kabel, adapter en contactschijf



K-230.28.305
Recupel
Bebat
X-002.99.212
Recupel

Delta 30
Tafellader voor Delta 30

1715.78 € - 20 %
0.08 €
0.06 €
256.52 € - 20 %
0.08 €

Nieuw accessoire voor dermatoscoop Delta 30

Werkring die gebruiker in staat stelt om een huidlaesie te onderzoeken en te behandelen onder vergroting, zonder contact met de huid: drukvrij, contactloos, stabiel en stevig.
Toegang aan de zijkant voor het inbrengen van instrumenten onder vergroting en voor het markeren van laesies voor biopsie of rejectie.
K-000.34.103

114.95 € - 20 %

Dermatoscoop Delta 30 PRO

High-end dermatoscoop LED HQ elementen verplaatst zijn, bereikt het licht ook diepere huidlagen.
Dit geeft een extreem levendige, ruimtelijke indruk van laesies, vergelijkbaar met 3D-beeld.
Heine color-shift functie (wereldprimeur) biedt u de mogelijkheid de kleurtemperatuur aan te passen aan uw eigen kijkgewoontes. Schakelen tussen gepolariseerd en niet-gepolariseerd licht met één druk op de knop (TOGGLE-functie).
Groot gezichtsveld (diam. 30 mm) dankzij lensdiameter van 32 mm. 10x vergroting, aangepaste lichtintensiteit (3° lichtsterkte)
Gemakkelijker onderscheid tussen donkere en witte structuren/patronen tijdens polarisatie.
Snelle overgang van contact-naar contactloos onderzoek.
Geen kruisbesmetting: autoclaveerbare contactschijf met schaalverdeling.
Eenvoudige digitale beeldvorming met quasi alle huidige smartphones dankzij universele adapter.
Aluminium frame, eenvoudig te reinigen, glazen lenzen. Oplaadbare Li-Ion batterij (bureau charger optioneel).

K-235.28.305 Recupel Bebat	Delta 30 PRO met contactschijf, E4-USB-C plug-in voeding met USB-kabel en	etui.	1923.90 € - 20 % 0.08 € 0.06 €
K-236.28.306 Recupel Bebat	Delta 30 PRO met contactschijf, kleine contactschijf (voor moeilijk bereikbare plaatsen) Bureaulader charger 30 E4-USB-C plug-in voeding met USB-kabel, universele smartphone adapter en etui.		2395.80 € - 20 % 0.08 € 0.06 €

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

Ultrasoonreiniger Elmasonic MED 30

MDR-Conform ultrasoon reinigungsapparaat

5 verschillende ultrasone modi:

- degas: snelle ontgassing van reinigingsvloeistof
- eco: energiezuinige werking door sweep-modus (stillere werking)
- sweep: gelijkmatige reiniging door geluidsveldverdeling
- pulse: bij hardnekkig vuil, door pulserende geluidsveldverdeling
- dynamic: automatische schakeling tussen sweep en pulse voor nog betere resultaten

Bijzonder krachtig, ultrasone frequentie van 37 kHz

Met 4 geheugenplaatsen voor reinigingsprogramma's

Autostart-functie voor het temperatuur-gecontroleerd starten van de reiniging

Grenstemperatuur –kan worden ingesteld van 40°C tot 60°C

Met optische en akoestische signalen

Reinigingstijd instelbaar van 1 minuut tot 6 uren, automatische veiligheidsuitschakeling na 8 uren continu gebruik.

Elektronische temperatuursregeling van 25°C tot 80°C, in stappen van per 5°C.

Geleverd met deksel dat tevens gebruikt worden als afdruijschaal voor gereinigd instrumentarium

Geleverd ZONDER draadmand!

Inwendige en uitwendige constructie in roestvrij staal (kuip en behuizing)

Buitenafmet. : 305 x 170 x 230 mm

Nuttige afmet. 220 x 120 x 95 mm, inhoud 1,6 liter



MED.30

+Bebat

908.23 € - 10 %

0.08 €

MED.30/M Inox draadmand 198 x 106 x 50 mm (absoluut aanbevolen!)

71.57 € - 10 %

EKG toestel Mortara Eli 230

- Compact en draagbaar toestel met 12 afleidingen met het hoog aangeschreven Veritas protocol/algorithm, om zeer verfijnde analyses te maken op basis van geslacht en leeftijd
- Eenvoudige bediening met een A4 print-out (EKG-rollen breedte 210 mm)
- Toestel bedoeld om te werken op papier: uitstekende kwaliteit, doch minder geschikt om digitaal te werken (enkel geslacht en leeftijd van de patiënt kunnen via het toetsenbord ingebracht worden, GEEN naam)
- Het is evenwel mogelijk om EKG-data digitaal op te slaan op een USB-stick en in PDF-formaat over te brengen naar het medisch dossier van de patiënt
- EKG-signalen worden duidelijk op het LCD-kleurendisplay weergegeven ter beoordeling vooraf, achteraf kunnen deze tevens met de interpretatieteksten op het display worden getoond.
- Toestel heeft geheugenbuffer van 60 seconden waaruit automatisch de beste 10 seconden van het EKG-signaal kunnen worden gedetecteerd.
- Toestel werkt met klassieke patiëntenkabel, DRAADLOZE patiëntenkabel in optie beschikbaar
- Geleverd met 100 disposable EKG-elektroden en 1 rol papier, zonder draagtas
- Afm. toestel: 28,5 x 19 x 7 cm; gewicht 2,6 kg
- Voeding netstroomadapter en herlaadbare batterij



ELI230-BDB

+Recupel

+Bebat

ELI230-ADB met draadloze patiëntenkabel

+Recupel

+Bebat

1848.88 € - 15%

0.08 €

0.06 €

2081.20 € - 15 %

0.08 €

0.06 €

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

EKG Mortara ELI 150C

- Draagbaar, lichtgewicht en robuust toestel met automatische registratie en 12 afleidingen met het hoog aangeschreven Veritas protocol/ algoritme
- Eenvoudige bediening met een traditioneel alfanumeriek toetsenbord om eenvoudig alle patiëntgegevens in te brengen
- Afdruk 3 of 6 kanalgig op Z-gevouwen papier 108 mm breed
- EKG-data kunnen eenvoudig overgebracht worden naar USB en PC in PDF-formaat en dan getransformeerd worden naar medisch dossier
- ELI-series EKG-toestellen werken voor hun digitale communicatie steeds samen met ELI-LINK Gateway Software: gratis te installeren op een Windows PC of Windows Server
- Intern geheugen voor 40 opnames
- 12D LCD-kleurendisplay met hoge resolutie
- Toestel wordt geleverd met klassieke patiëntenkabel, DRAADLOZE patiëntenkabel OPTIONEEL beschikbaar
- Draadloze GPRS-communicatie naar PC (waar ook ter wereld) tevens OPTIONEEL beschikbaar
- Geleverd met 1 boekje papier, zonder draagtas (opgelet: er worden géén elektroden meegeleverd!)
- Afm. toestel: 29,2 x 30,5 x 10,2 cm; gewicht 3,3 kg
- Voeding netstroomadapter en herlaadbare batterij



ELI150C-ADB-AAABX	Model met klassieke patiëntenkabel en USB poort	3103.65 € - 15 %
+Recupel		0.08 €
+Bebat		0.06 €
ELI150C-ADB-AACBX	Model met klassieke patiëntenkabel en ethernet LAN aansluiting	3404.94 € - 15 %
+Recupel		0.08 €
+Bebat		0.06 €
ELI150C-ADB-AAGBX	Model met klassieke patiëntenkabel en draadloze ethernet LAN aansluiting	4094.64 € - 15 %
+Recupel		0.08 €
+Bebat		0.06 €
ELI150C-BDB-AACBX	Model met draadloze patiëntenkabel en ethernet LAN aansluiting	3620.32 € - 15 %
+Recupel		0.08 €
+Bebat		0.06 €
ELI150C-BDB-AAGBX	Model met draadloze patiëntenkabel en draadloze ethernet LAN aansluiting	4324.54 € - 15 %
+Recupel		0.08 €
+Bebat		0.06 €

PC gebaseerd rust-ECG-systeem

PC-gebaseerd rust-ECG-systeem (PC/Laptop niet meegeleverd).

Optimale oplossing voor het openen, archiveren en afdrukken van 12-afleidingen rust-ECG.

Zéér gebruiksvriendelijk systeem met Nederlandse software en gebruikshandleiding

Werkt door middel van de PC dus in real-time.

Geleverd met patiëntenkabel, 10 krokodilleklemmen, 500 tab-elektroden, PC-software en PC-USB-kabel.



CPR-AM-UI-EB-D

Recupel

6134.70 € - 40 %

0.08 €

Onderzoekslamp Welch Allyn GS 300



Onderzoekslamp met LED-verlichting : zeer wit licht en waarheidsgetrouwe lichtweergave, 5.500° K. LED-verlichting geeft geen warmte af.

Lage energieconsumptie en geen vervanglampen nodig !

Touchless aan / uit bediening, wat risico op kruisbesmetting aanzienlijk reduceert.

WA 44452 Op verrijdbaar vijfvoetstatief

796.18 € - 25 %

Recupel

0.08 €

WA 44412 Wandmodel

577.17 € - 25 %

Recupel

0.08 €

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

Bloeddrukmeters Welch Allyn Durashock

54-01-189	Bloeddrukmeter DS54: model met enkele uitgang, in etui	82.89 €	- 25 %
55-01-189	Bloeddrukmeter DS55: model met enkele uitgang en lepel, in etui	108.90 €	- 25 %
54-L1-189	Bloeddrukmeter DS54: model met enkele uitgang en lepel, in etui	92.57 €	- 25 %
55-41-149	Bloeddrukmeter DS55: model met enkele uitgang en rode accenten, in etui	108.90 €	- 25 %



Thermoscan PRO 6000



WA 06000-200

Oorthermometer voor snelle & nauwkeurige metingen.

Geheugentoets voor weergave van de laatste meting.

Hygiënisch, werkt met lensfilters. Duidelijk afleesbare LCD display.

60-seconden timer ondersteunt het handmatig meten van hartslag en ademhaling.

Automatische uitschakeling na ca. 10 seconden.

Wordt geleverd met houder en 20 lensfilters

269.83 € - 20 %

Recupel

0.08 €

Bebat

0.12 €

Stethoscoop Littmann Classic III



Model Classic III is een monitoring bewakingsstethoscoop

Littmann Classic III met standaard borststuk

150.04 € - 20 %

Verkrijgbaar in: blauw, bordeaux, zwart, paars, lavendel, blauw caribisch blauw, limoengroen, roos, grijs

Stethoscoop Littmann Cardiology IV



Diagnostisch model, stelt arts in staat om subtiele verschillen in de gezondheidstoestand te ontdekken.

Modellen met standaard borststuk.

308.55 € - 20 %

Verkrijgbaar in: zwart, marineblauw, jagersgroen pruimkleurig, framboos en bordeaux


Cardionica 1-kanaals EKG

1-kanaals EKG met smartphone-app. Bewaakt en registreert hartslag snel en eenvoudig. Innovatieve technologie detecteert mogelijk voorkamer defibrilatie en verstuurt de gegevens via bluetooth naar de app. Herbruikbare gelelektroden zorgen voor duurzame kwaliteit van de signaaloverdracht. Vastgestelde gegevens kunnen eenvoudig in app worden opgeslagen en worden doorgestuurd via PDF. Geleverd met 4 cardiopatches.

91200000

Recupel

Bebat



175.45 € - 10 %

0.08 €

0.06 €

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

Durasol Comfort tas

Rugzakmodel (35 x 23x 46 cm) met gewatteerde draagriemen.

Groot laptopvlak binnenin (29 x 44cm) Geschikt voor laptops tot 17.3"

Stabiel bodemvlak met 2 uitneembare ruimteverdelers en binnenvak met variabele verdelers voor kleinere stukken.

2 compartimenten aan de buitenkant. Hoog draagcomfort, gewicht leeg 2.2 kg, eenvoudig in onderhoud met water & zeep.

Vervaardigd uit waterafstotend Tex-materiaal.

Leverbaar in wit, lichtgrijs, titanium-grijs en siciliaans rood.

756.10 € -10%



Durasol Rusticana tas

Rusticana klein leder met 1 voortas.

Beschikbaar in lichtbruin, zwart, bordeaux (leder)
donkerbruin (waterbuffel)

573.31 € -10%

Rusticana groot leder met 1 voortas

Beschikbaar in lichtbruin, zwart, bordeaux, rood met wit kruis (leder)
donkerbruin (waterbuffel)

624.38 € -10%

Rusticana groot leder met 2 voortassen

Beschikbaar in lichtbruin, zwart, bordeaux, rood met wit kruis,oranje, geel, taupe, ivoor, marineblauw (leder)
donkerbruin (waterbuffel)

675.46 € -10%



Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

Dokterstassen Elite bags

Doctor's bag. Elegante lederen medische tas met functionele binnenverdeling voor alle materiaal dat nodig is bij huisbezoeken. Afmetingen: 41 x 31 x 14 cm. Gewicht: 3.5 kg. Afsluitbaar met slot, ruim vak voor documenten, met schouderband en met ergonomisch handvat. Beschermd opbergvak voor laptop, isothermische ampullenhouder, verstevigd vak voor instrumenten.

EB12.004	Bruine kleur	481.58 €	-20%
EB12.007	Zwarte kleur	481.58 €	-20%



Street's bag. Multifunctionele thuiszorgtas urban style. Grote capaciteit voor laptop, documenten ... Voorvak met makkelijke toegang. Hoofdvak met 3 afneembare transparante houders voor instrumenten en klein materiaal. Gewatteerde isothermische ampullenhouder. Platte binnenzak voor grote verbanden. Verbonden rugzakriemen aan de achterkant van de tas. Afmetingen: 40 x 30 x 16 cm. Gewicht 2.5 kg. Vervaardigd uit bitone polyester.

EB00.017	Grijze kleur	134.31 €	-20%
----------	--------------	----------	------



Scotchcast



Synthetische gipswindels, verpakt per 10 stuks

DM 82002	5 cm x 3.6 m	74.20 €	- 25 %
DM 82003	7.5 cm x 3.6 m	84.80 €	- 25 %
DM 82004	10 cm x 3.6 m	90.10 €	- 25 %
DM 82005	12.5 cm x 3.6 m	148.40 €	- 25 %

Tegaderm + Pad

Transparant verband met een absorberende kompres



DM 3582	5 x 7 cm	22.26 €	- 20 %
DM 3584	6 x 10 cm	34.98 €	- 20 %
DM 3586	9 x 10 cm	22.26 €	- 20 %
DM 3589	9 x 15 cm	29.68 €	- 20 %
DM 3590	9 x 20 cm	41.34 €	- 20 %
DM 3591	9 x 25 cm	44.94 €	- 20 %

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

Medipore + Pad



Non woven hypo-allergeen verband met een niet-klevend absorberend compres.

DM 3562	5 x 7 cm	7.00 €	- 15 %
DM 3564	6 x 10 cm	13.78 €	- 15 %
DM 3566	10 x 10 cm	10.39 €	- 15 %
DM 3569	10 x 15 cm	13.78 €	- 15 %
DM 3570E	10 x 20 cm	18.39 €	- 15 %

Steristrip



Steriele hechtpleisters, verpakt per 50 stuks

DM R 1540	3 x 75 mm	28.62 €	- 20 %
DM R 1541	6 x 75 mm	28.62 €	- 20 %
DM R 1542	6 x 38 mm	30.74 €	- 20 %
DM R 1546	6 x 102 mm	42.40 €	- 20 %
DM R 1547	12 x 102 mm	42.40 €	- 20 %

Dermabond



ADM.12	Dermabond 0.36 ml per doos (12 st.)	175.54 €	- 20 %
AD.6	Dermabond 0.50 ml per doos (6 st.)	175.54 €	- 20 %

Tegaderm roll



Tegaderm Roll is de niet-steriele versie van Tegaderm Film.

Hij geeft een maximum aan flexibiliteit en kan door het frame makkelijk op maat worden geknipt. De film is naast fixatie van hulpmiddelen op de huid en bescherming bij kwetsbare en/of risicovolle huid, ook bij vochtige wondbehandeling, geschikt voor fixatie en bescherming van wonden.

DM 16002	5 cm x 10 m	18.55 €	- 15 %
DM 16004	10 cm x 10 m	25.18 €	- 15 %
DM 16002	15 cm x 10 m	41.34 €	- 15 %

Hechtingsdraden ETHICON

5% KORTING op het hele gamma bij afname van gesloten verpakking (36 st.)

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen