



Hillrom™

Welch Allyn® PanOptic™ -oftalmoscopen

VERGROOT UW WEERGAVE

Onze Welch Allyn PanOptic- en PanOptic Plus-oftalmoscopen bieden een helderdere, bredere weergave. Verbeter uw oogonderzoeken met de PanOptic Plus, met QuickEye™-uitlijningstechnologie en de mogelijkheid om beelden van het oog op te slaan en te delen. Beide apparaten werken op bestaande Welch Allyn 3,5V-voedingsbronnen.


Twee indicatorlampjes helpen u de blik van de patiënt te leiden, waardoor u een betere uitlijning van de optische schijf bereikt

Bewaar en deel beelden van het oog met het PanOptic Plus-apparaat in combinatie met onze iExaminer® SmartBracket™ en iExaminer Pro App.



Specificaties	PanOptic Plus-oftalmoscoop voor iExaminer	PanOptic Basic-oftalmoscoop
Modelnummer	118-3	118-2
Gereed voor iExaminer	Ja	Nee
Quick Eye™-uitlijningstechnologie	Ja	Nee
Garantie	5 jaar	1 jaar
Hoogte x breedte x diepte	8 cm x 4,5 cm x 7,5 cm	
Gewicht	130 g	
Diafragma's	Klein, groot, roodvrijfilter, spleetopening, fixatiedoel, kobaltblauw	
Dioptriewaarden	-20 tot +25 D	
Dioptriestappen	-20, -15, -12, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 20, 25	
Gekruiste lineaire polarisatiefilters	Ja	
Type lamp en garantie	SureColor™-led, 7 jaar garantie	
Kleur	Kleurweergave-index (CRI): 95 standaard; R9: 85 normaal; kleurtemperatuur: 2700 K - 3500 K	
Levensduur lamp	80+ jaar ¹ (standaard)	
Gezichtsveld	20°	

20 KEER GROTER
weergavegebied



Specificaties	Welch Allyn® lithium-ion Plus elektrische handgreep met USB-oplader	Welch Allyn® universele tafelbladoplader
Modelnummer	719-3	719-DSK
Hoogte x breedte x diepte	14 cm x 3 cm x 3 cm	10 cm x 19 cm x 11 cm
Gewicht	140 gram	0,91 kg (exclusief snoer)
Compatibiliteit	719-DSK Welch Allyn® universele tafelbladoplader; 71140-opladers	71140-, 719-3-, 71910-, 71670-handles. 12800 en 22800 gebruikt in combinatie met 71249 Adapterhuls
Geïntegreerd opladen	USB-C	—
Garantie	Twee jaar	Één jaar
Werkingsduur	5,5 uur; ongeveer 660 onderzoeken van 30 seconden	—
Batterijtype	Lithium-ion	—
Snelle oplaadtijd via USB (0-75%)	90 minuten	—
Netsnoer- en kabelopties	719-USB	Nr. 18 AWG, 3-aderig geaard snoer, 6 ft lang, van medische kwaliteit, verwijderbaar, met IEC60320-ingang
Ingang	—	100-240 V, 50-60 Hz, max. 100 mA, klasse I, continu gebruik
Uitgang	—	2,4 V - 4,0 V DC 80 mA max.

PANOPTIC-ACCESSOIRES

118-EC

Herbruikbare oogcups (vijf stuks)

11840-IEX

iExaminer SmartBracket-accessoire

11840-TST

iExaminer-resolutietestkaart

777-LH

3,5 V-kopvergrendelingshardware met stelschroeven



Ontdek zelf hoe Hillrom de toekomst van de zorg in beeld brengt op hillrom.com/physicalexam.

hillrom.com

Navan Business Park, Dublin Road, Navan, Co Meath, C15 AW22, Ierland

¹ Gebaseerd op pre-marketonderzoek uitgevoerd door Hillrom voor de Welch Allyn PanOptic Plus met Welch Allyn iExaminer SmartBracket en iExaminer Pro-app

De PanOptic is bestemd voor gebruik door artsen en gekwalificeerd medisch personeel voor onderzoek van het netvlies, het hoornvlies, het kamervocht, de lens en het glasvocht van het oog met verlichting en onder vergroting bij pediatrische en volwassen patiënten. De MacroView is bestemd voor gebruik door artsen en gekwalificeerd medisch personeel voor onderzoek van het uitwendige oor, het oorkanaal en het trommelvlies met verlichting en onder vergroting bij pediatrische en volwassen patiënten. De otoscoop is ook bedoeld voor het beoordelen van de flexibiliteit van het trommelvlies via luchtdruk en voor algemene verlichting van de keel- en neusholten. Medisch hulpmiddel (2017/745/EU): Klasse I (CE) Fabrikant: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153, VS. EG-vertegenwoordiger: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, C15 AW22, Ierland. Deze medische hulpmiddelen zijn gereguleerde gezondheidsproducten die op grond van deze regulering zijn voorzien van een CE-markering. Lees zorgvuldig de gedetailleerde instructies voor een veilig en correct gebruik die met de medische hulpmiddelen worden meegeleverd. Het personeel van zorginstellingen is verantwoordelijk voor correct gebruik en onderhoud van deze medische hulpmiddelen. Hill-Rom behoudt het recht om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties en de modellen. De enige garantie die Hill-Rom biedt, is de expliciete schriftelijke garantie die wordt verleend op de verkoop of verhuur van zijn producten.