

**Geldig vanaf 11/05/2026 t.e.m. 30/06/2026**

#### Macroview BASIC otoscoopset



Otoscoopset met Macroview basic otoscoop met sure-color LED verlichting. Lange levensduur (LED-lamp is niet vervangbaar). Breed gezichtsveld (3x het zicht van een klassieke otoscoop).

Vergroting 5x groter dan standaard otoscopen.

Inhoud set: - Macroview BASIC otoscoop  
- Handvat Lithium-Ion Plus met USB-oplader  
- opbergétui met rits

WA.71-XM2LXE **774.40 € - 30 %**

**Recupel** **0.08 €**

**Bebat** **0.10 €**

WA.71-XM2LXES Idem doch met softcase **721.16 € - 30 %**

**Recupel** **0.08 €**

**Bebat** **0.10 €**

#### Otoscoopset HEINE mini 3000 FO



Moderne en compacte zak-otoscoop met LED F.O. verlichting.

Met insuflatiepoort voor pneumatische testen.

Binnenzijde otoscoop mat zwart F.O. verlichting zorgt voor volledig vrij lichtveld.

Exclusieve fade-out-functie.

Ref. D-885.20.021 Mini 3000 F.O. otoscoopkop LED **287.98 € - 15 %**

Handvat met 2 batterijen

10 disposable specula en etui

**Bebat** **0.15 €**

#### Elektronische bloeddrukmeter ProBP 2000 Plus

Snelle en geautomatiseerde bloeddrukmetingen in ca. 20 seconden. Met Sure BP technologie en met bewegingsindicator voor gebruiker. Nieuw ontwerp beschikt over een functie voor het berekenen van de gemiddelde bloeddruk, waardoor men een nauwkeuriger beeld krijgt van de werkelijke bloeddruk van de patiënt dan bij een enkele meting. Geleverd met herbruikbare flexiportmanchette Nr. 11, 4 AA batterijen en een netstroomadapter.



WA 2000-plus-ce **344.85 € - 30 %**

**Recupel** **0.08 €**

**Bebat** **0.29 €**

## Dermatoscoop Delta One

Zeer complete dermatoscoop die gebruik maakt van de modernste technologie  
Kristalhelder beeld door het achrometrische optische Heine-systeem  
Excellente kleurweergave door Heine LED HQ verlichting. Lens Ø 21 mm met schaalverdeling  
Polarisatie mogelijk waardoor verblindingsvrij kan gewerkt worden (niet reflecterend)

- compleet model, makkelijk mee te nemen
- 10-voudige vergroting
- wireless connectie
- contactschijf kan geautoclaveerd worden (geen kruisbesmetting)
- oplaadbaar handvat met Li-Ion technologie
- aangepaste lichtintensiteit: 3 graden van lichtsterkte
- Toggle-functie: met 1 druk op de knop kan geschakeld worden tussen gepolariseerd en niet-gepolariseerd licht

Met behulp van optionele houders kunnen met de mobiele telefoon foto's gemaakt worden en verstuurd worden (vanaf iPhone 6, niet geschikt voor de Plus versies)

Verkrijgbaar in 2 kleuren. Geleverd met étui, USB-kabel, adapter en contactschijf



K-210.28.305

Recupel

Bebat

K-000.34.273

Delta One standaard zwarte kleur

1300.75 € - 15 %

0.08 €

0.10 €

Universele smartphone adaptor  
Geschikt voor elk type iPhone

136.73 € - 15 %

## Dermatoscoop Delta 30 PRO

High-end dermatoscoop met LED HQ elementen die verplaatst zijn, waardoor het licht ook diepere huidlagen bereikt.

Dit geeft een extreem levendige, ruimtelijke indruk van laesies, vergelijkbaar met 3D-beeld.

Heine color-shift functie (wereldprimeur) biedt u de mogelijkheid de kleurtemperatuur aan te passen aan uw eigen kijkgewoontes. Schakelen tussen gepolariseerd en niet-gepolariseerd licht met één druk op de knop (TOGGLE-functie).

Groot gezichtsveld (diam. 30 mm) dankzij lensdiameter van 32 mm. 10x vergroting, aangepaste lichtintensiteit (3 lichtsterktes)

Gemakkelijker onderscheid tussen donkere en witte structuren/patronen tijdens polarisatie.

Snelle overgang van contact-naar contactloos onderzoek.

Geen kruisbesmetting: autoclaveerbare contactschijf met schaalverdeling.

Eenvoudige digitale beeldvorming met quasi alle huidige smartphones dankzij universele adapter.

Aluminium frame, eenvoudig te reinigen, glazen lenzen. Oplaadbare Li-Ion batterij (bureau charger optioneel).

K-235.28.305 Delta 30 PRO met contactschijf, E4-USB-C plug-in voeding met USB-kabel en etui.

2081.20 € - 15 %

Recupel

0.08 €

Bebat

0.10 €

K-236.28.306 Delta 30 PRO met contactschijf, kleine contactschijf (voor moeilijk bereikbare plaatsen)

2590.61 € - 15 %

Bureau-lader charger 30 E4-USB-C plug-in voeding met USB-kabel, universele smartphone adapter en etui.

Recupel

0.08 €

Bebat

0.10 €



Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

## Bloeddrukmeters Welch Allyn Durashock

54-01-189	Bloeddrukmeter DS54: model met enkele uitgang, flexiportmanchette en etui	87.12 €	- 25 %
54-L1-189	Bloeddrukmeter DS54: model met enkele uitgang, lepel, flexiportmanchette en etui	96.92 €	- 25 %
55-01-189	Bloeddrukmeter DS55: model met enkele uitgang, lepel, flexiportmanchette en etui	114.22 €	- 25 %
55-41-189	Bloeddrukmeter DS55: model met rode accenten enkele uitgang, lepel, flexiportmanchette en etui	114.22 €	- 25 %
65-01-189	Bloeddrukmeter DS65: model geschikt voor zowel links- als rechtshandigen enkele uitgang, lepel, flexiportmanchette en etui	114.22 €	- 25 %



## Bloeddrukmeters Welch Allyn DS58 Family practice kit

DS-58-MC	Bloeddrukmeter DS58: model met enkele uitgang ontluchttingschroef met duimschroef en ergonomische peer, in etui	296.45 €	- 25 %
----------	---	----------	--------



Geleverd met 4 manchettes: N°9 (kind), N°10 (volwassenen small), N° 11 (volwassenen) en N°12 (volwassenen large)

## Thermoscan PRO 6000



WA 06000-200

Oorthermometer voor snelle & nauwkeurige metingen.

Geheugentoets voor weergave van de laatste meting.

Hygiënisch, werkt met lensfilters. Duidelijk afleesbare LCD display.

60-seconden timer ondersteunt het handmatig meten van hartslag en ademhaling.

Automatische uitschakeling na ca. 10 seconden.

Wordt geleverd met houder en 20 lensfilters

278.30 € - 20 %

Recupel

0.08 €

Bebat

0.15 €

## Cardionica 1-kanaals EKG

1-kanaals EKG met smartphone-app. Bewaakt en registreert hartslag snel en eenvoudig. Innovatieve technologie detecteert mogelijk voorkamerfibrilatie en verstuurt de gegevens via bluetooth naar de app. Herbruikbare gelelektroden zorgen voor duurzame kwaliteit van de signaaloverdracht. Vastgestelde gegevens kunnen eenvoudig in app worden opgeslagen en worden doorgestuurd via PDF. Geleverd met 4 cardiopot patches.

91200000

Recupel

Bebat

175.45 € - 20 %

0.08 €

0.07 €



Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

## EKG toestel Mortara Eli 230

- Compact en draagbaar toestel met 12 afleidingen met het hoog aangeschreven Veritas protocol/algorithm, om zeer verfijnde analyses te maken op basis van geslacht en leeftijd
- Eenvoudige bediening met een A4 print-out (EKG-rollen breedte 210 mm)
- Toestel bedoeld om te werken op papier: uitstekende kwaliteit, doch minder geschikt om digitaal te werken (enkel geslacht en leeftijd van de patiënt kunnen via het toetsenbord ingebracht worden, GEEN naam)
- Het is evenwel mogelijk om EKG-data digitaal op te slaan op een USB-stick en in PDF-formaat over te brengen naar het medisch dossier van de patiënt
- EKG-signalen worden duidelijk op het LCD-kleurendisplay weergegeven ter beoordeling vooraf, achteraf kunnen deze tevens met de interpretatieteksten op het display worden getoond.
- Toestel heeft geheugenbuffer van 60 seconden waaruit automatisch de beste 10 seconden van het EKG-signaal kunnen worden gedetecteerd.
- Toestel werkt met klassieke patiëntenkabel, DRAADLOZE patiëntenkabel in optie beschikbaar
- Geleverd met 100 disposable EKG-elektroden en 1 rol papier, zonder draagtas
- Afm. toestel: 28,5 x 19 x 7 cm; gewicht 2,6 kg
- Voeding netstroomadapter en herlaadbare batterij



ELI230-BDB

Recupel

Bebat

ELI230-ADB met draadloze patiëntenkabel

Recupel

Bebat

1904.54 € - 15%

0.08 €

0.10 €

2144.12 € - 15 %

0.08 €

0.10 €

## EKG Mortara ELI 150C

- Draagbaar, lichtgewicht en robuust toestel met automatische registratie en 12 afleidingen met het hoog aangeschreven Veritas protocol/algorithm
- Eenvoudige bediening met een traditioneel alfanumeriek toetsenbord om eenvoudig alle patiëntengegevens in te brengen
- Afdruk 3 of 6 kanalgig op Z-gevouwen papier 108 mm breed
- EKG-data kunnen eenvoudig overgebracht worden naar USB en PC in PDF-formaat en dan getransformeerd worden naar medisch dossier
- ELI-series EKG-toestellen werken voor hun digitale communicatie steeds samen met ELI-LINK Gateway Software: gratis te installeren op een Windows PC of Windows Server
- Intern geheugen voor 40 opnames
- 12D LCD-kleurendisplay met hoge resolutie
- Toestel wordt geleverd met klassieke patiëntenkabel, DRAADLOZE patiëntenkabel OPTIONEEL beschikbaar
- Draadloze GPRS-communicatie naar PC (waar ook ter wereld) tevens OPTIONEEL beschikbaar
- Geleverd met 1 boekje papier, zonder draagtas (opgelet: er worden géén elektroden meegeleverd!)
- Afm. toestel: 29,2 x 30,5 x 10,2 cm; gewicht 3,3 kg
- Voeding netstroomadapter en herlaadbare batterij



ELI150C-ADB-AAABX Model met klassieke patiëntenkabel en USB poort

Recupel

Bebat

3196.82 € - 15 %

0.08 €

0.10 €

## Onderzoekslampen Welch Allyn

WA 44452

GS300 statiefmodel

Recupel

WA 44602

GS600 statiefmodel

Recupel



840.95 € - 25 %

0.08 €

1488.30 € - 25 %

0.08 €

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

## Medipore + Pad



Non woven hypo-allergeen verband met een niet-klevend absorberend compres.

DM 3562	5 x 7 cm	<b>7.00 €</b>	- 15 %
DM 3564	6 x 10 cm	<b>12.72 €</b>	- 15 %
DM 3566	10 x 10 cm	<b>10.39 €</b>	- 15 %
DM 3569	10 x 15 cm	<b>13.78 €</b>	- 15 %
DM 3570E	10 x 20 cm	<b>16.96 €</b>	- 15 %

## Steristrip



Steriele hechtpleisters, verpakt per 50 stuks

DM R 1540	3 x 75 mm	<b>28.62 €</b>	- 20 %
DM R 1541	6 x 75 mm	<b>28.62 €</b>	- 20 %
DM R 1542	6 x 38 mm	<b>30.74 €</b>	- 20 %
DM R 1546	6 x 102 mm	<b>42.40 €</b>	- 20 %
DM R 1547	12 x 102 mm	<b>42.40 €</b>	- 20 %

## DermaBond



ADM.12	DermaBond 0.36 ml per doos (12 st.)	<b>175.54 €</b>	- 20 %
AD.6	DermaBond 0.50 ml per doos (6 st.)	<b>175.54 €</b>	- 20 %

## Tegaderm + Pad



Transparant verband met een absorberende kompres

DM 3582	5 x 7 cm. 50 st.	<b>22.26 €</b>	- 20 %
DM 3584	6 x 10 cm. 50 st.	<b>34.98 €</b>	- 20 %
DM 3586	9 x 10 cm. 25 st.	<b>22.26 €</b>	- 20 %
DM 3589	9 x 15 cm. 25 st.	<b>25.44 €</b>	- 20 %
DM 3590	9 x 20 cm. 25 st.	<b>41.34 €</b>	- 20 %
DM 3591	9 x 25 cm. 25 st.	<b>46.38 €</b>	- 20 %

## Opsite Post-Op



Transparant verband met absorberend compres, waterdicht en hypo-allergeen

SMN 66000708	6.5 x 5 cm. 100 st.	<b>41.34 €</b>	- 15 %
SMN 66000709	8.5 x 9.5 cm. 20 st.	<b>15.90 €</b>	- 15 %
SMN 66000710	12 x 10 cm. 10 st.	<b>12.72 €</b>	- 15 %
SMN 66000712	15.5 x 8.5 cm. 20 st.	<b>21.20 €</b>	- 15 %
SMN 66000713	20 x 10 cm. 20 st.	<b>33.07 €</b>	- 15 %
SMN 66000714	25 x 10 cm. 20 st.	<b>39.22 €</b>	- 15 %

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen