

Geldig vanaf 02/05/2022 t.e.m. 15/07/2022

Macroview PLUS otoscoopset



Nieuwe otoscoopset met iEXAMINER-functie
Sure-Color LED-verlichting, lange levensduur (LED-lamp NIET vervangbaar)
Blikveld driemaal groter dan bij standaard otoscopen, vergroting 5x groter.
Geschikt voor digitaal gebruik met iEXAMINER (OPTIONEEL)
Via iEXAMINER Smart Bracket kan een brede waaier aan Smartphones aan de otoscoop bevestigd worden. Smartphone en Macroview Plus otoscoop kunnen eenvoudig gekoppeld worden met Smart-Clip
Via de gratis i-Examiner-app kunnen beelden eenvoudig gedeeld worden met collega's. Compatibel met bestaande 3,5V handvatten en met bestaande disposable oorspecula

Inhoud set: - Macroview Plus otoscoop
- Handvat Lithium-Ion Plus met USB-oplader
- iEXAMINER Smart Bracket
- opbergétui met rits

WA.71-XM3LXE **977.68 € - 30 %**
+Recupel **0.12 €**
+Bebat **0.07 €**

Macroview BASIC otoscoopset



Otoscoopset met Macroview basic otoscoop met sure-color LED verlichting.
Lange levensduur (LED-lamp is niet vervangbaar). Breed gezichtsveld (3x het zicht van een klassieke otoscoop).
Vergroting 5x groter dan standaard otoscopen.

Inhoud set: - Macroview BASIC otoscoop
- Handvat Lithium-Ion Plus met USB-oplader
- opbergétui met rits

WA.71-XM2LXE **807.07 € - 25 %**
+Recupel **0.12 €**
+Bebat **0.07 €**

Onderzoekslamp Welch Allyn GS 300



Onderzoekslamp met LED-verlichting : zeer wit licht en waarheidsgetrouwe lichtweergave, 5.500° K. LED-verlichting geeft geen warmte af.
Lage energieconsumptie en geen vervanglampen nodig !
Touchless aan / uit bediening, wat risico op kruisbesmetting aanzienlijk reduceert.

WA 44452 Op verrijdbaar vijfvoetstatief **670.34 € -20 %**
Recupel **0.12 €**

Thermoscan PRO 6000



WA 06000-200

Oorthermometer voor snelle & nauwkeurige metingen.
Geheugentoets voor weergave van de laatste meting.
Hygiënisch, werkt met lensfilters. Duidelijk afleesbare LCD display.
60-seconden timer ondersteunt het handmatig meten van hartslag en ademhaling.
Automatische uitschakeling na ca. 10 seconden.

Wordt geleverd met houder en 20 lensfilters

226.88 € - 25 %

Recupel

0.40 €

Bebat

0.15 €

Draadloos verlichtingssysteem voor vaginaal specula Welch Allyn



LED-lichtsysteem voor optimale visualisatie tijdens gynecologisch onderzoek.
Draadloos en oplaadbaar verlichtingssysteem dat 80 minuten licht geeft
(werkt op Lithium-ION batterijen, oplaadtijd ca. 6 uur)
Lichtbron schakelt automatisch aan en uit, wanneer ze in de Kleenspec vaginale specula geplaatst wordt of eruit verwijderd wordt.

WA.80015

428.34 € - 35 %

+Recupel

0.12 €

Wandtransformator HEINE EN200

Diagnostische wandunit die naar wens kan opgebouwd worden.
Wandunit met 2 handvatten (3.5V) waarbij gelijktijdig gebruik van de handvatten mogelijk is.
Bijzonder energiezuinig. Handgrepen kunnen met alle HEINE 3.5V LED of halogeen instrumentenkoppen gecombineerd worden.
Eenvoudig te reinigen. Automatisch in-en uitschakelen van de handgrepen bij het verwijderen of terugplaatsen.
Automatische uitschakeling van het handvat na 15 minuten (bij niet-gebruik of niet teruggeplaatst handvat).
Uitgerust met USB interface. Soft-start technologie verlengt de levensduur van de lampjes van de instrumenten.
Lichtsterkte traploos instelbaar tussen 3% en 100%. Diefstalbeveiliging d.m.v blokkageschroef.
Wandtransformator geleverd met 2 handvatten zonder instrumentenkoppen!



X-095.12.250

Recupel

495.98 € - 25 %

0.12 €

Wandtransformator HEINE EN200/1

Idem als voorgaande, doch module met 1 handvat



X-095.12.252

Recupel

388.05 € - 25 %

0.12 €

PC gebaseerd rust-ECG-systeem

PC-gebaseerd rust-ECG-systeem (PC/Laptop niet meegeleverd).
Optimale oplossing voor het openen, archiveren en afdrucken van 12-afleidingen rust-ECG.
Zéér gebruiksvriendelijk systeem met Nederlandse software en gebruikshandleiding
Werkt door middel van de PC dus in real-time.
Geleverd met patiëntenkabel, 10 krokodilleklemmen, 500 tab-elektroden, PC-software en PC-USB-kabel.



CPR-AM-UI-EB-D

Recupel

5166.70 € - 40 %

0.12 €

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

Dermoscoop Delta One

Zeer complete dermoscoop die gebruik maakt van de modernste technologie
Kristalhelder beeld door het achrometrische optische Heine-systeem
Excellente kleurweergave door Heine LED HQ verlichting. Lens Ø 21 mm met schaalverdeling
Polarisatie mogelijk waardoor verblindingsvrij kan gewerkt worden (niet reflecterend)

- compleet model, makkelijk mee te nemen
- 10-voudige vergroting
- wireless connectie
- contactschijf kan geautoclaveerd worden (geen kruisbesmetting)
- oplaadbaar handvat met Li-Ion technologie
- aangepaste lichtintensiteit: 3 graden van lichtsterkte
- Toggle-functie: met 1 druk op de knop kan geschakeld worden tussen gepolariseerd en niet-gepolariseerd licht

Met behulp van optionele houders kunnen met de mobiele telefoon foto's gemaakt worden en verstuurd worden (vanaf iPhone 6, niet geschikt voor de Plus versies)
Verkrijgbaar in 2 kleuren. Geleverd met étui, USB-kabel, adapter en contactschijf



K-210.28.305

Recupel
Bebat

Delta One standaard zwarte kleur

1133.29 € - 20 %

0.12 €

0.07 €

Dermoscoop Delta 30

Dermoscoop met vernieuwde technologie
LED HQ verlichting zorgt voor natuurgetrouwe weergave van de kleuren
Lens Ø 30 mm met schaalverdeling: groot lichtveld
Toggle-functie zodat met 1 druk op de knop kan geschakeld worden tussen gepolariseerd en niet-gepolariseerd licht

- 3 trappen van lichtintensiteit
- 10-voudige vergroting
- autoclaveerbaar contactglas om kruisbesmettingen tegen te gaan
- oplaadbaar handvat met LI-ION technologie; zeer compact
- wireless connectie

Compatibel met de iPhone vanaf versie 6, dus optionele houders om foto's te maken en te versturen

Geleverd met étui, USB-kabel, adapter en contactschijf



K-230.28.305

Recupel
Bebat

Delta 30

1600.47 € - 20 %

0.12 €

0.07 €

X-002.95.212

Recupel

Tafellader voor Delta 30

238.98 € - 20 %

0.12 €

Accessoires voor beide modellen

K-000.34.260	Houder voor iPhone 6 / 6s	65.46 € - 20 %
K-000.34.261	Houder voor iPhone 7 / 8	65.46 € - 20 %
K-000.34.262	Houder voor iPhone X / XS	65.46 € - 20 %
K-000.34.263	Houder voor iPhone XR	65.46 € - 20 %
K-000.34.264	Houder voor iPhone 11	65.46 € - 20 %
K-000.34.265	Houder voor iPhone 12	65.46 € - 20 %
K-000.34.266	Houder voor iPhone 12 Mini	65.46 € - 20 %
K-000.34.267	Houder voor iPhone 12 Pro	65.46 € - 20 %
K-000.34.270	Universele smartphone connector Voor smartphones waarbij de camera niet uitsteekt	38.72 € - 20 %

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

EKG toestel Mortara Eli 230

- Compact en draagbaar toestel met 12 afleidingen met het hoog aangeschreven Veritas protocol/algorithm, om zeer verfijnde analyses te maken op basis van geslacht en leeftijd
- Eenvoudige bediening met een A4 print-out (EKG-rollen breedte 210 mm)
- Toestel bedoeld om te werken op papier: uitstekende kwaliteit, doch minder geschikt om digitaal te werken (enkel geslacht en leeftijd van de patiënt kunnen via het toetsenbord ingebracht worden, GEEN naam)
- Het is evenwel mogelijk om EKG-data digitaal op te slaan op een USB-stick en in PDF-formaat over te brengen naar het medisch dossier van de patiënt
- EKG-signalen worden duidelijk op het LCD-kleurendisplay weergegeven ter beoordeling vooraf, achteraf kunnen deze tevens met de interpretatieteksten op het display worden getoond.
- Toestel heeft geheugenbuffer van 60 seconden waaruit automatisch de beste 10 seconden van het EKG-signaal kunnen worden gedetecteerd.
- Toestel werkt met klassieke patiëntenkabel, DRAADLOZE patiëntenkabel in optie beschikbaar
- Geleverd met 100 disposable EKG-elektroden en 1 rol papier, zonder draagtas
- Afm. toestel: 28,5 x 19 x 7 cm; gewicht 2,6 kg
- Voeding netstroomadapter en herlaadbare batterij



ELI230-BDB

+Recupel

+Bebat

ELI230-ADB met draadloze patiëntenkabel

+Recupel

+Bebat

1557.27 € - 15%

0.12 €

0.07 €

1752.08 € - 15%

0.12 €

0.07 €

Stethoscopen Littmann



Model Classic III is een monitoring bewakingsstethoscoop

Littmann Classic III met standaard borststuk

137.94 € - 15%

Littmann Classic III met gekleurd borststuk

152.46 € - 15%

Verkrijgbaar in: blauw, bordeaux, zwart, paars, lavendel, blauw Caribisch blauw, citroengeel, roos, grijs chocolade met koperen borststuk



Model Cardiology IV is een diagnostisch model en stelt de arts in staat om subtiele verschillen in de gezondheidstoestand te ontdekken

Littmann Cardiology IV met standaard borststuk

285.56 € - 15%

Littmann Cardiology IV met gekleurd borststuk

309.76 € - 15%

Verkrijgbaar in: zwart, bordeaux, marineblauw, jagersgroen, paars, framboos

Freezen 8G



CL-FP-02

Doeltreffend cryotherapie-toestel voor de behandeling van diverse goedaardige huidafwijkingen: wratjes, fibromen, goedaardige moedervlekken

Precieze en vrijwel pijnloze werking

Freezen werkt met N2O-gaspatronen onder hoge druk (50-55 bar)

Deze zorgen voor een krachtige straal en voor een effectieve behandeling

welke penetreert met 1 mm per 5 seconden tot een maximale diepte van 6 mm

Werkt met 8 gr. patronen (ca. 12 behandelingen)

Geleverd met 2 applicators.

Omruilactie voor oude cryopen classic of voor cryotherapietoestel van een ander merk! Koop de Freezen voor 1537.61 € (i.p.v. 1808.95 €) en ontvang GRATIS 3 dozen patronen ter waarde van 419.28 € Goed voor ca. 315 GRATIS behandelingen

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

DAX Handontsmetting

Hygiënische en chirurgische handontsmetting

Werkt snel en kleeft niet na het verdampen. Bevat 75% gedenatureerde ethanol.

Toevoeging van glycerine en caprylyl glycol als hydraterende ingrediënten maakt dat de huid haar natuurlijke vochtbalans behoudt en voorkomt dat ze uitdroogt. Zonder parfum en zonder kleurstof. Bacteriedodende, schimmeldodende, microbacteriëndodende en virusdodende werking.



Promo: Bij aankoop van 3 vullingen DAX clinical 1000 ml ontvangt u de DAX manuele dispenser GRATIS (waarde 30.25 €) PUSH dispenser (MD153) Gesloten model in witte kunststof (28 x 12.5 x 12.5 cm). Afsluitbaar. Door met de handpalm op de dispenser te drukken verkrijgt u de gewenste dosering handontsmetting.

Promopakket: 3x 1000 ml DAX clinical + 1x DAX PUSH dispenser

45.00 €

DermaBond



AD.6	DermaBond 0.5 ml per doos (6 st.)	171.08 € - 20 %
ADM.12	DermaBond 0.36 ml per doos (12 st.)	172.99 € - 20 %


Steristrip



Steriele hechtpleisters, verpakt per 50 stuks

DM R 1540	3 x 75 mm	33.92 € - 20 %
DM R 1541	6 x 75 mm	33.92 € - 20 %
DM R 1542	6 x 38 mm	33.92 € - 20 %
DM R 1546	6 x 102 mm	48.76 € - 20 %
DM R 1547	12 x 102 mm	48.76 € - 20 %

Tegaderm + Pad



Transparant verband met een absorberende kompres

DM 3582	5 x 7 cm	per 50 stuks	23.32 € - 20 %
DM 3584	6 x 10 cm	per 50 stuks	34.98 € - 20 %
DM 3586	9 x 10 cm	per 25 stuks	22.26 € - 20 %
DM 3589	9 x 15 cm	per 25 stuks	26.24 € - 20 %
DM 3590	9 x 20 cm	per 25 stuks	39.01 € - 20 %
DM 3591	9 x 25 cm	per 25 stuks	42.40 € - 20 %

Medihaft

Witte cohesieve fixatiezwachtel, latexvrij, per stuk



Ref. VH 21100	4 cm x 4 m	0.89 € - 20 %
Ref. VH 21101	6 cm x 4 m	1.00 € - 20 %
Ref. VH 21102	8 cm x 4 m	1.16 € - 20 %
Ref. VH 21103	10 cm x 4 m	1.34 € - 20 %
Ref. VH 21110	4 cm x 20 m	3.15 € - 20 %
Ref. VH 21111	6 cm x 20 m	3.26 € - 20 %
Ref. VH 21112	8 cm x 20 m	4.13 € - 20 %
Ref. VH 21113	10 cm x 20 m	4.91 € - 20 %

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

Clinell Rediair luchtzuivering

Ziektekiemen, deeltjes en geurtjes blijven in slecht geventileerde ruimtes hangen.

Door te ademen, praten en hoesten kunnen ziektekiemen (zoals Influenza of het coronavirus) via aerosols of kleine druppeltjes in de ruimte worden verspreid en wel meer dan een uur blijven rondzweven.

Daarom werd Rediair ontwikkeld. De kern van Rediar bestaat uit dubbele HEPA14 -en koolstofcomposietfilters die ervoor zorgen dat de lucht onmiddellijk wordt gezuiverd en 99,995 % van deze ziektekiemen uit de lucht worden gefilterd.

Zeer eenvoudige bediening. Hoog debiet voor zuivere lucht, tot 600 m³ / uur.

Geschikt voor efficiënte ventilatie van ruimte tot 120 m². 10x effectiever dan toestellen met HEPA13 filters.

4 verschillende werkingsmodi (automatisch, handmatig, turbo en nachtmodus). Ultrastille werking.

RAIR-EU

Recupel

1331.00 € - 10 %

0.12 €



Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen