

Geldig vanaf 16/10/2023 t.e.m. 31/12/2023

Otoscoopsets HEINE BETA 400 FO

Komplete otoscoopset in opbergetui: 1 otoscoopkop BETA 400 FO, 1 set herbruikbare oorspecula, 10 disposable oorspecula 1 vervanglampje (halogeen), 1 oplaadbaar handvat BETA 4 USB met USB-oplader.



Ref. B-143.28.388	Met LED verlichting	718.50 €	- 25 %
+Recupel		0.08 €	
+Bebat		0.06 €	

Otoscoopsets HEINE BETA 3000 FO

Moderne en compacte zak-otoscoop met F.O. verlichting. Met insuflatiepoort voor pneumatische testen. Binnenzijde otoscoop mat zwart F.O. verlichting zorgt voor volledig vrij lichtveld. Exclusieve fade-out-functie.



Ref. D-851.10.021	Mini 3000 F.O. otoscoopkop Handvat met 2 batterijen 10 disposable specula en etui	215.99 €	- 25 %
+Bebat		0.12 €	
Ref. D-885.20.021	Idem als voorgaande Doch met LED-verlichting (2x helderder als halogeen)	270.68 €	- 25 %
+Bebat		0.12 €	

HEINE Mini-C clip lamp LED

Compacte zaklamp met krachtig onderzoekslicht. Getest op fotobiologische veiligheid voor een veilig onderzoek van de ogen. Natuurlijke kleurweergave dankzij LED-technologie. Schakelt automatisch uit wanneer deze in borstzak wordt geplaatst. Geleverd met 2 AAA-batterijen.



Ref. D-008.73.109	60.14 €	- 25 %
+Bebat	0.12 €	

Macroview PLUS otoscoopset



Nieuwe otoscoopset met iEXAMINER-functie
Sure-Color LED-verlichting, lange levensduur (LED-lamp NIET vervangbaar)
Blikveld driemaal groter dan bij standaard otoscopen, vergroting 5x groter.
Geschikt voor digitaal gebruik met iEXAMINER (OPTIONEEL)
Via iEXAMINER Smart Bracket kan een brede waaier aan Smartphones aan de otoscoop bevestigd worden. Smartphone en Macroview Plus otoscoop kunnen eenvoudig gekoppeld worden met Smart-Clip
Via de gratis i-Examiner-app kunnen beelden eenvoudig gedeeld worden met collega's. Compatibel met bestaande 3,5V handvatten en met bestaande disposable oorspecula

Inhoud set:

- Macroview Plus otoscoop
- Handvat Lithium-Ion Plus met USB-oplader
- iEXAMINER Smart Bracket
- opbergétui met rits

WA.71-XM3LXE	1095.00 €	- 30 %
+Recupel	0.08 €	
+Bebat	0.06 €	

Macroview BASIC otoscoopset



Otoscoopset met Macroview basic otoscoop met sure-color LED verlichting.
Lange levensduur (LED-lamp is niet vervangbaar). Breed gezichtsveld (3x het zicht van een klassieke otoscoop).
Vergroting 5x groter dan standaard otoscopen.

Inhoud set:

- Macroview BASIC otoscoop
- Handvat Lithium-Ion Plus met USB-oplader
- opbergétui met rits

WA.71-XM2LXE	912.05 €	- 30 %
+Recupel	0.08 €	
+Bebat	0.06 €	
WA.71-XM2LXES Idem doch met softcase	798.21 €	- 30 %
+Recupel	0.08 €	
+Bebat	0.06 €	

Dermatoscoop Delta One

Zeer complete dermatoscoop die gebruik maakt van de modernste technologie
Kristalhelder beeld door het achrometrische optische Heine-systeem
Excellente kleurweergave door Heine LED HQ verlichting. Lens Ø 21 mm met schaalverdeling
Polarisatie mogelijk waardoor verblindingsvrij kan gewerkt worden (niet reflecterend)

- compleet model, makkelijk mee te nemen
- 10-voudige vergroting
- wireless connectie
- contactschijf kan geautoclaveerd worden (geen kruisbesmetting)
- oplaadbaar handvat met Li-Ion technologie
- aangepaste lichtintensiteit: 3 graden van lichtsterkte
- Toggle-functie: met 1 druk op de knop kan geschakeld worden tussen gepolariseerd en niet-gepolariseerd licht

Met behulp van optionele houders kunnen met de mobiele telefoon foto's gemaakt worden en verstuurd worden (vanaf iPhone 6, niet geschikt voor de Plus versies)
Verkrijgbaar in 2 kleuren. Geleverd met étui, USB-kabel, adapter en contactschijf



K-210.28.305	Delta One standaard zwarte kleur	1172.97 €	- 25 %
Recupel		0.08 €	
Bebat		0.06 €	
K-000.34.271	Universele smartphone adaptor Geschikt voor elk type iPhone	98.98 €	- 25 %

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

Onderzoekslamp Welch Allyn GS 300



Onderzoekslamp met LED-verlichting : zeer wit licht en waarheidsgetrouwe lichtweergave, 5.500° K. LED-verlichting geeft geen warmte af.
Lage energieconsumptie en geen vervanglampen nodig !
Touchless aan / uit bediening, wat risico op kruisbesmetting aanzienlijk reduceert.

WA 44452
Recupel

Op verrijdbaar vijfvoetstatief

750.78 € -25 %
0.08 €

Onderzoekslamp Welch Allyn GS 600



Onderzoekslamp met LED-verlichting : zeer wit licht en waarheidsgetrouwe lichtweergave. Lichtvermogen 45000 Lux. Brede belichtingskop met 3 LED-lampen
Lage energieconsumptie en geen vervanglampen nodig !
Touchless aan / uit bediening, wat risico op kruisbesmetting aanzienlijk reduceert.

WA 44602
Recupel

Op verrijdbaar vijfvoetstatief

1329.45 € -25 %
0.08 €

EKG toestel Mortara Eli 230

- Compact en draagbaar toestel met 12 afleidingen met het hoog aangeschreven Veritas protocol/algorithm, om zeer verfijnde analyses te maken op basis van geslacht en leeftijd
- Eenvoudige bediening met een A4 print-out (EKG-rollen breedte 210 mm)
- Toestel bedoeld om te werken op papier: uitstekende kwaliteit, doch minder geschikt om digitaal te werken (enkel geslacht en leeftijd van de patiënt kunnen via het toetsenbord ingebracht worden, GEEN naam)
- Het is evenwel mogelijk om EKG-data digitaal op te slaan op een USB-stick en in PDF-formaat over te brengen naar het medisch dossier van de patiënt
- EKG-signalen worden duidelijk op het LCD-kleurendisplay weergegeven ter beoordeling vooraf, achteraf kunnen deze tevens met de interpretatieteksten op het display worden getoond.
- Toestel heeft geheugenbuffer van 60 seconden waaruit automatisch de beste 10 seconden van het EKG-signaal kunnen worden gedetecteerd.
- Toestel werkt met klassieke patiëntenkabel, DRAADLOZE patiëntenkabel in optie beschikbaar
- Geleverd met 100 disposable EKG-elektroden en 1 rol papier, zonder draagtas
- Afm. toestel: 28,5 x 19 x 7 cm; gewicht 2,6 kg
- Voeding netstroomadapter en herlaadbare batterij



ELI230-BDB

+Recupel

+Bebat

ELI230-ADB met draadloze patiëntenkabel

+Recupel

+Bebat

1637.86 € - 15%
0.08 €

0.06 €

1836.18 € - 15 %

0.08 €

0.06 €

Elektronische bloeddrukmeter ProBP 2000

Zéér nauwkeurige en betrouwbare digitale bloeddrukmeter. Met één druk op de knop wordt de bloeddruk gemeten vanaf het moment dat de manchet wordt aangepast (Sure BP technologie). Latexvrije manchet met roterende Flexiport-connectie, laat toe om eenvoudig en snel van manchet te wisselen. Alle manchetten zijn compatibel met de manuele bloeddrukmeters van Welch Allyn. Toestel ook geschikt voor kinderen mits gebruik van aangepaste manchet. Geleverd met manchet N°11 voor volwassenen en 4 AA batterijen.



WA 2000

Recupel

Bebat

WA 2000-P

Recupel

Bebat

Met netstroomadapter

250.03 € - 25 %

0.08 €

0.24 €

279.17 € - 25 %

0.08 €

0.24 €

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

Bloeddrukmeters Welch Allyn Durashock

54-01-189	Bloeddrukmeter DS54: model met enkele uitgang, in etui	77.92 €	- 25 %
55-01-189	Bloeddrukmeter DS55: model met enkele uitgang en lepel, in etui	102.66 €	- 25 %
54-L1-189	Bloeddrukmeter DS54: model met enkele uitgang en lepel, in etui	87.07 €	- 25 %
55-41-149	Bloeddrukmeter DS55: model met enkele uitgang en rode accenten, in etui	102.66 €	- 25 %



Bloeddrukmeters HEINE

Bloeddrukmeter met schokbestendige polyamide behuizing.
Goed leesbare display. Geschikt voor links- en rechtshandigen. Geleverd met etui.

HE.M-000.09.230	Gamma G5	95.95 €	- 25 %
HE.M-000.09.232	Gamma G7	140.12 €	- 25 %



PC gebaseerd rust-ECG-systeem

PC-gebaseerd rust-ECG-systeem (PC/Laptop niet meegeleverd).
Optimale oplossing voor het openen, archiveren en afdrukken van 12-afleidingen rust-ECG.
Zéér gebruiksvriendelijk systeem met Nederlandse software en gebruikshandleiding
Werkt door middel van de PC dus in real-time.
Geleverd met patiëntenkabel, 10 krokodilleklemmen, 500 tab-elektroden, PC-software en PC-USB-kabel.



CPR-AM-UI-EB-D
Recupel

5786.70 € - 40 %
0.08 €

Ambulante bloeddrukmeter Welch Allyn ABPM 7100S



De Welch-Allyn ABPM 7100 is een makkelijk te gebruiken 24 uren ambulante bloeddrukmeter die is ontworpen om te helpen de gevolgen van het witte jassen syndroom te voorkomen, accurate slaap bloeddrukmetingen en op maat gemaakte medicijn behandelingen van uw individuele patiënt. Het apparaat begint al met meten tijdens het oppompen van de manchet waardoor er minder ongemak voor de patiënt is. De ABPM 7100 is zeer geschikt voor 5 minuten metingen. Het systeem wordt geleverd inclusief Cardio Perfect workstation software dit is een uitgebreid softwarepakket met een geïntegreerde SQL database voor opslag van metingen en persoonsgegevens. Binnen het Cardio Perfect workstation kunt u ook gebruik maken van bv. een ECG systeem of een Spirometer

- ABPM 7100
- USB kabel
- ABPM manchet Large adult 39 à 46 cm
- 4 AA batterijen
- ABPM manchet adult 25 à 35 cm
- CardioPerfect workstation software

Systeemeisen besturingssysteem : Microsoft Window 7 Pro of hoger
Ref. ABPM 7100S

+recupel
+bebat

3333.79 € -40%
0.08 €
0.24 €

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

Freezpen 16G



Doeltreffend cryotherapie-toestel voor de behandeling van diverse goedaardige huidafwijkingen: wratjes, fibromen, goedaardige moedervlekken
Precieze en vrijwel pijnloze werking
Freezpen werkt met N2O-gaspatronen onder hoge druk (50-55 bar)
Deze zorgen voor een krachtige straal en voor een effectieve behandeling welke penetreert met 1 mm per 5 seconden tot een maximale diepte van 6 mm
Werkt met 16 gr. patronen (ca. 10 behandelingen)
Geleverd met 3 applicators. Startset met 6 patronen van 16g

CL-FP-18

2292.95 € - 25 %

Stethoscopen Littmann



Littmann Core digitale stethoscoop schakelt tussen analoge en versterkte luistermodus.
Dubbel RVS borststuk, instelbaar, geschikt voor auscultatie van volwassenen en kinderen. Met zwarte slang en zwart borststuk.
Oordopjes met zachte afdichting zorgen voor comfortabele pasvorm en uitstekende geluidsocclusie
Maakt verbinding met EKO-software om hartgeluidsgolven te normaliseren en te delen. Tot 40x versterking (op piekfrequentie, vs analoge modus)
Actieve ruisonderdrukking vermindert ongewenste achtergrondgeluiden
Geschikt voor gebruik met diverse mobiele toestellen

DM 8490

442.86 € - 20 %

+Recupel

0.08 €

+Bebat

0.06 €

DM 8572 Idem als voorgaande met spiegellend borststuk

514.86 € - 20 %

+Recupel

0.08 €

+Bebat

0.06 €

Stethoscoop Littmann Classic III



Model Classic III is een monitoring bewakingsstethoscoop

Littmann Classic III met standaard borststuk

150.04 € - 20 %

Verkrijgbaar in: blauw, bordeaux, zwart, paars, lavendel, blauw caribisch blauw, limoengroen, roos, grijs

Stethoscoop Littmann Cardiology IV



Diagnostisch model, stelt arts in staat om subtiele verschillen in de gezondheidstoestand te ontdekken.

Modellen met standaard borststuk.

308.55 € - 20 %

Verkrijgbaar in: zwart, marineblauw, jagersgroen pruimkleurig, framboos en bordeaux

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

Autoclaaf Midmark B18

Autoclaaf type B, met exclusieve QUICKSTEAM technologie (20% besparing aan tijd, water en energie)
Conform richtlijn 93/42/EEG medische hulpmiddelen, 97/23/EC drukapparatuur,
EN 13060 kleine stoomsterilisators, IEC EN 61326 elektromagnetische compatibiliteiten IEC 61010-2-40 veiligheidsvoorschriften voor sterilisators. Geschikt voor holle, vaste en poreuze ladingen, zowel verpakt als onverpakt
Automatische deurvergrendeling garandeert totale veiligheid
Traceerbaarheid van de gegevens en geïntegreerde printer die automatisch de sterilisatiecycli afdruckt
Beschikt over testprogramma's Bowie en Dick (kwaliteit van de stoompenetratie),
Helixtest (gevalideerd voor controle van stoompenetratie voor met name holle instrumenten) en vacuüm-test
Sterilisatiecycli voorgeprogrammeerd. Display programmeerbaar in verschillende talen
Watertoevoer en -afvoer d.m.v. automatische pomp.
Uitgerust met 2 interne watertanks voor schoon water en afvalwater.
Demineralisator kan worden aangesloten
Bruikbaar volume 18 liter. Met uitgestelde startfunctie tot 24 uur.
Geleverd met 4 trays van 185 x 285 x 17 mm.
Voorverwarmen kan, afhankelijk van de lading, 20 tot 25 minuten duren.
Afm.: 610 x 505 x 400 mm, (D x B x H)
Electrische vereisten 220 V, 50-60 Hz, vermogen 2.400 Watt
Afm. kamer: Ø 236 mm x D 381 mm
Eigengewicht 56 kg

MIDM-B18

+recupel

6145.59 € - 25 %

0.08 €

Thermoscan PRO 6000



WA 06000-200

Oorthermometer voor snelle & nauwkeurige metingen.
Geheugentoets voor weergave van de laatste meting.
Hygiënisch, werkt met lensfilters. Duidelijk afleesbare LCD display.
60-seconden timer ondersteunt het handmatig meten van hartslag en ademhaling.
Automatische uitschakeling na ca. 10 seconden.
Wordt geleverd met houder en 20 lensfilters

Recupel

Bebat

254.10 € - 30 %

0.08 €

0.12 €

DAX Clinical Handontsmetting

Hygiënische en chirurgische handontsmetting
Werkt snel en kleeft niet na het verdampen. Bevat 75% gedenatureerde ethanol.
Toevoeging van glycerine en caprylyl glycol als hydraterende ingrediënten maakt dat de huid haar natuurlijke vochtbalans behoudt en voorkomt dat ze uitdroogt. Zonder parfum en zonder kleurstof.
Bacteriedodende, schimmeldodende, microbacteriëndodende en virusdodende werking.

778-6

1000 ml



20.45 €

Promo: Bij aankoop van 1 vulling DAX clinical 1000 ml ontvangt u de DAX manuele dispenser GRATIS (waarde 31.58 €) PUSH dispenser (MD153) Gesloten model in witte kunststof (28 x 12.5 x 12.5 cm). Afsluitbaar. Door met de handpalm op de dispenser te drukken verkrijgt u de gewenste dosering handontsmetting.

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

Clinell oppervlakte-ontsmetting

Het clinell-assortiment bestaat uit spray en doekjes voor de ontsmetting en reiniging van niet-invasieve medische oppervlakten en apparatuur. Unieke antibacteriële werking, doeltreffend vanaf 10 seconden. Doden ten minste 99,99 % van de ziektekiemen (waaronder MRSA, Novovirus, Hepatitis B en C, ...) Eenvoudig en betrouwbaar, kostenefficiënt (geen andere schoonmaakproducten nodig). Bewezen bactericide, virucide, fungicide en tuberculocide werking Universele formule ZONDER alcohol, niet-toxisch. Huidvriendelijk en dermatologisch getest: geen ruwe of droge handen na veelvuldig gebruik. Geschikt voor gebruik op brede waaier van medisch materiaal en medische oppervlakten: ziekenhuisbedden, matrascovers, onderzoekstafels, rolstoelen, brancards, tilliften, looprekken, EKG-apparaten, stethoscopen, bloeddrukmeters, bloeddrukmanchettes, deurenklinken, infuusstaanders, (veilig voor gebruik op de meeste soorten rubber, kunststof en metaal). Unieke dispensers voor wandbevestiging e.d. beschikbaar, zodat U doekjes snel en makkelijk binnen handbereik heeft . Doekjes en spray CE-gemarkeerde medische hulpmiddelen (klasse II a) volgens MDD 93/42/EEC)



CDS 500	Universele spray	8.77 €	-15%
CW 200	(alcoholvrije spray die overal kan ingezet worden)		
BCW 100BE	Universele doekjes 22 x 27.5 cm. per 200st	16.88 €	-15%
	Universele soft doekjes 18 x 28 cm. per 100st	14.28 €	-15%

Tegaderm + Pad

Transparant verband met een absorberende kompres



DM 3582	5 x 7 cm	23.32 €	- 20 %
DM 3584	6 x 10 cm	34.98 €	- 20 %
DM 3586	9 x 10 cm	22.26 €	- 20 %
DM 3589	9 x 15 cm	29.68 €	- 20 %
DM 3590	9 x 20 cm	41.34 €	- 20 %
DM 3591	9 x 25 cm	44.94 €	- 20 %

Medipore + Pad

Non woven hypo-allergeen verband met een niet-klevend absorberend compres.



DM 3562	5 x 7 cm	10.07 €	- 30 %
DM 3564	6 x 10 cm	18.02 €	- 30 %
DM 3566	10 x 10 cm	13.52 €	- 30 %
DM 3569	10 x 15 cm	16.64 €	- 30 %
DM 3570E	10 x 20 cm	21.73 €	- 30 %

Steristrip



Steriele hechtpleisters, verpakt per 50 stuks

DM R 1540	3 x 75 mm	30.74 €	- 20 %
DM R 1541	6 x 75 mm	30.74 €	- 20 %
DM R 1542	6 x 38 mm	30.74 €	- 20 %
DM R 1546	6 x 102 mm	48.76 €	- 20 %
DM R 1547	12 x 102 mm	48.76 €	- 20 %

Danamull Haft

Witte cohesieve fixatiezwachtel, latexvrij, per stuk



Ref. VH 21100	4 cm x 4 m	0.89 €	- 25 %
Ref. VH 21101	6 cm x 4 m	1.11 €	- 25 %
Ref. VH 21102	8 cm x 4 m	1.22 €	- 25 %
Ref. VH 21103	10 cm x 4 m	1.43 €	- 25 %
Ref. VH 21110	4 cm x 20 m	3.29 €	- 25 %
Ref. VH 21111	6 cm x 20 m	3.60 €	- 25 %
Ref. VH 21112	8 cm x 20 m	4.40 €	- 25 %
Ref. VH 21113	10 cm x 20 m	4.93 €	- 25 %

Prijzen gelden inclusief BTW Kortingen nog in mindering te brengen

Durasol Comfort tas

Rugzakmodel (35 x 23x 46 cm) met gewatteerde draagriemen.

Groot laptopvlak binnenin (29 x 44cm) Geschikt voor laptops tot 17.3"

Stabiel bodemvlak met 2 uitneembare ruimteverdelers en binnenvak met variabele verdelers voor kleinere stukken.

2 compartimenten aan de buitenkant. Hoog draagcomfort, gewicht leeg 2.2 kg, eenvoudig in onderhoud met water & zeep.

Vervaardigd uit waterafstotend Tex-materiaal.

Leverbaar in wit, lichtgrijs, titanium-grijs en siciliaans rood.

670.88 € -10%



Durasol Rusticana tas

Rusticana klein leder met 1 voortas.

Beschikbaar in lichtbruin, zwart, bordeaux (leder)
donkerbruin (waterbuffel)

535.00 € -10%

Rusticana groot leder met 1 voortas

Beschikbaar in lichtbruin, zwart, bordeaux, rood met wit kruis (leder)
donkerbruin (waterbuffel)

586.06 € -10%

Rusticana groot leder met 2 voortassen

Beschikbaar in lichtbruin, zwart, bordeaux, rood met wit kruis,oranje, geel, taupe, ivoor, marineblauw (leder)
donkerbruin (waterbuffel)

637.19 € -10%



Prijzen gelden inclusief BTW Korting nog in mindering te brengen