



Hydro

UNTERSUCHUNGLIEGE • HYDRAULISCH VERSTELLBARER HÖHE
BEHANDEL TAFEL • HYDRAULISCH VERSTELBARE HOOGTE



KOMBINATION AUS KOMFORT UND ÖKOLOGIE

COMFORTABEL ÉN ECOLOGISCH



KOMFORT

- > Mit Gasfeder verstellbares Rückenteil
- > Netzunabhängige Liege: keinerlei Anschlüsse erforderlich
- > Energieeinsparung
- > Schnelles Absenken
- > Anbau zahlreicher Zubehörteile möglich



ZUGÄNGLICHKEIT

- > Hydraulisch zwischen 55 und 93 cm verstellbare Höhe
- > 12 cm Bodenabstand
- > Geeignet für das Unterschieben eines Patientenlifters



SICHERHEIT

- > Belastbar bis 200 kg
- > Polsterung, Brandschutzklasse M1 (je nach Farbwahl, siehe Farbpalette)
- > Keine Beeinflussung von elektrischen oder elektronischen Geräten möglich
- > Keine Gefahr von Interferenzen mit Elektrogeräten
- > Geeignet für Krankenhäuser (keine Kabel)



HYGIENE

- > Glattes und einfach zu reinigendes Gestell
- > Antibakterieller Bezug (je nach Farbwahl, siehe Farbpalette)
- > Papierrollenhalter
- > Transporträder (optional)

COMFORT

- > Rugleuning verstelbaar met gasveer
- > Autonome tafel: geen aansluiting vereist
- > Energiezuinig
- > Snel omhoog/omlaag
- > Mogelijkheid tot aanpassing van groot aantal accessoires

TOEGANKELIJKHEID

- > Hoogte hydraulisch verstelbaar van 55 tot 93 cm
- > 12 cm boven de grond
- > Compatibel met tillift

VEILIGHEID

- > Vermogen 200 kg
- > Brandwerende bekleding (klasse M1) (volgens kleurkeuze, zie kleurstalen)
- > Geen risico op interferentie met elektrische en/of elektronische apparaten
- > Geschikt voor psychiatrische ziekenhuizen (geen touwen)

HYGIËNE

- > Vlak en eenvoudig schoon te maken
- > Bekleding met antibacteriële bescherming (volgens kleurkeuze, zie kleurstalen)
- > Papierrolhouder
- > Wielen voor verplaatsing (optioneel)



Verstellbare Höhe
Variabele hoogte

55 / 93 cm

Liegefläche
Tafeloppervlak



65/75 x 200 cm

Belastbarkeit
Draagvermogen



200 kg



EINSTIEGSPPOSITION
LAGE STAND



HOHE POSITION
HOGE STAND



ALLGEMEINE UNTERSUCHUNG
ALGEMEEN ONDERZOEK



MIT SEITENGITTER
MET ONRUSTHEKKEN

STANDARDAUSFÜHRUNG

Medizinprodukt der Klasse I

Hydraulisch zwischen 55 und 93 cm verstellbare Höhe

Stahlgestell mit weißer Epoxidbeschichtung

Mit Gasfeder verstellbare Rückenlehne

Verstellbare Gleiter unter dem Fußgestell (Art.nr. 1050-10)

Block'n Roll® - Halbzentrales System mit eingebauten einklappbaren Rollen (Art.nr. 1050-15)

Papierrollenhalter (kopfseitig) max. Länge 50 cm - ø 20 cm

Max. zulässiges Patientengewicht 200 kg
(dynamische Tests bis 250 kg und statische Tests bis 800 kg)

STANDAARDEIGENSCHAPPEN

Medisch hulpmiddel klasse I

Hoogte hydraulisch verstelbaar van 55 tot 93 cm

Frame van staal met witte epoxy afwerking

Rugleuning verstelbaar met gasveer

Stelvoetjes onder pootgedeelte (ref. 1050-10)

Block'n Roll® - systeem van ingebouwde opklapbare wielen half gecentraliseerd (ref. 1050-15)

Papierrolhouder (hoofdeinde) lengte max. 50 cm - ø 20 cm

Max. toegestane patiëntgewicht van 200 kg
(dynamisch getest bij 250 kg en statisch bij 800 kg)



Diese Liege ist für Untersuchungszwecke bestimmt und nicht für den Transport von Patienten geeignet

Dit product is een behandeltafel en is niet geschikt voor het vervoer van patiënten

1050-10

Gleiter • Stelvoetjes

1050-15

Block'n Roll® • Block'n Roll®

POLSTERAUFLAGEN / KUSSENS

* Alle Modelle, bitte separat bestellen

Alle modellen, apart te bestellen



FLACH / VLAK

Breite / Breedte 65 cm 600150-65
Breite / Breedte 75 cm 600150-75



MIT WULST
RANDVERDIKKING

Breite / Breedte 65 cm 600151-65
Breite / Breedte 75 cm 600151-75



ANATOMISCH

Breite / Breedte 73 cm 600150-70

OPTIONEN / OPTIES*

* Bitte unbedingt bei Bestellung vermerken, Montage im Werk
Te bestellen bij oorspronkelijke opdracht, montage in fabriek

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES



81036

4 Räder mit Bremse und Doppelrollen ø 50
4 zwenkwielen met rem ø50
(ref.ref: 1050-10)

Polsterauflagen/Kussens
65 cm 75 cm

2231-65 2231-75

Gesichtsausschnitt
Gezichtsoopening
nur bei flacher Polsterung
uitsluitend bij vlakke bekleding
600150-65 / 600150-75



600000-01

Polsterauflage im Werk montiert
Bekleding montage in fabriek



166

Paar Spannvorrichtungen
Paar klemmen



850+166

Paar Haltebügel
Paar hielsteunen



840+166

Paar Beinstützen
Paar kniesteunen



861

Paar Bezüge für Beinstützen
Paar hoezen voor kniesteunen



2536+166

Armstütze (1 Stück)
Armsteun (per stuk)



2537

Bezug für Armstütze (1 Stück)
Hoes voor armsteun (per stuk)



2054-01

Kopfstütze / Hoofdsteun
Nicht kombinierbar mit der Polsterung mit Randwulst / Niet compatibel met kussens met randverdikking



2055-01

Rücklehnenverlängerung
Verlengstuk van rugleuning



1102-10

Kopfstütze
Hoofdsteun



85114-02

Paar Seitengitter / Paar onrusthekken
Nicht kombinierbar mit den Zuhörteilen
Niet compatibel met accessoires
166, 985-01, 2985-01



2056-02

Verstellbarer Rollenhalter (fußseitig)
Verstelbare rolhouder (voeteinde)
(350-800 mm, ø 200 mm)



2057-02

Verstellbarer Rollenhalter (kopfseitig)
Verstelbare rolhouder (hoofdeinde)
(350-800 mm, ø 200 mm)



985-01+166

Infusionsständer, 2 Haken
Infuuspaal met 2 haken



2985-01+166

Infusionsständer, selbstverriegelnd, 2 Haken
Infuushouder 1-hand hoogte met 2 haken

NETTO-GEW. • NETTOGEWICHT: 82 KG
 BRUTTO-GEW. • BRUTOGEWICHT: 112 KG
 VOLUMEN • VOLUME: 1,036 M³



**POLSTERAUSWAHL,
 FEUERBESTÄNDIG M1,
 ANTIBAKTERIELL**

**KEUZE VOOR
 M1 VUURVERTRAGENDE
 STOFFERING – BACTERIEWEREND**


- CLASSIC**
- CA - TOMATO
 - CB - FUCHSIA
 - CC - PLUM
 - CD - LEMON
 - CE - PEACOCK
 - CF - SAPHYR
 - CG - MIDNIGHT BLUE
 - CH - GLACIER
 - CI - DARK
 - 57 - ANTISTATIC
 - CJ - GREY
 - CK - PLATINUM

- ELEGANCE***
- EA - DEEP GREEN
 - EB - VEGETAL
 - EC - STORM
 - ED - SILVER BLUE
 - EE - PAPRIKA
 - EF - TWILIGHT
 - EG - CAMEL
 - EH - CORK

* The Elegance range is subject to the application of a price supplement. Please refer to the price list.



AH-18/24



22, rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, France
 +33 (0)2 43 05 17 76

PROMOTAL.COM